





Lipo

H5001

- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- EN USER MANUAL
- FR MODE D'EMPLOI
- BG РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO INTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- SL PRIROČNIK ZA UPORABNIKA
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





Inhaltsverzeichnis

1. Warnungen & Gegenanzeigen	2
2. Sicherheit mit Silk'n Lipo.....	9
3. Lernen Sie Ihren Silk'n Lipo kennen	9
4. Bedientasten & Einstellungen	11
5. Behandlungsplan.....	15
6. Was Sie von Silk'n Lipo erwarten können	16
7. Legen Sie los!.....	17
8. Reinigung & Wartung	19
9. Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien.....	20
10. Fehlerbehebung	21
11. Kundenservice.....	21
12. Garantie	22
13. Entsorgung	22
14. Spezifikationen	23
15. Zeichenerklärung	25

1. Warnungen & Gegenanzeigen

DE

Diese Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Standards und Regeln. Im Ausland sind auch die länderspezifischen Richtlinien und Gesetze zu beachten.

Bei Silk'n Lipo handelt es sich um ein leistungsstarkes Elektrogerät, bei dessen Verwendung besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden sollte. Lesen Sie vor der Verwendung alle Warnungen und Gegenanzeigen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Behandlung noch einmal mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen.

- ⦿ Das Gerät darf nicht in der Badewanne oder unter der Dusche verwendet werden.
- ⦿ Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Aufbewahrungs/Ladestation an die Stromversorgung anschließen.
- ⦿ Den Adapter von Wasser fernhalten. Der Adapter ist nicht wasserdicht.
- ⦿ Stellen bzw. bewahren Sie die Behandlungseinheiten, die Aufbewahrungs/Ladestation und den Adapter nicht an Orten auf, an denen sie in die Badewanne, das Waschbecken, ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit fallen oder gezogen werden können.

- Sollte die Aufbewahrungs/Ladestation oder der Adapter ins Wasser fallen, versuchen Sie nicht danach zu greifen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, bevor Sie die Teile aus dem Wasser nehmen. Wenn Sie den Adapter der Aufbewahrungs/Ladestation nicht ziehen, kann ein Stromschlag die Folge sein.
- Verwenden Sie den Adapter niemals, wenn das Anschlusskabel oder der Netzstecker beschädigt sind, nicht richtig funktionieren oder in Wasser getaucht wurden. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker.
- Trennen Sie das Gerät unverzüglich von der Stromquelle, wenn die Aufbewahrungs/Ladestation nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Vor dem Laden oder der Aufbewahrung muss jede Behandlungseinheit abgetrocknet werden.
- Vor der Aufbewahrung muss jedes Elektrodenpad abgetrocknet werden.
- Die Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu modifizieren, zu öffnen oder zu reparieren. Sie könnten sich der Gefahr

durch elektrische Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen.

- Veränderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung dieser Bestimmungen zuständigen Stelle genehmigt werden, können bewirken, dass der Benutzer das Gerät nicht mehr verwenden darf.
- Wenn die Teile oder das Zubehör nicht vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung stammen, das Gerät beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie in diesen Fällen Kontakt zum Kundenservice auf.
- Die Geräteteile niemals in der Geschirrspülmaschine reinigen.
- Kinder dürfen nicht mit der (Plastik) Verpackung spielen. Sie können sich mit dem Verpackungsmaterial verletzen oder Kleinteile verschlucken und daran erstickten.
- Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss. Nähere Informationen finden Sie in Abschnitt 13. Entsorgung.

- Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
- Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.
- Der Akku muss gemäß den Vorschriften entsorgt werden.
- Vor allem muss bei der Entsorgung auf die Umweltaspekte geachtet werden. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus niemals im Hausmüll. Kontaktieren Sie Ihren Einzelhändler, um die Umwelt zu schützen.

Entfernen des Akkus

Zum Entfernen des Akkus muss das Gerät auseinander gebrochen werden. Nach diesem Vorgang ist das Gerät nicht länger funktionsfähig und kann auch nicht mehr repariert werden. Durch das Aufbrechen des Gehäuses und Herausnehmen des Akkus erlischt jeglicher Garantieanspruch. Das Tragen von Schutzbrillen und Handschuhen wird empfohlen.

Home Skinovations Ltd haftet nicht für physische oder materielle Schäden, die durch diesen Vorgang entstehen.

Zum Entfernen des Akkus platzieren Sie jede Behandlungseinheit auf einer harten, robusten Oberfläche. Beschädigen Sie das Gehäuse mit Hilfe eines Hammers.

Entfernen Sie das Gehäuse anschließend mit einer Zange oder einem Schraubenzieher. Entfernen Sie die Schrauben von der Platine und entnehmen Sie den Akku, indem Sie den Stecker von der Platine ziehen.

Gegenanzeigen

- Kinder, Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und Personen, die über keine ausreichende Erfahrung im Umgang mit dem Gerät verfügen, dürfen Silk'n Lipo nicht verwenden. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie eine niedrigere Energiestufe für die elektrische Muskelstimulation, falls irgendwelche Beschwerden auftreten.
- Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Ihre Haut sehr rot ist, Bläschen bildet oder brennt.
- Auf sauberer, trockener und gesunder Haut anwenden.

Nicht verwenden, wenn:

- ⊙ Sie an einer Herzkrankheit leiden und Sie Ihren Arzt nicht konsultiert haben.
- ⊙ Sie immunsuppressive Medikamente wie Kortikosteroide einnehmen, ohne vorher Ihren Arzt zu konsultieren oder wenn Sie an einer Immunschwäche leiden.
- ⊙ Sie aktiv an Krebs erkrankt sind.
- ⊙ Sie lymphatische Beschwerden, Schilddrüsenerkrankungen, Diabetes oder Leberschäden oder andere Stoffwechselerkrankungen haben.
- ⊙ Sie einen Herzschrittmacher, internen Defibrillator oder ein anderes elektrisches Implantat in Ihrem Körper tragen.
- ⊙ Sie eine lokale Lösung auf dem Behandlungsbereich aufgetragen haben, die Metallionen enthält.
- ⊙ Sie an Epilepsie leiden.
- ⊙ Ihre arterielle Durchblutung in den unteren Extremitäten schwer gestört ist.
- ⊙ Sie einen Bauch- oder Leistenbruch haben.
- ⊙ Sie schwanger sind oder stillen.

Diese Körperteile dürfen nicht behandelt werden:

DE

- In der Nähe des Herzens. Die Elektroden dürfen nirgendwo auf dem vorderen Brustkorb platziert werden (dort wo sich die Rippen und das Brustbein befinden), vor allem nicht auf den beiden große Brustmuskeln. Dadurch erhöht sich das Risiko eines Kammerflimmerns mit folgendem Herzstillstand.
- Hinterer Brustkorb.
- Kopf oder Nacken.
- Genitalbereich.
- Auf oder um die Augen.
- Hautbereiche mit Tattoos.
- Bereiche mit metabolischer Arthritis oder chronischen Schmerzen.
- Geschwollene, infizierte oder entzündete Bereiche, oder Bereiche, die Hautverletzungen, Hautirritationen oder Hautausschlag aufweisen (z.B. Hautreizungen, Venenentzündung, Thrombose, Krampfadern oder postoperative Narben, bei denen der Heilungsprozess beeinflusst werden könnte, usw.).
- Körperteile, die Klammern, Implantate oder Stifte aus Metall aufweisen oder

wenn Sie sich in der Nähe von Metall befinden. Entfernen Sie jeglichen Schmuck oder anderes Zubehör vom Behandlungsbereich.

- Bereiche mit einer Vorgeschichte von Hautkrebs oder potenziellen bösartigen Hauttumoren.

2. Sicherheit mit Silk'n Lipo

Bei Silk'n steht Sicherheit an erster Stelle. Silk'n Lipo verfügt über folgende Sicherheitsfunktionen:

- **Näherungssensor:** Das Gerät funktioniert nur, wenn es eingeschaltet ist und die **Behandlungseinheit** guten Kontakt zur Haut hat.
- **Automatische Ausschaltung:** Auch wenn Sie die Behandlung jederzeit unterbrechen können, schaltet das Gerät nach ca. einer Minute automatisch ab, wenn kein Hautkontakt besteht (die **LED für den Betrieb** leuchtet dauerhaft grün). Auch nach einem Dauerbetrieb von 15 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.

3. Lernen Sie Ihren Silk'n Lipo kennen

Das Silk'n Lipo-System hilft dabei, ohne Trainingsaufwand an bestimmten Stellen Fett abzubauen, die Muskeln zu trainieren und spezifische Körperteile zu formen. Und all das komfortabel zu Hause.

Durch die Platzierung der **Behandlungseinheit**¹ auf bestimmten Bereichen wie Oberarmen, Bauch, Gesäß oder Oberschenkel, kann Fett gespalten und speziell von diesen Bereichen entfernt werden. Das Gerät kann individuelle Bereiche formen, die nicht auf Diäten oder sportliche Tätigkeiten reagieren. Silk'n Lipo ist nicht für die Fettreduktion oder einen Gewichtsverlust am gesamten Körper geeignet und kann keine Diät oder sportliche Tätigkeit ersetzen.

¹ Die Einzahl wird sowohl für einzelne wie mehrfach vorhandene Produktkomponenten verwendet wie **Behandlungseinheit**, **Gürtel** und **Elektrodenpad**.

3.1. Packungsinhalt

- 1 oder mehrere Behandlungseinheiten *
- 2 Gürtelschlaufen
- 1 oder mehrere Körpergürtel *
- 1 oder mehrere Elektrodenpads *
- Aufbewahrungs-/Ladestation
- Adapter
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

* Variiert je nach gekaufter Option.

3.2. Gerätebeschreibung

Silk'n Lipo ist ein Gerät für die Heimanwendung, das die LLL-Technologie (Lower Level Laser) und die EMS-Technologie (elektrische Muskelstimulation) verwendet. Zusammen erhöhen diese beiden Technologien den Muskeltonus und reduzieren Fettsäuren und Fettablagerungen, um eine besser Körperstraffung und -kontur zu erzielen.

Silk'n Lipo umfasst verschiedene Gürtel für die unterschiedlichen Behandlungsbereiche. Jede Behandlungseinheit enthält Laserdioden und Elektroden, durch welche die elektrische Muskelstimulation aktiviert wird. Jede Behandlungseinheit wird am Gürtel befestigt und anschließend auf dem Körperteil angebracht, das Sie straffen und formen möchten. Silk'n Lipo verfügt über integrierte, aufladbare Akkus, sodass jede Behandlungseinheit vor jeder Verwendung aufgeladen werden kann.

Sehen Sie sich das Schaubild auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile zu sehen.

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Behandlungseinheit | 6. Elektrodenpad |
| 2. Kontrolltaste | 7. Laden Anzeigeleuchte |
| 3. Anzeigeleuchten | 8. Aufbewahrungs-/Ladestation |
| 4. Gürtelschlaufen | 9. Adapter |
| 5. Körpergürtel | |

3.3. Anwendungszweck


Silk'n Lipo ist ein nicht-invasives Gerät für die Reduktion des Umfangs an Hüfte, Armen, Schenkeln und am Gesäß. Das Gerät verbessert außerdem den Muskeltonus, strafft die Haut und stärkt die Muskeln in den behandelten Bereichen.

Das Gerät ist nicht für die Anwendung in einer Therapie oder für die Behandlung von medizinischen Beschwerden oder Krankheiten geeignet. Jede andere Verwendung als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene ist nicht zulässig.


4. Bedientasten & Einstellungen

4.1. Anschließen der verschiedenen Teile


1. Entnehmen Sie die verschiedenen Teile der Verpackung.
2. Platzieren Sie die **Behandlungseinheit** auf einer flachen Oberfläche. Wenn Sie über mehr als eine **Behandlungseinheit** verfügen, verbinden Sie diese.
3. Nehmen Sie die **Buchschlaufe** und stecken Sie diese in die linke Seite der **Behandlungseinheit**. Anschließend nehmen Sie die **Stiftschlaufe** und bringen diese auf der rechten Seite an (siehe Abbildung).



4. Wählen Sie den entsprechenden **Gürtel** für den gewünschten Behandlungsbereich und legen Sie diesen mit der Seite, auf der das Silk'n-Logo abgebildet ist, nach oben auf eine flache Oberfläche.
5. Falten Sie anschließend jede Seite des **Gürtels** nach innen, sodass Sie die schwarzen Klettverschlüsse sehen.



6. Schieben Sie die beiden Seiten des **Gürtels** in die **Schlaufen** und falten Sie nach hinten, sodass der Klettverschluss am **Gürtel** haftet. Jetzt sieht Ihr **Gürtel** so aus.




7. Um Silk'n Lipo zu verwenden, müssen Sie eine Seite öffnen, den **Gürtel** auf dem Behandlungsbereich legen und dann wieder befestigen.



Das Gerät kann nur verwendet werden, wenn:

- die **Behandlungseinheit** geladen ist.
- ein nasses **Elektrodenpad** auf jeder **Behandlungseinheit** platziert wurde (siehe Abschnitt 4.4. Anfeuchten der Elektrodenpads).
- jede **Behandlungseinheit** guten Kontakt zur Haut hat.
- Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben und verstanden haben wie das Gerät verwendet wird.

4.2. Bedientasten und Einstellungen



Akku / Fehler Betrieb Nicht in Verwendung

Jede **Behandlungseinheit** verfügt über ein Bedienpanel mit:

- eine **Kontrolltaste** (Nr. 2)
- 2 EMS-Tasten zur Regulierung der Energiestufe (links und rechts von der **Kontrolltaste**)
- 2 **Anzeigeleuchten** - links und Mitte (Nr. 3)

Taste	Aktion	Funktion
Kontrolltaste 	Lange drücken	• Schaltet die Behandlungseinheit ein (oder aus). Beim Einschalten spüren Sie eine leichte Vibration. Beim Ausschalten spüren Sie 2 leichte Vibrationen. • Die grüne LED für den Betrieb (Mitte) blinkt durchgehend grün.
+ Taste 	Kurz drücken	• Bei jedem Drücken wird die Energiestufe erhöht. Je höher die ausgewählte Energiestufe, desto schneller blinkt die LED für den Betrieb.
	Lange drücken	• Die gleiche Auswirkung wie kurzes Drücken.
- Taste 	Kurz drücken	• Bei jedem Drücken wird die Energiestufe reduziert. Je niedriger die ausgewählte Energiestufe, desto langsamer blinkt die LED für den Betrieb.
	Lange drücken	• Stellt die Energiestufe auf Null.
Akku / Fehleranzeige (links)	Orange LED blinkt durchgehend	• Niedriger Akkustand.
	Dauerhaft orange	• Gerätefehler.
LED für den Betrieb (Mitte)	Grüne LED blinkt durchgehend	• Das Gerät ist eingeschaltet und hat guten Kontakt zur Haut. • Blinkt schneller sobald die Energiestufe erhöht wird.
	Dauerhaft grün	• Es besteht kein Kontakt zur Haut, das Gerät ist aber betriebsbereit. • Das Gerät schaltet nach ca. einer Minute automatisch aus, wenn kein Hautkontakt besteht.
Anzeigeleuchte (rechts)	---	• Nicht in Verwendung.

4.3. Energiestufen


Silk'n Lipo verfügt über verschiedene Stufen der elektrischen Muskelstimulation (EMS). Dadurch können Sie die Intensität der Muskelstimulation, die Sie für jeden Behandlungsbereich wünschen, einfach regulieren. Die Energiestufe kann während der Anwendung beliebig oft geändert werden.

- **Erhöhen der Energiestufe: + Taste** nacheinander kurz drücken, bis Sie die gewünschte Intensität erreichen. Wird die Energiestufe erhöht, blinkt die **LED für den Betrieb** immer schneller.
 - **Reduzieren der Energiestufe: - Taste** nacheinander kurz drücken, bis Sie die gewünschte Intensität erreichen (siehe Abschnitt 4.2. Bedientasten und Einstellungen).
 - **Die Energiestufe zurück auf Null setzen: -Tasten** lange gedrückt halten.
- i** Die Energiestufe kann nur angepasst werden, wenn die **Behandlungseinheit** guten Kontakt zur Haut hat. Wenn kein Hautkontakt besteht, wird die Energiestufe auf Null zurückgesetzt.

4.4. Anfeuchten der Elektrodenpads

Die **Elektrodenpads** sind notwendig, damit die elektrische Muskelstimulation funktioniert. Vor Beginn der Behandlung müssen die Elektrodenpads angefeuchtet werden.

1. Befeuchten Sie jedes **Elektrodenpad** mit einem nassen Tuch oder mit nassen Fingern.
2. Platzieren Sie anschließend das nasse **Elektrodenpad** auf die Rückseite einer jeden **Behandlungseinheit**. Stellen Sie sicher, dass die Pads fest auf dem Rechteck in der Mitte haften. Möglicherweise müssen Sie die Pads etwas zurechtrücken, damit die **Elektrodenpads** flach auf der **Behandlungseinheit** aufliegen.





Wichtig: Feuchten Sie nur das **Elektrodenpad** und nicht die ganze **Behandlungseinheit** an.

4.5. Aufladen des Geräts

Vor der ersten Verwendung muss jede **Behandlungseinheit** aufgeladen werden. Der erste Ladevorgang dauert circa 6 Stunden. Nachfolgende Ladevorgänge dauern circa 3 Stunden. Wir empfehlen das Gerät vor jeder Behandlung aufzuladen.

1. Entfernen Sie die **Elektrodenpads** bevor Sie die **Behandlungseinheiten** auf die **Aufbewahrungs/Ladestation** stellen.
2. Schließen Sie die leere **Aufbewahrungs/Ladestation** an die Stromversorgung an. Die zwei **Ladeanzeigen** leuchten dauerhaft grün.
3. Stellen Sie jede **Behandlungseinheit** so in die Ladestation, dass diese in den entsprechenden Rillen aufliegt.
 - Sobald die **Behandlungseinheit** geladen wird, blinkt die orange **Akku-/Fehleranzeige** auf der **Behandlungseinheit**.
 - Sobald die Einheit vollständig geladen ist, geht die **Akku-/Fehleranzeige** (links) aus und die grüne **LED für den Betrieb** (Mitte) leuchtet dauerhaft grün.
4. Ziehen Sie den Adapter der **Aufbewahrungs/Ladestation** sobald die Einheit vollständig geladen ist.


5. Behandlungsplan

- ⚠ Zur Verwendung auf sauberer, trockener und gesunder Haut (siehe Abschnitt 1. Warnungen & Gegenanzeigen).
- Behandeln Sie den jeweiligen Bereich pro Sitzung für 15 Minuten (siehe Abbildung).
- Bei größeren Körperbereichen wie Bauch oder Gesäß können Sie die **Behandlungseinheit** an einen angrenzenden Behandlungsbereich verschieben und die Behandlung für weitere 15 Minuten fortsetzen. Wiederholen Sie dies, bis Sie den gesamten gewünschten Bereich behandelt haben.
- Versuchen Sie Auslassungen und Überlappungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie Silk'n Lipo während einer Behandlung nie zweimal auf dem exakt gleichen Bereich.



Für die tägliche Anwendung geeignet, jedoch nicht öfter als drei Mal pro Woche pro Behandlungsbereich. Fahren Sie mit der Behandlung fort, bis Sie die gewünschten Resultate erzielen.

DE



6. Was Sie von Silk'n Lipo erwarten können

Wenn Sie sich durchgehend an die Beschreibung in dieser Anleitung halten und **alle Warnungen und Gegenanzeigen** beachten, dann sind Komplikationen und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Jedoch stellt jede Behandlung mit einem energiebasierten Gerät, einschließlich derjenigen für den Einsatz zu Hause, ein gewisses Risiko dar. Deshalb ist es wichtig, die Risiken und Komplikationen, die auftreten können, zu verstehen und zu akzeptieren.

Rötung der Haut

Auf dem behandelten Bereich kann eine leichte Rötung der Haut auftreten, die nach der Behandlung schnell verschwinden sollte.

Muskelschmerzen

Wie bei jeder körperlichen Betätigung, können nach einer Behandlung Muskelschmerzen auftreten. Diese sollten nach ein bis zwei Tagen vergehen. Reduzieren Sie in diesem Fall die Energiestufe bei den nachfolgenden Behandlungen, bis die Schmerzen nachlassen.

Hautirritation

In sehr seltenen Fällen kann die Rötung der Haut anhalten oder Akne auftreten. Unterbrechen Sie die Anwendung sofort und behandeln Sie die entsprechenden Bereiche erst wieder, sobald die Rötung verschwunden ist.

Kopfschmerzen

Genauso selten können bei der anfänglichen Verwendung des Geräts leichte Kopfschmerzen auftreten. In diesem Fall sollten Sie während der Behandlung sitzen oder die Verwendung des Geräts unterbrechen, bis Sie sich wieder wohl fühlen.

Allergische Reaktion

Sollte durch die Verwendung des Geräts oder dessen Zubehör eine allergische Reaktion auftreten, stellen Sie die Behandlung umgehend ein.



Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn diese Nebenwirkungen schwerer sind.



Suchen Sie Ihren Arzt auf, falls die Nebenwirkungen nicht innerhalb von 2 bis 3 Tagen abgeklungen sind.

7. Legen Sie los!

Die Behandlung mit Silk'n Lipo ist einfach. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Körperbereich, den Sie behandeln möchten.

1. Auf sauberer, gesunder Haut anwenden (siehe Abschnitt 1. Warnungen & Gegenanzeigen).
2. Stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Gebrauch ausreichend geladen ist. Wenn die **Akku-/Fehleranzeige** orange leuchtet und langsam blinkt, weist dies auf einen niedrigen Akkustand hin.
3. Befeuchten Sie das **Elektrodenpad** vor jeder Anwendung mit einem nassen Tuch oder mit nassen Fingern und platzieren Sie die Pads auf jeder **Behandlungseinheit** (siehe Abschnitt 4.4. Anfeuchten der Elektrodenpads). Anschließend befestigen Sie eine oder mehrere **Behandlungseinheiten** am **Gürtel** (siehe Abschnitt 4.1. Anschließen der verschiedenen Teile).
4. Öffnen Sie eine der **Schlaufen** am **Gürtel** und legen Sie den **Gürtel** um den Behandlungsbereich. Befestigen Sie den **Gürtel** anschließend.
5. Ziehen Sie den **Gürtel** fest, bis die **Behandlungseinheit** einen guten Kontakt zur Haut hat und der **Gürtel** am Körper gut befestigt ist.

- i** Wenn der **Gürtel** nicht eng an der Haut anliegt, kann die Energieübertragung der elektrischen Muskelstimulation unterbrochen werden. Ziehen Sie den **Gürtel** in diesem Fall enger und drücken Sie die **+ Taste**, um die gewünschte Energiestufe für die elektrische Muskelstimulation erneut einzustellen.

6. **Einschalten.** Behalten Sie das Bedienfeld im Blick und drücken Sie die **Kontrolltaste** auf jeder **Behandlungseinheit**. Die grüne und orange **Anzeigeleuchten** gehen an. Die orange **Anzeigeleuchte** geht nach einigen Sekunden wieder aus und die **Behandlungseinheit** vibriert ein Mal. Sobald die **Behandlungseinheit** guten Kontakt zur Haut hat, blinkt die grüne **LED für den Betrieb** langsam und die Laserenergie nimmt ihren Betrieb auf.

7. **Ändern der Energiestufe:**

- **Erhöhen: + Taste** nacheinander kurz drücken, bis Sie die gewünschte Intensität erreichen. Wird die Energiestufe erhöht, blinkt die **LED für den Betrieb** immer schneller.

- i** Auch wenn Sie die **+ Taste** lange gedrückt halten, wird die Energie um jeweils nur eine Stufe erhöht.

- **Reduzieren: - Taste** nacheinander kurz drücken, bis Sie die gewünschte Intensität erreichen (siehe Abschnitt 4.2. Bedientasten und Einstellungen).

- i** Langes Drücken der **- Taste** stellt die Energiestufe zurück auf Null.

8. **Behandeln Sie jeden Bereich für 15 Minuten.** Achten Sie darauf, dass die **Behandlungseinheit** 15 Minuten lang an ihrer Position bleibt und das Gerät ständig an ist. Alle paar Minuten fühlen Sie eine Vibration. Die Vibrationen gehören zur normalen Behandlungsroutine. Nach Ablauf der 15 Minuten fühlen Sie drei Vibrationen. Es wird keine Energie mehr ausgestoßen und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

- i** Wenn Sie das Gerät **vor** Ablauf der **15 Minuten** ausschalten möchten, halten Sie die **Kontrolltaste** lange gedrückt. Sie fühlen zwei Vibrationen und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

9. Wenn Sie einen anderen Bereich behandeln möchten (neben dem aktuellen Behandlungsbereich oder einen anderen Körperteil), befeuchten Sie das **Elektrodenpad** erneut und verschieben Sie die **Behandlungseinheit** an die nächste Position.

- i** Versuchen Sie Auslassungen und Überlappungen zu vermeiden.



Wenn Sie das Gerät an einem anderen Körperteil anbringen und der Hautkontakt der **Behandlungseinheit** nicht ausreichend ist, wird die Energiestufe der elektrischen Muskelstimulation auf Null gesetzt. In diesem Fall müssen Sie sicherstellen, dass die **Behandlungseinheit** guten Kontakt zur Haut hat und anschließend die **Kontrolltaste** kurz drücken, um das Gerät erneut zu starten und die **+ Taste**, um die Energiestufe zu erhöhen.

8. Reinigung & Wartung

8.1. Reinigung der Behandlungseinheiten und der Aufbewahrungs-/Ladestation

Es wird empfohlen die **Behandlungseinheit** nach jedem Gebrauch und die **Aufbewahrungs-/Ladestation** ein Mal monatlich zu reinigen.

Vor der Reinigung:

- Trennen Sie die **Behandlungseinheit** von allen anderen Teilen (**Gürtel, Elektrodenpads, Aufbewahrungs-/Ladestation**). Ziehen Sie den Adapter der **Aufbewahrungs-/Ladestation**.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel oder chemische Substanzen für die Reinigung der Geräteteile verwenden.
- Reinigen Sie jede **Behandlungseinheit** und die **Aufbewahrungs-/Ladestation** mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Anschließend mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen.
- ⚠ Die Geräteteile niemals in der Geschirrspülmaschine reinigen.

8.2. Reinigen der Elektrodenpads

- Jedes **Elektrodenpad** nach jedem Gebrauch abwischen und mit einem Tuch abtrocknen.
- Lagern Sie die Pads nicht in einem geschlossenen Behälter oder Schrank, solange sie nicht vollständig trocken sind.

8.3. Austauschen der Elektrodenpads

- Die **Elektrodenpads** nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind. Beschädigte Elektrodenpads müssen durch neue ersetzt werden.

8.4. Reinigen des Gürtels

Der **Gürtel** besteht aus folgendem Material: **Außen:** Nylon / **Zwischenschicht:** SBR / **Innen:** Nylon.

Beachten Sie die Reinigungsanweisungen.



Den Gürtel nur
mit der Hand
waschen



Nicht chemisch
reinigen



Nicht bleichen



Nicht für den Trockner
geeignet



Nicht bügeln

8.5. Aufbewahrung

- Es wird empfohlen jede **Behandlungseinheit** nach der Reinigung auf der **Aufbewahrungs/Ladestation** zu lagern.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, lagern Sie die verschiedenen Teile in der Originalverpackung an einem sauberen, trockenen Ort, um eine Staubansammlung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die **Aufbewahrungs/Ladestation** von der Stromversorgung getrennt wurde.

9. Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien

Ersatz-**Behandlungseinheiten**, -**Elektrodenpads** und -**Gürtel** sind über den Händler verfügbar, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Bestellungen sind auch direkt über unsere Webseite www.silkn.eu möglich.

10. Fehlerbehebung

Die Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu modifizieren, zu öffnen oder zu reparieren. Sie könnten sich der Gefahr durch elektrische Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen. Dadurch erlischt die Garantie.

Problem	Überprüfungen
Mein Gerät lässt sich nicht einschalten.	Stellen Sie sicher, dass: • die Behandlungseinheit geladen ist. • die Kontrolltaste gedrückt wurde, um das Gerät einzuschalten • die LED für den Betrieb dauerhaft grün leuchtet.
Ich kann die Elektrostimulation nicht fühlen oder die Energiestufe scheint zu niedrig zu sein.	Überprüfen Sie folgendes: • das Elektrodenpad ist nass. • die Behandlungseinheit befindet sich in einem direkten Kontakt mit der Haut, und • der Gürtel ist gut an Ihrem Körper befestigt
Ich kann die Energiestufe für die elektrische Muskelstimulation nicht ändern.	Stellen Sie sicher, dass die Behandlungseinheit geladen ist.
Die Anzeigeleuchten sind alle dauerhaft an.	Dies weist auf einen Systemfehler hin.



Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an den Kundenservice.

11. Kundenservice

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.silkn.eu. Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF herunterladen unter: Kontaktieren Sie den Kundenservice um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu berichten.

Unsere Kontaktdaten:

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de

Land	Servicenummer	E-Mail
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
GB	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garantie

Sehen Sie auf Ihrer Silk'n-Garantiekarte nach.

13. Entsorgung

Wenn der Lebenszyklus Ihres Geräts abgelaufen ist, dann entsorgen Sie Ihr Gerät bitte gemäß den in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften für Elektrogeräte.



Entsorgen Sie die Verpackung getrennt nach Materialart. Entsorgen Sie Kartonagen und Karton als Altpapier und Folie am entsprechenden Sammelpunkt für recycelbare Materialien.



Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Gerät professionell recycelt wird und einer Verunreinigung der Umwelt durch schädliche Substanzen* vorgebeugt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Entsorgung vollständig entladen ist.

* Produkte, die mit Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei gekennzeichnet sind.

14. Spezifikationen

Modellnr.	H5001 (Gerät); H5002 (Ladestation)
Technologie	Low Level Laser-Therapie (LLLT) Elektrische Muskelstimulation (EMS)
Ladestation	Eingang 12Vdc, 1.5A max Gleichzeitige Ladung von 2 Modulen
Modul betrieben mit	Li-Ion-Akku, 3.7V, 2600mA
Adaptermodelle	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Adapterleistung Eingang: Ausgang:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.6A Max 12 Vdc, 1.5A
LLLT - Wellenlänge der Dioden - Dioden-Leistung	658Nm +/- 8nm 100mW (max)
EMS -Impulsamplitude	0-32mA an 1000 Ohm Last
- Ausgangsspannung	Regulierbar 0-32V, Max. Ausgangsspannung 32V Spitze-Spitze an 1000 Ohm Last.
- Einschaltzeit	Regulierbar, 20~2400 Millisekunden
- Ausschaltzeit	Regulierbar, 20~2400 Millisekunden
- Rampenzeit	Regulierbar, 22~800 Millisekunden, 22 Millisekunden/Schritt. Die Einschaltzeit erhöht und reduziert sich.
- Pulsfrequenz	30~50Hz
- Pulsweite	350~450µs
- Timer	15 Min.
- Wellenform	Symmetrischer bi-phasiger Rechteckimpuls
- Toleranz	Alle Einstellungen können eine Toleranz von +/-5% aufweisen und die Intensität eine Toleranz von +/- 20%.

Gewicht	Modul: 300g Ladestation: 215g
Transport & Lagerung zwischen den Nutzungen und Lagerbedingungen	Temperatur: minus 40 - 70°C Relative Feuchtigkeit: 10% bis 90% Atmosphärischer Druck: 500 bis 1060hPa
Betriebsbedingungen	Temperatur: 5 - 40 °C Relative Feuchtigkeit: 15% bis 90% Atmosphärischer Druck: 700 bis 1060hPa
Zeit von Mindest-Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur Mindest-Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.	30 Minuten
Zeit von maximaler Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur maximalen Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.	30 Minuten
Erwartete Nutzungsdauer	3 Jahre

15. Zeichenerklärung

Diese Bedienungsanleitung basierend auf den in der Europäischen Union gültigen Standards und Regeln. Im Ausland sind auch die länderspezifischen Richtlinien und Gesetze zu beachten.

DE

	Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen allen anwendbaren Richtlinien des Europäischen Wirtschaftsraums.
IP22	Das Gerät ist gegen das Eindringen von Gegenständen, wie beispielsweise Finger, geschützt.
	Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss.
	Befolgen Sie die Betriebsanweisungen.
	Laser-Produkt der Klasse 1

Rechtlicher Hinweis

Home Skinovations Ltd behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Home Skinovations Ltd verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam, P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Table of contents

1. Warnings & contraindications.....	28
2. Safety with Silk'n Lipo	34
3. Get to know Silk'n Lipo.....	34
4. Device controls & settings.....	36
5. Treatment plan.....	40
6. What to expect with Silk'n Lipo	41
7. Get started!.....	42
8. Cleaning & maintenance	43
9. Parts & consumables	45
10. Troubleshooting	45
11. Customer service.....	46
12. Warranty	46
13. Disposal	46
14. Specifications	47
15. Signs & symbols	48

1. Warnings & contraindications

The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws.

Silk'n Lipo is a powerful electrical device and should be used with special attention to safety. Please read all warnings and contraindications before use. We recommend you familiarise yourself with the instructions in this manual before each treatment.

- Do not use the device while bathing or taking a shower.
- Always ensure that your hands are dry before connecting the stand/charging cradle to the electricity supply.
- Keep the adapter away from water. The adapter is not waterproof.
- Do not place or store the treatment units, stand/charging cradle and adapter where it can fall or be pulled into a tub, sink, water or any other liquid.

- Do not reach for the stand/charging cradle or adapter if they have fallen into water. Unplug immediately before retrieving either of them. Failure to unplug the stand/charging cradle may result in an electric shock!
- Never use the adapter if it has a damaged cable or plug, isn't working properly, or has been submerged in water. If that happens, unplug the adapter immediately.
- If the stand/charging cradle malfunctions, unplug immediately.
- Dry each treatment unit before charging or storage.
- Dry each electrode pad before storage.
- Only authorized personnel are permitted to perform repairs. Do not attempt to modify, open or repair the device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself.
- Changes or modifications to this device not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- Do not use if the parts or accessories are not supplied by the manufacturer as defined in this manual, or if the device is damaged or does not appear to be working properly. In such cases contact Customer Service.
- Do not clean any of the parts in the dishwasher.
- Children must not play with the (plastic) packaging. They may injure themselves with the packaging material, or swallow small parts and choke.
- Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. For details see section 13. Disposal.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely.

- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in a dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment.

EN

Battery Removal

To remove the battery, the device must be broken apart. The device will no longer function after this procedure, nor can it be repaired. Any warranty will be void when the device casing is broken and the battery is removed. We recommend you wear safety protective goggles and gloves.

Home Skinovations Ltd is not liable for any physical or material damages as a result of performing this procedure.

To remove the battery place each treatment unit on a hard, strong surface. Use a hammer to break the outer plastic casing.

Use pliers or a screwdriver to remove the casing. Unscrew the PCB (printed circuit board) and remove the battery by disconnecting the plug from the PCB.

Contraindications

- Silk'n Lipo must not be used by children, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, or those lacking experience or knowledge in how to use the device. Keep the device out of the reach of children.
- Use a lower EMS energy level if you experience any discomfort.
- Stop use immediately if your skin is very red, or if it blisters or burns.
- Use on clean, dry, healthy skin.

Do not use if you:

- have heart disease and you have not consulted your physician.
- are on immuno-suppressant drugs such as corticosteroids without consulting your physician, or if you have an immuno deficiency disorder.
- have any type of active cancer.
- have a lymphatic disorder, thyroid disorder, diabetes or liver disorder, or any other metabolic condition.
- have a pacemaker, internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in the body.

- have applied topical solutions containing metal ions on the treatment area.
- have epilepsy.
- have serious arterial circulatory problems in the lower limbs.
- have an abdominal or inguinal hernia.
- are pregnant or nursing.

Do not use on these parts of the body:

- Near the heart. The electrodes must not be placed on any part of the front ribcage (where the ribs and breastbone are located), and specifically not on the two large pectorals. This can increase the risk of ventricular fibrillation and induce cardiac arrest.
- The back ribcage.
- The head or neck.
- On the genitals.
- On or around the eyes.
- Areas with tattoos.
- Areas that have metabolic arthritis or chronic pain.
- Areas that are swollen, infected, or inflamed; or that have broken or irritated skin, or where there are skin eruptions (e.g.

skin rashes, phlebitis, thrombophlebitis, varicose veins, or post-operative scars where the healing process could be affected etc.).

- Parts of the body that have metal staples, implants or pins; or if you are near metal. Remove jewellery or other accessories from the treatment area during a treatment session.
- Areas that have a history of cancer or potential skin malignancies.

2. Safety with Silk'n Lipo

With Silk'n safety comes first. Silk'n Lipo has these safety features:

- **Proximity sensor:** The device works only when it is on, and the **treatment unit** is in good contact with your skin.
- **Auto shut-down:** Although you can stop a treatment whenever you wish, the device shuts down after a minute or so, when there is no contact with the skin (the **operating light** will be constant green). It also shuts down automatically after 15 minutes of continuous use.

3. Get to know Silk'n Lipo

Silk'n Lipo is a system to help you reduce fat in specific areas, exercise your muscles and tone specific parts of your body without physical effort, and in the comfort of your home.

By placing the **treatment unit**¹ on target areas such as the upper arms, abdomen, buttocks or thighs, fat can be broken down and removed specifically from that area. It can also help you shape individual areas that do not respond to diet or exercise. Silk'n Lipo is not intended for overall fat reduction or weight loss, and cannot replace diet or exercise.

¹ The singular is used to denote both single and multiple items for the product parts **treatment unit**, **belt** and **electrode pad**.

3.1 Package contents

- 1 or more Treatment units *
- 2 Connectors
- 1 or more Body belts *
- 1 or more Electrode pads *
- Stand/charging cradle
- Adapter
- User manual
- Warranty card

*Varies according to the option purchased.

3.2 Device description

Silk'n Lipo is a device for home use that utilizes Low Level Laser Technology (LLLT) and Electrical Muscle Stimulation (EMS). Together these energies help increase muscle tone and reduce fatty acids and deposits to enhance body toning and reshaping.

Silk'n Lipo includes a selection of belts suited to the part of the body you wish to treat. Each treatment unit contains laser diodes and electrodes that activate the EMS. Each treatment unit is attached to the belt and then placed on the part of the body you wish to tone and reshape. Silk'n Lipo uses integrated rechargeable batteries so that each treatment unit can be charged easily before each use.

Refer to the diagram at the front of the manual to see the location of each feature.

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Treatment unit | 6. Electrode pad |
| 2. Control button | 7. Charging indicator lights |
| 3. Indicator lights | 8. Stand / charging cradle |
| 4. Connectors | 9. Adapter |
| 5. Body belt | |

3.3 Intended use


Silk'n Lipo is a non-invasive aesthetic device to reduce the circumference of the waist, arms, thighs and buttocks. The device is also intended to improve muscle tone and firmness, and strengthen muscles in these areas.

The device is not intended for use in any therapy, or for the treatment of any medical conditions or diseases. Do not use for any purpose other than as described in this manual.


4. Device controls & settings

4.1 Connecting the different parts


1. Remove the different parts from the box.
2. Place the **treatment unit** on a flat surface. If you have more than one **treatment unit**, connect them together.
3. Take the female **connector** and slot it into the left side of the **treatment unit**. Then take the male **connector** and connect it to the right side (see illustration).



4. Select the **belt** for the part of the body you are treating, and lay it on a flat surface with the side with the Silk'n logo facing you.
5. Next, fold each side of the **belt** inwards so that you see the black Velcro pads.



6. Slide each end of the **belt** into the **connectors** and then fold backwards, so that the Velcro pad sticks to the **belt**. Your **belt** will now look like this.



7. Of course, to use Silk'n Lipo you will need to disconnect one side, place the **belt** on your body and then reconnect the side you disconnected!



Note that you can only use the device when:

- the **treatment unit** is charged.
- you have placed a wet **electrode pad** on each **treatment unit** (see section 4.4 Wetting the electrode pads).
- each **treatment unit** is in good contact with your skin.
- you have read this manual, and understand how to use the device.

4.2 Controls and settings



Battery / Error Operating Not in use

Each **treatment unit** has a control panel that includes:

- a **control button** (#2)
- 2 EMS energy level buttons (left and right of the **control button**)
- 2 **indicator lights** - left and middle (#3)

Control	Action	Function
Control button 	Long press	• Turns the treatment unit on (or off). When you turn it on, you will feel a short vibration. When you turn it off, you will feel 2 short vibrations. • The green operating light (middle) will be constant green.
+ Button 	Short press	• Each press increases the EMS level. As you increase levels, the operating light blinks faster.
	Long press	• The same effect as a short press.
- Button 	Short press	• Each press decreases the EMS level. As you decrease levels, the operating light blinks more slowly.
	Long press	• Sets the EMS level back to zero.
Battery / Error light (left)	Orange light blinks continuously	• Battery low.
	Constant orange	• Device error.
Operating light (middle)	Green light blinks continuously	• The device is on, and has good contact with the skin. • Blinks faster as the EMS level increases.
	Constant green	• There is no contact with the skin but the device is ready to use. • The device will then shut down automatically after a minute or so if there is no contact with the skin.
Indicator light (right)	---	• Not in use.

4.3 Energy levels


Silk'n Lipo has multiple levels of Electrical Muscle Stimulation (EMS). This gives you excellent control of the intensity of muscle stimulation you wish to use for each part of the body you treat. What's more, you can change levels as often as you like during a treatment.

- **To increase the EMS level:** Short press the **+** button as many times as you need to set to the EMS level that is comfortable for you. You will see that the **operating light** blinks more quickly as you increase the EMS level.
 - **To reduce the EMS level:** Short press the **-** button as many times as you need (see section 4.2 Controls and settings).
 - **To set the EMS level back to zero:** Long press the **-** button.
- i** You can only change EMS levels when the **treatment unit** is in good contact with your skin. When there is no contact with the skin, the EMS drops to zero.

4.4 Wetting the electrode pads

The **electrode pads** are required for the EMS to work, and they must be wet before you start your treatment.

1. Wet each **electrode pad** with a wet cloth or with wet fingers.
2. Then place the wet **electrode pad** onto the back of each **treatment unit**. Make sure that it fits firmly around the center rectangle. You might need to manipulate it slightly, so that the **electrode pad** lies flat on top of the **treatment unit**.



- i** It is important that you only wet the **electrode pad**, and not the whole **treatment unit**.


4.5 Device charging

Charge each **treatment unit** before first use. The initial charge should take around 6 hours. Subsequent charges should take around 3 hours. We recommend you recharge the device before each treatment.

1. Remove the **electrode pads** before placing the **treatment units** in the **stand/charging cradle**.
2. Connect the empty **stand/charging cradle** to the electricity supply. The **2 charging indicator lights** will be constant green.
3. Place each **treatment unit** in the cradle so that it sits in the designated grooves.
 - When the **treatment unit** is charging, the orange **battery/error indicator light** on the **treatment unit** will flash on and off.
 - When fully charged the **battery/error indicator light** (left) will go off, and the green **operating light** (middle) will be constant green.
4. Once charged, disconnect the **stand/charging cradle** from the electricity supply.

5. Treatment plan

-  For use on clean, healthy skin (see section 1. Warnings & contraindications).
-  Treat the target area for 15 minutes per treatment session (see illustration).
-  For larger parts of the body, like the stomach or buttocks, you may wish to move the **treatment unit** to an adjacent part of the target area, and use for another 15 minutes. You may keep doing this until you have covered the target area.
-  Try to avoid gaps and overlaps.
-  Never use Silk'n Lipo on exactly the same spot during a treatment session.
-  For daily use, but no more than 3 times a week on each specific target area. Continue until you get the results you want.



6. What to expect with Silk'n Lipo

If you follow the instructions fully and pay attention to **all warnings and contraindications**, complications and side effects are uncommon. However, every energy-based device, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur.

Skin redness

You may find some skin redness in the treated area which should disappear after the treatment.

Muscle pain

As with all exercise, some muscle soreness may occur after a treatment but it should go away after a day or two. If this happens, use a low EMS level for a few treatment sessions until the soreness has gone.

Skin irritation

Although very rare, it is possible to have a prolonged reddening of the skin, or the appearance of acne. Stop use immediately, and only treat that specific area when the skin irritation has gone.

Headache

Equally rare, is the possibility that you might feel light-headed when you start using the device. If this happens, sit down during the treatment, or stop using the device until you feel OK.

Allergic reaction

If you have an allergic reaction to the device or its accessories, stop using the device.

 Stop use immediately if any of these effects are more severe.

 See your doctor if the effects do not go away within 2 to 3 days.

7. Get started!

Treating with Silk'n Lipo is easy. Just follow these steps for each part of the body you wish to treat.

1. Use on clean, healthy skin (see section 1. Warnings & contraindications).
2. Check that the batteries are well charged before use. If the **battery/error light** is orange and blinks slowly, this indicates that the battery is low.
3. Before each treatment, wet the **electrode pad** with a wet cloth or with wet fingers, and place them on each **treatment unit** (see section 4.4 Wetting the electrode pads). Next, connect one or more **treatment units** to the **belt** (see section 4.1 Connecting the different parts).
4. Disconnect one of the **connectors**, and then place the **belt** around the area you wish to treat. Then reconnect the side you just disconnected.
5. Adjust the tightness of the **belt** so that the **treatment unit** is in good contact with your skin, and that the **belt** is firm and well secured to your body.

 If the **belt** is not tight against your skin, the EMS energy may disconnect. If that happens, tighten the **belt** and press the **+ button** to reselect the EMS energy level required.

6. **Switch on.** With the controls in view, press the **control button** on each **treatment unit**. The green and orange **indicator lights** will go on. The orange **indicator light** will go off after a second or so and the **treatment unit** will vibrate once. When the **treatment unit** is in good contact with the skin, the green **operating light** will blink slowly, and the laser energy will start to work.

7. Changing the EMS level:

- **To increase:** Short press the **+ button** as many times as you need to set to the EMS level that is comfortable for you. The **operating light** blinks more quickly as you increase the EMS level.

 If you long press the **+ button**, the EMS level will still only increase by one increment.

- **To reduce:** Short press the **- button** as many times as you need (see section 4.2 Controls and settings).

 Long pressing the **- button**, sets the EMS level back to zero.

8. **Treat each area for 15 minutes.** Keep the **treatment unit** in place, and the device on for up to 15 minutes. Every few minutes you will feel a vibration. The vibrations are a normal part of the treatment routine. At the end of 15 minutes, you will feel 3 vibrations, no more energy will be emitted and the device will shut down automatically.

 To switch off the device **before 15 minutes**, long press the **control button**. You will feel 2 vibrations, then the device will shut down.

9. If you want to treat another area (next to the area you have just treated or another part of your body), wet the **electrode pad**, and move the **treatment unit** to the next location.

 Try to avoid gaps and overlaps.

 If you move the device to another part of your body and the **treatment unit** is not in good contact with the skin, the EMS level will revert to zero. If this happens, make sure the **treatment unit** is in good contact with the skin, then short press the **control button** to start the device again, and then the **+ button** to increase the EMS level.

8. Cleaning & maintenance

8.1 Cleaning the treatment units & stand/charging cradle

We recommend that you clean the **treatment unit** after each use, and the **stand/charging cradle** once a month.

Before cleaning:

- Disconnect the **treatment unit** from all other parts (**belt, electrode pads, connectors, stand/charging cradle**). Disconnect the **stand/charging cradle** from the electricity supply.
- Do not use abrasive cleaners or chemicals to clean any parts.
- Clean each **treatment unit** and **stand/charging cradle** with a damp cloth using a mild detergent, then wipe it dry with a clean cloth.
- ⚠ Do not clean any of the parts in the dishwasher.

8.2 Cleaning the electrode pads

- After each use, wipe each **electrode pad** and dry with a cloth.
- Do not store them in a closed box or drawer until they are completely dry.

8.3 Replacing the electrode pads

- Do not use **electrode pads** if they are damaged. If that happens, replace with new ones.

8.4 Cleaning the belt

The **belt** materials are: **External:** Nylon / **Middle layer:** SBR / **Internal:** Nylon.

Please note the cleaning instructions.



Hand wash only



Do not dry clean



Do not bleach



Do not tumble dry



Do not iron

8.5 Storage

- After cleaning, we recommend that you return each **treatment unit** to the **stand/charging cradle**.
- If you do not plan to use the device for a long time, store the different parts in the original packaging in a clean, dry place to prevent the accumulation of dust.
- Make sure the **stand/charging cradle** is disconnected from the electricity supply.

9. Parts & consumables

You can purchase replacement **treatment units**, **electrode pads** or **belts** through the retailer where you bought the device, or you can order directly from our website: www.silk'n.eu.

10. Troubleshooting

Only authorized personnel are permitted to perform repairs. Do not attempt to modify, open or repair the device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void the warranty.

Problem	Checks
My device does not start.	Make sure that: • the treatment unit is charged. • you have pressed the control button to turn it on. • the operating light is constant green.
I can't feel the electrical stimulation or the EMS level seems too low.	Check that: • the electrode pad is wet. • the treatment unit is in good contact with the skin and • the belt is fixed securely to your body.
I can't change the EMS level.	Check that the treatment unit is charged.
The indicator lights are on all the time.	There is a system error.

 If you have problems or queries, please contact Customer Service.

11. Customer service

For more information see our website www.silkn.eu. This manual is also available as a PDF download from the website. Contact Silk'n Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device.

Our contact details are:

Country	Service number	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italy		servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spain	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customer careuk@silkn.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Warranty

Refer to your Silk'n warranty card.

13. Disposal

If your device reaches its End of Life stage, be sure to follow your country's laws for the disposal of electrical items.



Dispose of the packaging separated into single type materials. Dispose of cardboard and carton as waste paper and film via the recyclable material collection service.



Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. This ensures that the device is recycled professionally, and prevents the release of harmful substances* into the environment. Make sure that the device is in an uncharged state before disposal.

* Products labelled with Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

14. Specifications

Model No.	H5001 (device); H5002 (charging cradle)
Technology	Low Level Laser Therapy (LLLT) Electrical Muscle Stimulation (EMS)
Charging cradle	Input 12Vdc, 1.5A max Charging 2 modules simultaneously
Module powered by	Li-ion battery, 3.7V, 2600mA
Adapter models	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Adapter Rating Input: Output:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.6A Max 12 Vdc, 1.5A
LLLT - Diode wavelength - Diode power	658nm +/- 8nm 100mW (max)
EMS - Pulse Amplitude	0-32mA into 1000 ohm load
- Output Voltage	Adjustable 0-32V, Max output 32V peak to peak into 1000ohm load.
- On Time	Adjustable, 20~2400 milliseconds
- Off Time	Adjustable, 20~2400 milliseconds
- Ramp Time	Adjustable, 22~800 milliseconds, 22 milliseconds/step. The "On" time will increase and decrease.
- Pulse Rate	30~50Hz
- Pulse Width	350~450μs
- Timer	15 min
- Wave Form	Symmetrical Bi-phasic rectangular pulse
- Tolerance	There may be a +/-5% tolerance of all settings and +/- 20% tolerance of output of intensity.

Weight	Module: 300gr Charging Cradle: 215gr
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: minus 40 - 70°C Relative humidity: 10% - 90% Atmospheric pressure: 500 - 1060hPa
Operating conditions	Temperature: 5 - 40°C Relative humidity: 15% - 90% Atmospheric pressure: 700 - 1060hPa
Time from minimum storage temperature between uses to minimum operating temperature with ambient temperature of 20°C	30 minutes
Time from maximum storage temperature between uses to maximum operating temperature with ambient temperature of 20°C	30 minutes
Service life	3 years

15. Signs & symbols

The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws.

	Declaration of Conformity: Products labeled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.
IP22	The device is protected against the ingress of objects such as fingers.
	Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices.
	Follow the operating instructions.
	Class 1 laser product.

Legal Notice

Home Skinovations Ltd reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam, P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Table des matières

1. Mises en garde et contre-indications	51
2. Sécurité avec Silk'n Lipo	58
3. En savoir plus sur votre Silk'n Lipo	58
4. Paramètres et contrôles de l'appareil	60
5. Protocole d'utilisation	64
6. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Lipo.....	65
7. Commencez !	66
8. Nettoyage et entretien	68
9. Pièces détachées et consommables	69
10. Dépannage	69
11. Service à la clientèle	70
12. Garantie	71
13. Élimination	71
14. Caractéristiques techniques	71
15. Signes et symboles	73

1. Mises en garde et contre-indications

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, vous devrez observer également les directives et lois propres à chaque pays.

Silk'n Lipo c'est un appareil puissant qui doit être utilisé avec précautions pour des raisons de sécurité. Veuillez prendre connaissance de tous les avertissements et contre-indications avant utilisation. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions dans ce mode d'emploi avant chaque séance.

- ⦿ N'utilisez pas l'appareil lorsque vous prenez un bain ou une douche.
- ⦿ Veillez à systématiquement avoir les mains sèches avant de brancher le socle/ support de chargement à l'alimentation électrique.
- ⦿ N'exposez pas l'adaptateur à l'eau. L'adaptateur n'est pas résistant à l'eau.
- ⦿ Ne pas poser ou ranger les bases, le socle/ support de chargement et l'adaptateur dans un endroit où ils risquent de tomber ou d'être précipités dans une baignoire, un lavabo, dans de l'eau ou tout autre liquide.

- Ne pas toucher le socle/support de chargement ou l'adaptateur s'ils sont tombés dans l'eau. Avant de récupérer l'un ou l'autre, veuillez les débrancher immédiatement. Le fait de ne pas débrancher le socle/support de chargement peut entraîner un choc électrique !
- N'utilisez jamais l'adaptateur si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, s'il fonctionne anormalement, ou s'il a été immergé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement l'adaptateur.
- En cas de dysfonctionnement du socle/support de chargement, débranchez immédiatement celui-ci.
- Séchez chaque base avant de charger ou de ranger celles-ci.
- Séchez chaque électrode avant de ranger celles-ci.
- Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. N'essayez pas de modifier, d'ouvrir, ni de réparer l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement.

- Les modifications apportées à cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou accessoires ne proviennent pas du fabricant conformément aux instructions de ce manuel, ou si l'appareil est endommagé ou ne semble pas fonctionner correctement. Dans ces cas, contactez le service à la clientèle.
- Ne nettoyez pas les pièces en les passant au lave-vaisselle.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'emballage (plastique). Ils pourraient se blesser avec le matériau d'emballage, ou avaler des pièces de petite taille et s'étouffer.
- Ne pas jeter avec les déchets ménagers. La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Pour de plus amples informations, consultez la rubrique 13. Élimination.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que ce dernier soit jeté.

- Pendant la procédure de retrait de la batterie, l'appareil doit être déconnecté du réseau électrique.
- La batterie doit être éliminée d'une manière sécuritaire.
- Une attention particulière devra être portée aux aspects environnementaux de l'élimination de la batterie. Ne jetez pas de batteries usagées à la poubelle. Veuillez contacter votre revendeur afin de protéger l'environnement.

Retirer la batterie

Pour retirer la batterie, le dispositif doit être démonté. Suite à cette procédure, le dispositif ne pourra plus ni fonctionner, ni être réparé. Toute garantie sera annulée si le boîtier de l'appareil est cassé et la batterie retirée. Nous vous recommandons de porter des lunettes de protection et des gants.

Home Skinovations Ltd n'est pas responsable des dommages d'ordre physique ou matériel résultant de cette procédure.

Pour enlever la batterie, posez chaque base sur une surface dure et résistante. À l'aide d'un marteau, brisez la coque externe en plastique.

Avec des pinces ou un tournevis, retirez la coque. Dévissez la carte de circuit imprimé (CCI) et enlevez la batterie en débranchant la prise de la CCI.

Contre-indications

- Silk'n Lipo ne doit pas être utilisé par les enfants, les adultes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, ou les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil. Conservez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Utilisez un niveau d'énergie pour la stimulation musculaire électrique (EMS) plus faible si vous ressentez un inconfort.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation si votre peau est très rouge ou présente des boursouflures ou des brûlures.
- Utilisez l'appareil sur une peau saine, sèche et propre.

Ne pas utiliser si vous :

- souffrez d'une maladie cardiaque et n'avez pas consulté votre médecin traitant.

- prenez des médicaments immunosuppresseurs tels que des corticostéroïdes sans consulter votre médecin, ou si vous souffrez de troubles de déficit immunitaire.
- souffrez d'un cancer de quelque type que ce soit.
- avez des troubles lymphatiques, des troubles de la thyroïde, du diabète ou des troubles hépatiques, ou toute autre maladie métabolique.
- portez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur interne, ou tout autre implant électrique actif dans une partie quelconque du corps.
- prenez un traitement à base de solutions topiques contenant des ions métalliques sur la zone de traitement.
- souffrez d'épilepsie.
- avez de graves problèmes de circulation sanguine dans les membres inférieurs.
- avez une hernie inguinale ou abdominale.
- êtes enceinte ou allaitez.

Ne pas utiliser sur les parties du corps suivantes :

- Près du cœur. Les pastilles métalliques ne doivent pas être placées sur la partie avant de la cage thoracique (où sont situés les côtes et le sternum) et surtout pas sur les deux grands pectoraux. Ceci peut augmenter le risque de fibrillation ventriculaire et induire un arrêt cardiaque.
- L'arrière de la cage thoracique.
- La tête ou le cou.
- Sur les organes génitaux.
- Sur ou autour des yeux.
- Zones avec des tatouages.
- Les zones sujettes à de l'arthrite métabolique ou une douleur chronique.
- Les zones qui sont enflées, infectées, sur les régions enflammées, sur les lésions ou sur une peau irritée ou les éruptions cutanées (p. ex., exanthèmes, phlébite, thrombophlébite, varices ou cicatrices postopératoires où le processus de guérison pourrait être affecté, etc.).

- Les parties du corps avec agrafes en métal, broches ou implants ; ou si vous êtes près d'une source de métal. Enlevez vos bijoux ou autres accessoires de la zone de traitement pendant les séances.
- Les zones ayant des antécédents de cancer de la peau ou sujettes à des malignités dermiques.

2. Sécurité avec Silk'n Lipo

Avec Silk'n, la sécurité est au premier plan. Silk'n Lipo est équipé de plusieurs mécanismes de sécurité :

- **Un capteur de proximité :** l'appareil fonctionne uniquement lorsque vous l'allumez, et lorsque la **base** est bien en contact avec la peau.
- **Un arrêt automatique :** Même si vous pouvez interrompre une séance dès que vous le souhaitez, l'appareil s'éteint après une minute ou deux, lorsqu'il n'y a pas de contact avec la peau (le **témoin de fonctionnement** s'allume en vert en continu). Il s'arrête aussi automatiquement après 15 minutes d'utilisation continue.

3. En savoir plus sur votre Silk'n Lipo

Silk'n Lipo est un système pour vous aider à réduire la graisse dans des zones spécifiques, à exercer vos muscles et à tonifier des zones spécifiques de votre corps sans effort physique, dans le confort de votre maison.

Lorsque vous placez la **base**¹ sur des zones ciblées telles que le haut du bras, l'abdomen, les fesses ou les cuisses, les graisses peuvent être détruites et éliminées spécifiquement sur les zones concernées. L'appareil peut vous aider à tonifier des zones spécifiques qui ne répondent pas favorablement à un régime ou à l'exercice physique. Silk'n Lipo n'est pas destiné à une réduction des graisses sur la totalité du corps ou à une perte pondérale, et ne peut pas remplacer un régime ou de l'exercice.

¹ Le singulier est utilisé pour désigner les éléments de manière individuelle ou plusieurs éléments des pièces du produit : **base, ceinture et électrode**.

3.1. Contenu du paquet

- 1 ou plusieurs bases *
- 2 connecteurs
- 1 ou plusieurs ceintures *
- 1 ou plusieurs électrodes *
- Socle/support de chargement
- Adaptateur
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

* Varie en fonction de l'option achetée.

3.2. Description de l'appareil

Silk'n Lipo est un appareil destiné à un usage domestique qui utilise la technologie laser de faible niveau (LLLT) et la stimulation musculaire électrique (EMS). Ensemble, ces énergies contribuent à augmenter le tonus musculaire et à réduire les amas graisseux et les acides gras et à renforcer la tonification et la refonte corporelle.

Silk'n Lipo comprend une sélection de ceintures adaptées à la partie du corps que vous souhaitez traiter. Chaque base contient des diodes laser et des pastilles métalliques qui activent l'EMS. Chaque base est attachée à la ceinture et ensuite placée sur la partie du corps que vous souhaitez tonifier et remodeler. Silk'n Lipo utilise des batteries rechargeables pour que chaque base puisse facilement être chargée avant chaque utilisation.

Veuillez vous reporter à diagramme placé sur l'avant de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Base | 6. Électrode |
| 2. Bouton de commande | 7. Indicateurs d'autonomie |
| 3. Voyants lumineux | 8. Socle/support de chargement |
| 4. Connecteurs | 9. Adaptateur |
| 5. Ceinture | |

3.3. Usage prévu


Silk'n Lipo est un traitement esthétique non invasif destiné à réduire la circonférence de la taille, des bras, des cuisses et des fesses. L'appareil est également destiné à améliorer le tonus musculaire et la fermeté, et à renforcer les muscles dans ces zones.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé au cours d'une thérapie, ou pour le traitement d'un problème de santé ou d'une maladie. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.


4. Paramètres et contrôles de l'appareil

4.1. Branchement des différents éléments


1. Sortez les différents éléments de la boîte.
2. Placez la **base** sur une surface plane. Si vous avez plus d'une **base**, branchez-les, les unes aux autres.
3. Prenez le **connecteur** femelle et placez-le sur le côté gauche de la **base**. Ensuite, prenez le **connecteur** mâle et branchez-le sur le côté droit de la **base** (cf. illustration).



4. Sélectionnez la **ceinture** correspondant à la partie du corps que vous voulez traiter, et posez-la sur une surface plane avec le logo Silk'n face à vous.
5. Ensuite, pliez chaque côté de la **ceinture** vers l'intérieur de manière à voir les Velcro noirs.



6. Faites glisser chaque extrémité de la **ceinture** dans les **connecteurs** puis repliez les extrémités de chaque côté de sorte que les Velcro adhèrent à la **ceinture**. Votre **ceinture** devrait désormais ressembler à l'image ci-dessous.




7. Bien sûr, pour utiliser le Silk'n Lipo, vous devrez dégrafer l'un des côtés, placez la **ceinture** sur le corps et puis réagrafer le côté que vous avez dégrafé !



À noter que vous ne pouvez utiliser l'appareil que lorsque :

- la **base** est chargée.
- vous avez placé une **électrode** préalablement humidifiée sur chaque **base** (voir la section 4.4. Humidification des électrodes).
- chaque **base** est bien en contact avec la peau.
- vous avez lu ce manuel, et compris comment utiliser l'appareil.

4.2. Paramètres et contrôles



Batterie / erreur Fonctionnement Non utilisé

Chaque **base** possède une console de commande qui comprend :

- **bouton de commande** (#2)
- 2 boutons de réglage du niveau d'énergie EMS (à gauche et à droite du **bouton de commande**)
- 2 **voyants lumineux** - à gauche et au milieu (#3)

Contrôle	Action	Fonction
Bouton de commande 	Appui long	- Allume la base (ou l'éteint). Lorsque vous allumez l'appareil, vous devriez sentir une brève vibration. Lorsque vous éteignez l'appareil, vous devriez sentir 2 vibrations brèves. - Le témoin de fonctionnement vert (du milieu) s'allumera en continu.
Bouton + 	Appui bref	Chaque appui sur le bouton augmente le niveau d'EMS. Au fur et à mesure que vous augmentez le niveau, le témoin de fonctionnement clignote de plus en plus rapidement.
	Appui long	Le même effet qu'un appui court.
Bouton - 	Appui bref	Chaque appui sur le bouton diminue le niveau d'EMS. Au fur et à mesure que vous diminuez le niveau, le témoin de fonctionnement clignote de plus en plus lentement.
	Appui long	Ramène le niveau d'EMS à zéro.
Voyant d'erreur / batterie (gauche)	Voyant orange clignote en continu	Batterie faible.
	Orange continu	Erreur de l'appareil.
Témoin de fonctionnement (milieu)	Voyant vert clignote en continu	- L'appareil est allumé, et le contact avec la peau est bon. - Clignote de plus en plus rapidement au fur et à mesure de l'augmentation du niveau d'EMS.
	Vert constant	- Il n'y a pas de contact avec la peau, mais l'appareil est prêt pour une utilisation. - L'appareil s'arrêtera alors automatiquement après une minute ou deux ou s'il n'y a pas de contact avec la peau.
Voyant lumineux (droite)	---	Non utilisé.

4.3. Niveaux d'énergie

Silk'n Lipo possède plusieurs niveaux de stimulation musculaire électrique (EMS). Ceci vous permet d'avoir une très bonne maîtrise sur l'intensité de la stimulation musculaire que vous souhaitez utiliser pour chaque partie du corps à traiter. Qui plus est, vous pouvez changer les niveaux aussi souvent que vous voulez, pendant une séance.

- **Pour augmenter le niveau d'EMS :** Appuyez brièvement sur le **bouton +** autant de fois que nécessaire pour régler le niveau d'EMS pour qu'il soit le plus confortable pour vous. Vous constaterez que le **témoin de fonctionnement** clignote de plus en plus rapidement au fur et à mesure que vous augmentez le niveau d'EMS.
- **Pour diminuer le niveau d'EMS :** Appuyez brièvement sur le **bouton -** autant de fois que nécessaire (voir la section 4.2. Paramètres et contrôles).
- **Pour ramener le niveau d'EMS à zéro :** Appuyez longuement sur le **bouton -**.


i Vous pouvez uniquement changer les niveaux d'EMS lorsque la **base** est bien en contact avec la peau. Lorsqu'il n'y a pas de contact avec la peau, l'EMS tombe automatiquement à zéro.

4.4. Humidification des électrodes

Pour que l'EMS fonctionne, les **électrodes** sont nécessaires et doivent être humides avant le début de la séance.

1. Humidifiez chaque **électrode** avec un chiffon humide ou avec les doigts mouillés.
2. Placez ensuite une **électrode** humidifiée au dos de chacune des **bases**. Veillez à la fixer fermement autour du rectangle du milieu. Vous aurez peut-être besoin de manipuler légèrement l'**électrode** de manière à ce qu'elle soit bien à plat sur la **base**.

Électrode



Dessous de la base



Il est important que vous humidifiez uniquement l'**électrode**, et non pas l'ensemble de la **base**.

4.5. Chargement de l'appareil

Chargez la **base** avant la première utilisation. La première charge devrait prendre environ 6 heures. Les autres charges, par la suite, devraient prendre environ 3 heures. Nous vous recommandons de recharger l'appareil avant chaque séance.

1. Retirez les **électrodes** avant de placer les **bases** sur le **socle/support de chargement**.
2. Branchez le **socle/support de chargement** (vide) sur l'alimentation électrique. Les 2 **indicateurs d'autonomie** s'allument en vert en continu.
3. Placez chaque **base** dans le socle de manière à ce qu'elle siège bien dans les rainures désignées à cet effet.
 - Lorsque la **base** est en cours de chargement, le **voyant d'erreur/batterie** orange sur la **base** clignote.
 - Lorsque la **base** est entièrement chargée, le **voyant d'erreur/batterie** (gauche) s'éteint et le **témoin de fonctionnement** (milieu) s'allume en vert continu.
4. Une fois l'appareil chargé, débranchez le **socle/support de chargement** de l'alimentation électrique.

5. Protocole d'utilisation



Pour une utilisation sur une peau propre et saine (voir la section 1. Mises en garde et contre-indications).



Traitez la zone ciblée pendant 15 minutes par séance (cf. illustration).



Pour les plus grandes parties du corps, comme le ventre ou les fesses, nous vous conseillons de déplacer le **base** sur une partie adjacente de la zone ciblée, et de traiter pendant encore 15 minutes. Vous pouvez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez couvert la zone ciblée.




Faites en sorte de ne pas oublier de zones à traiter ou de ne pas faire se chevaucher les zones que vous traitez.



N'utilisez jamais le Silk'n Lipo exactement deux fois au même endroit pendant une même séance.

- Pour une utilisation quotidienne, mais pas plus de 3 fois par semaine sur chaque zone ciblée spécifique. Continuez jusqu'à obtenir les résultats souhaités.



FR

6. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Lipo

Si vous suivez les instructions complètement et faites attention à **tous les avertissements et les contre-indications**, les complications et les effets secondaires sont rares. Cependant, tout appareil à base d'énergie, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications qui peuvent éventuellement survenir.

Rougeur cutanée

Quelques rougeurs de la peau peuvent apparaître dans la zone traitée, qui devraient disparaître après la séance.

Douleur musculaire

Comme avec tout exercice, certaines douleurs musculaires peuvent survenir après une séance, mais devraient disparaître après une journée ou deux. Le cas échéant, utilisez un faible niveau d'EMS pendant quelques séances jusqu'à ce que la douleur disparaisse.

Irritation de la peau

Bien que très rare, il est possible d'avoir un rougissement de la peau pendant un certain temps, ou l'apparition d'acné. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil, et traitez uniquement la zone concernée quand l'irritation de la peau a disparu.

Maux de tête

Tout aussi rare, la possibilité que vous soyez pris de quelques vertiges en début d'utilisation de l'appareil. Si cela se produit, asseyez-vous pendant la séance, ou arrêtez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que vous vous sentiez bien.

Réaction allergique

Si vous avez une réaction allergique à l'appareil ou à un de ses accessoires, arrêtez d'utiliser l'appareil.

-  Cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil si n'importe lequel de ces effets est plus grave.
-  Consultez votre médecin si les effets persistent au-delà de 2 à 3 jours.

7. Commencez !

Le traitement avec Silk'h Lipo n'a rien de plus facile. Suivez simplement les étapes ci-dessous pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.

1. Utilisez l'appareil sur une peau propre et saine (voir la section 1. Mises en garde et contre-indications).
2. Vérifiez que les batteries sont bien chargées avant utilisation. Si le **voyant d'erreur/batterie** est orange et clignote lentement, cela indique que le niveau de la batterie est faible.
3. Avant chaque séance, humidifiez les **électrodes** avec un chiffon humide ou avec les doigts mouillés, et placez-les sur chaque **base** (voir la section 4.4. Humidification des électrodes). Ensuite, placez une, voire plusieurs **bases** sur la **ceinture** (voir la rubrique 4.1. Branchement des différents éléments).
4. Dégrafez l'un des **connecteurs** sur l'un des côtés de la **ceinture**, puis placez la **ceinture** autour de la zone que vous souhaitez traiter. Rebranchez ensuite le côté du connecteur que vous venez de dégrafer.
5. Réglez la tension de la **ceinture** de sorte que la **base** soit bien en contact avec la peau, et que la **ceinture** soit fermement fixée sur le corps.

- i** Si la **ceinture** n'est pas bien serrée contre la peau, l'appareil est susceptible de remettre le niveau d'énergie EMS à zéro. Le cas échéant, resserrez la **ceinture** et appuyez sur le **bouton +** pour sélectionner à nouveau le niveau d'énergie EMS requis.
6. **Allumage de l'appareil.** Avec les contrôles bien en vue, appuyez sur le **bouton de commande** sur chaque **base**. Les **voyants lumineux** vert et orange s'allument. Le **voyant lumineux** orange s'éteint après une seconde ou deux et la **base** se met à vibrer une seule fois. Lorsque la **base** est bien en contact avec la peau, le **témoin de fonctionnement** vert clignote lentement, et l'énergie du laser commence à opérer.
7. **Changement du niveau d'EMS :**
- **Pour augmenter :** Appuyez brièvement sur le **bouton +** autant de fois que nécessaire pour régler le niveau d'EMS pour qu'il soit le plus confortable pour vous. Le **témoin de fonctionnement** clignote de plus en plus rapidement au fur et à mesure que vous augmentez le niveau d'EMS.
 - i** Si vous appuyez longtemps sur le **bouton +**, l'EMS augmentera uniquement d'un incrément à la fois.
 - **Pour diminuer :** Appuyez brièvement sur le **bouton -** autant de fois que nécessaire (voir la section 4.2. Paramètres et contrôles).
 - i** Le fait d'appuyer longtemps sur le **bouton -** ramène le niveau d'EMS à zéro.
8. **Traitez chaque zone pendant à 15 minutes.** Laissez la **base** en place, et l'appareil allumé jusqu'à 15 minutes. Vous allez sentir des vibrations toutes les quelques minutes. Les vibrations font partie du programme de traitement, et sont normales. À la fin des 15 minutes, vous devriez sentir 3 vibrations ; l'appareil n'émettra plus d'énergie et s'éteindra automatiquement.
- i** Pour éteindre l'appareil **avant** les **15 minutes**, appuyez longtemps sur le **bouton de commande**. Vous allez sentir 2 vibrations, puis l'appareil va s'éteindre.
9. Si vous souhaitez traiter une autre zone (à côté de la zone que vous venez de traiter ou une autre partie du corps), humidifiez l'**électrode**, et déplacez la **base** sur l'autre endroit à traiter.
- i** Faites en sorte de ne pas oublier de zones à traiter ou de ne pas faire se chevaucher les zones que vous traitez.



Si vous déplacez l'appareil sur une autre partie du corps et la **base** n'est pas bien en contact avec la peau, le niveau d'EMS se remettra à zéro. Le cas échéant, assurez-vous que la **base** est bien en contact avec la peau, puis appuyez brièvement sur le **bouton de commande** pour redémarrer l'appareil, puis sur le **bouton +** pour augmenter le niveau d'EMS.

8. Nettoyage et entretien

8.1. Nettoyage des bases et du support de chargement

Nous vous recommandons de nettoyer la **base** après chaque utilisation et le **socle/support de chargement** une fois par mois.

Avant le nettoyage :

- Déconnectez la **base** de toutes les autres pièces (**ceinture, électrodes, connecteurs, socle/support de chargement**). Débranchez le **socle/support de chargement** de l'alimentation électrique.
- Ne nettoyez aucune pièce de l'appareil au moyen de produits chimiques ou nettoyants abrasifs.
- Nettoyez chaque **base** et le **socle/support de chargement** avec un chiffon humide et un détergent doux puis essuyez-les avec un chiffon propre.
- ⚠ Ne nettoyez pas les pièces en les passant au lave-vaisselle.

8.2. Nettoyage des électrodes

- Après chaque utilisation, essuyez chaque **électrode** et séchez-la avec un chiffon.
- Ne les rangez pas dans une boîte fermée ou un tiroir à moins qu'elles ne soient complètement sèches.

8.3. Repositionnement des électrodes

- N'utilisez pas les **électrodes** si elles sont endommagées. Le cas échéant, remplacez-les par des nouveaux.

8.4. Nettoyage de la ceinture

La **ceinture** est constituée des matériaux suivants : **Externe** : nylon / **couche intermédiaire** : SBR / **Interne** : nylon.

Veuillez prendre note des consignes de nettoyage.



Lavez la ceinture à la main uniquement.



Ne pas nettoyer à sec



Ne pas utiliser de javellisant



Ne pas sécher dans un sèche-linge



Ne pas repasser

8.5. Stockage

- Après le nettoyage, nous vous recommandons de replacer chaque **base** sur le **socle/support de chargement**.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps, stockez les différents composants de l'emballage d'origine dans un lieu propre et sec pour éviter l'accumulation de poussière.
- Veillez à débrancher le **socle/support de chargement** de l'alimentation électrique.

9. Pièces détachées et consommables

Vous pouvez acheter des **bases**, des **électrodes** ou des **ceintures** de rechange auprès du revendeur où vous avez acheté l'appareil, ou vous pouvez commander directement à partir de notre site Internet : www.silkn.eu.

10. Dépannage

Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. N'essayez pas de modifier, d'ouvrir, ni de réparer l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.

Problème	Contrôles
Mon appareil ne démarre pas.	Assurez-vous que : • la base est chargée. • vous avez bien appuyé sur le bouton de commande pour l'allumer. • le témoin de fonctionnement est allumé en vert continu.
Je ne sens pas la stimulation électrique ou le niveau d'EMS est trop faible.	Veuillez vérifier que : • l'électrode est bien humidifiée. • la base est bien en contact avec la peau et • la ceinture est bien fixée sur le corps
Je ne peux pas changer le niveau d'EMS.	Vérifiez que la base est bien chargée.
Les voyants lumineux sont allumés tout le temps.	Il y a une erreur système.

 Si vous avez des problèmes ou des questions, veuillez contacter le service à la clientèle.

11. Service à la clientèle

Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse www.silkn.eu. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site web. Contactez le Service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendus, ou tout autre problème lié à votre appareil.

Nos coordonnées sont les suivantes :

Pays	Numéro du service	E-mail
Belgique	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italie		servizioclientiit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espagne	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garantie

Veillez vous reporter à votre carte de garantie Silk'n.

13. Élimination

Si votre appareil atteint sa fin de vie, assurez-vous de respecter les lois de votre pays concernant l'élimination des articles électriques.



Mettez l'emballage au rebut en veillant à séparer les divers types de matériaux. Jetez l'emballage en carton et le carton dans les déchets papier et le film plastique via le centre de collecte des matériaux recyclables.



Ne pas jeter avec les déchets ménagers. La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Ceci garantit que l'appareil est recyclé de manière professionnelle, et empêche le rejet de substances nocives * dans l'environnement. Assurez-vous que l'appareil est bien déchargé avant de le mettre au rebut.

* Produits étiquetés avec Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

14. Caractéristiques techniques

N° modèle	H5001 (appareil) ; H5002 (support de chargement)
Technologie	Traitement par laser de faible intensité (LLLT) + Stimulation musculaire électrique (EMS)
Support de chargement	Entrée 12Vdc, 1.5A max Chargement de 2 modules simultanément
Module alimenté par	Batterie Li-ion, 3,7V, 2600 mA
Modèles d'adaptateur	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Spécifications de l'adaptateur	
Entrée :	100-240 Vca, 50-60 Hz, 0,6 A Max
Sortie :	12 Vcc, 1,5A

LLLT	- Longueur d'onde de la diode	658 nm +/- 8 nm
	- Puissance de la diode	100 mW (max)
EMS	- Amplitude de l'impulsion	0-32 mA avec une charge de 1000 ohms
	- Tension de sortie	Réglable 0-32V, sortie max. 32V crête à crête avec une charge de 1000 ohms.
	- Marche	Réglable, 20~2400 millisecondes
	- Arrêt	Réglable, 20~2400 millisecondes
	- Temps de la mise en charge	Réglable, 22~800 millisecondes, 22 millisecondes/incrément. La période de « Marche » augmentera et diminuera.
	- Taux d'impulsion	30~50Hz
	- Largeur d'impulsion	350~450µs
	- Minuterie	15 min
	- Forme d'onde	Impulsion rectangulaire biphasique symétrique
	- Tolérance	L'appareil peut afficher une tolérance de +/-5% vis-à-vis de tous les paramètres et de +/- 20% de tolérance en termes de sortie d'intensité.
	Poids	Module : 300gr Support de chargement : 215gr
	Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	Température : moins 40 à 70°C Humidité relative : 10% à 90% Pression atmosphérique : 500 - 1060hPa
	Conditions de fonctionnement	Température : 5 à 40°C Humidité relative : 15% à 90% Pression atmosphérique : 700 - 1060hPa
	Temps de la température minimale de stockage entre les utilisations à la température minimale de fonctionnement à une température ambiante de 20°C	30 minutes

Temps de la température maximale de stockage entre les utilisations à la température maximale de fonctionnement à une température ambiante de 20 °C	30 minutes
Durée de vie	3 ans

15. Signes et symboles

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, vous devrez observer également les directives et lois propres à chaque pays.

	Déclaration de conformité : Les produits étiquetés avec ce symbole répondent à toutes les dispositions applicables dans l'Espace économique européen.
IP22	L'appareil est protégé contre la pénétration d'objets tels que les doigts.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers. La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques.
	Suivre les directives de fonctionnement.
	Produit laser de classe 1.

Mentions légales

FR Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Home Skinovations Ltd détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam, P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Съдържание

1. Предупреждения и противопоказания	76
2. Безопасност с Silk'n Lipo	83
3. Опознайте Silk'n Lipo	83
4. Механизми за управление и настройки на уреда	84
5. План за третиране	89
6. Какво да очаквате от Silk'n Lipo	90
7. Първи стъпки!.....	91
8. Почистване и поддръжка	93
9. Части и консумативи	94
10. Откриване и отстраняване на неизправности.....	94
11. Обслужване на клиенти	95
12. Гаранция	96
13. Унищожаване.....	96
14. Технически характеристики.....	96
15. Знаци и символи.....	98

1. Предупреждения и противопоказания

Настоящото ръководство на потребителя се базира на действащите стандарти и правила в Европейския съюз. Когато сте в чужбина, трябва да съблюдавате и насоките и законите в съответната страна.

Silk'n Lipo представлява мощен електрически уред и трябва да се използва със специално внимание към безопасността. Моля, преди употреба прочетете всички предупреждения и противопоказания. Нашата препоръка е да преглеждате настоящите инструкции преди всяко третиране.

- Не използвайте устройството, докато вземате вана или душ.
- Винаги се уверявайте, че ръцете ви са сухи, преди да свържете стойката/зарядната вилка към електрозахранването.
- Дръжте адаптера далеч от вода. Адаптерът не е водоустойчив.
- Не поставяйте и не съхранявайте стойката/зарядната вилка и адаптера на място, където може да падне или да бъде бутнат във вана, мивка, вода или каквато и да е друга течност.
- Не посягайте към стойката/зарядната вилка или адаптера, ако са паднали във вода. Изключете от контакта

веднага, преди да извадите всяко от тях. Неспазването на условието да изключите стойката/зарядната вилка може да доведе до токов удар!

- Никога не използвайте адаптера, ако има повреден кабел или щепсел, не работи правилно или е бил потопен във вода. Ако това се случи, веднага изключете адаптера от контакта.
- Ако стойката/зарядната вилка е в неизправност, изключете незабавно.
- Подсушете всяка третираща част, преди да я заредите или приберете.
- Подсушете всяка електродна подложка, преди да я приберете.
- Извършването на поправки се разрешава само на упълномощен персонал. Не опитвайте да модифицирате, отваряте или поправяте устройството. Може да се изложите на опасни електрически компоненти и да си навредите сериозно.
- Промени или модификации на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, биха нарушили възможността на потребителя да работят с устройството.

- Не използвайте, ако частите или аксесоарите не са доставени от производителя, както е посочено в настоящото ръководство, или ако уредът е повреден или видимо не работи правилно. В такива случаи се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
- Не почиствайте нито една от частите в съдомиялната машина.
- Децата не трябва да играят с опаковката (пластмасова). Те могат да се наранят с опаковъчните материали или да погълнат дребни части и да се задавят.
- Не изхвърляйте заедно с битови отпадъци! Директивата ОЕЕО изисква да изхвърлите този електрически уред (включително всички аксесоари и части) в определения пункт за събиране на рециклируеми електрически уреди. За подробности, вижте раздел 13. Унищожаване.
- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да се бракува.
- При изваждането на батерията, уредът трябва да бъде изключен от захранващата мрежа.

- Батерията трябва да бъде изхвърлена по безопасен начин.
- Трябва да се обърне внимание на екологичните аспекти при изхвърляне на батерията. Не изхвърляйте използвани батерии в кофа за смет. Моля, свържете се с вашия търговец на дребно, за да опазите околната среда.

Отстраняване на батерията

За да извадите батерията, устройството трябва да бъде разчупено. Устройството повече няма да функционира след тази процедура, нито може да бъде ремонтирано. Всяка гаранция ще бъде невалидна, ако корпусът на уреда бъде счупен, а батерията бъде извадена. Препоръчваме да носите предпазни очила и ръкавици.

Home Skinovations Ltd не носи отговорност за каквито и да било физически или материални щети в резултат на изпълнението на тази процедура.

За да извадите батерията, поставете всяка третираща част върху твърда, здрава повърхност. Използвайте чук, за да счупите външния пластмасов корпус.

Измолзвайте клеци или отвертка, за да премахнете корпуса. Развийте платката (печатната платка) и извадете батерията, като изключите щепсела от платката.

Противопоказания

- устройство Silk'n Lipo не трябва да се използва от следните хора: деца, възрастни хора с ограничен физически, сетивни или психически възможности, или при липса на опит или познания за начина на използване на устройството. Пазете устройството далеч от деца.
- Използвайте по-ниско EMS енергийно ниво, ако усетите дискомфорт.
- Спрете използването на уреда незабавно, ако кожата Ви се зачерви силно или ако се появят мехури или изгаряния по нея.
- Използвайте на чиста, суха, здрава кожа.

Не използвайте, ако сте:

- със сърдечно заболяване и не сте се консултирали с лекуващия ви лекар.
- на имуносупресивни лекарства, като кортикостероиди, без да се консултирате с вашия лекар или ако имате имунодефицитно разстройство.

- болен от какъвто и да е вид активен рак.
- с лимфни нарушения, нарушения на щито-видната жлеза, диабет или чер-нодробни нарушения или друго мета-болитно заболяване.
- с пейсмейкър, вътрешен дефибрилатор или друг активен електрически имплант, където и да е в тялото.
- с приложени локални разтвори, съ-държащи метални йони, в зоната за третиране.
- с епилепсия.
- със сериозни проблеми с артериалното кръвообращение в долните крайници.
- с коремна или ингвинална херния.
- бременна или кърмите.

Не използвайте върху следните части на тялото:

- Близо до сърцето. Електродите не трябва да се поставят на никоя част от предната страна на гръдния кош (където се намират ребрата и гръдната кост) и по-специално да не се поставят на двата големи гръдни кокала. Това може да увеличи риска от вентрикуларна фиб-риляция и да предизвика спиране на сърдечната дейност.

- Задната страна на гръдния кош.
- Главата или врата.
- Гениталиите.
- Върху или около очите.
- Зони с татуировки.
- Зони, които имат метаболитен артрит или хронична болка.
- Зони, които са подути, инфектирани или възпалени; или които имат напукана или раздразнена кожа, или където има кожни ерупции (например кожни обриви, флебити, тромбофлебители, варикозни вени или следоперативни белези, където може да бъде засегнат лечебният процес и т.н.).
- Части от тялото, които имат метални скоби, импланти или щифтове; или ако сте близо до метал. Махнете бижута или други аксесоари от зоната за третиране по време на процедурата.
- Зони с анамнеза за рак или потенциални злокачествени заболявания на кожата.

2. Безопасност с Silk'n Lipo

Със Silk'n безопасността е на първо място. Silk'n Lipo има следните характеристики за безопасност:

- **Сензор за близост:** Уредът работи само когато е включен, а **третиращата част** е в добър контакт с кожата ви.
- **Автоматично изключване:** Въпреки че можете да спрете третирането, когато желаете, уредът се изключва след около минута, когато няма контакт с кожата (**работната лампа** ще бъде постоянно зелена). Изключва се автоматично и след 15 минути непрекъсната употреба.

3. Опознайте Silk'n Lipo

Silk'n Lipo е система, която ви помага да намалите мазнините в определени зони, да упражнявате мускулите си и да тонизирате определени части от тялото си без физически усилия и в уюта на вашия дом.

Чрез поставянето на **третираща част**¹ върху целеви зони като горната част на ръцете, корема, задните части или бедрата, мазнините може да бъдат разбити и отстранени специално от тази зона. Той също така може да ви помогне да оформите отделни зони, които не подлежат на диета или упражнения. Silk'n Lipo не е предназначен за цялостно намаляване на мазнините или загуба на тегло и не може да замени диетата или упражненията.

¹ Единичната се използва за означаване както на един, така и на няколко елемента за следните части на уреда: **третираща част, колан и електродна подложка**.

3.1. Съдържание на опаковката

- 1 или повече Третиращи части *
- 2 Конектора
- 1 или повече Колани за тяло *
- 1 или повече Електродни подложки *
- Стойка/зарядна вилка
- Адаптер
- Ръководство за употреба
- Гаранционна карта

* Варира в зависимост от закупената опция.

3.2. Описание на устройството

Silk'n Lipo е устройство за домашна употреба, което използва Технология с ниско лазерно ниво (LLLT) и Електрическа мускулна стимулация (EMS). Заедно тези енергии спомагат за увеличаване на мускулния тонус и намаляване на мастните киселини и натрупвания, за да се повиши тонизирането и преобразяването на тялото.

Silk'n Lipo включва набор от колани, подходящи за частта от тялото, която искате да третирате. Всяка третираща част съдържа лазерни диоди и електроди, които активират EMS. Всяка третираща част е прикрепена към колана и след това е поставена върху частта от тялото, която искате да тонизирате и преобразите. Silk'n Lipo използва интегрирани акумулаторни батерии, така че всяка третираща част да може да се зарежда лесно преди всяка употреба.

Разгледайте диаграмата в предната част на ръководството, за да видите местоположението на всяка функция.

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Третираща част | 6. Електродна подложка |
| 2. Бутон за управление | 7. Светлинни индикатори за зареждане |
| 3. Светлинни индикатори | 8. Стойка / зарядна вилка |
| 4. Конектори | 9. Адаптер |
| 5. Колан за тяло | |

3.3. Предназначение

Silk'n Lipo е неинвазивен естетически уред за намаляване на обиколката на талията, ръцете, бедрата и задните части. Уредът е предназначен и за подобряване на мускулния тонус и твърдост и укрепване на мускулите в тези зони.


Уредът не е предназначен за употреба при каквито и да е терапии или за лечение на каквито и да е медицински състояния или заболявания. Не използвайте за цели, различни от описаната в настоящото ръководство.

4. Механизми за управление и настройки на уреда

4.1. Свързване на различните части:


1. Отстранете отделните части от кутията.

- Поставете **третиращите части** на плоска повърхност. Ако имате повече от една **третираща част**, свържете ги заедно.
- Вземете женския **конектор** и го пхнете от лявата страна на **третиращата част**. След това вземете мъжкия **конектор** и го свържете от дясната страна (вижте илюстрацията).




BG

- Изберете **колана** за частта от тялото, която третирате, и го поставете на плоска повърхност със страната с логото на Silk'n към вас.
- След това сгънете всяка страна на **колана** навътре, така че да видите черните подложки от велкро.



- Пхнете всеки край на **колана** в **конекторите** и след това го прегънете назад, така че подложката от велкро да се залепи за **колана**. Сега **коланът** ви ще изглежда така.



- Разбира се, за да използвате Silk'n Lipo ще трябва да разедините едната страна, да поставите **колана** на тялото си и след това отново да съедините страната, която сте разединили!




Имайте предвид, че може да използвате уреда само когато:

- **третиращата част** е заредена.
- сте поставили мокра **електродна подложка** на всяка **третираща част** (вижте раздел 4.4. Намокряне на електродните подложки).
- всяка **третираща част** е в добър контакт с кожата ви.
- сте прочели това ръководство и сте разбрали как да използвате уреда.

4.2. Управление и настройки

BG



Батерия/Грешка Използване Не се използва

Всяка **третираща част** има контролен панел, който включва:

- **бутон за управление (#2)**
- 2 EMS бутона за енергийно ниво (отляво и отдясно на **бутона за управление**)
- 2 **светлинни индикатора** - отляво и в средата (#3)

Контрол	Действие	Функция
Бутон за управление 	Натиснете продължително	- Включва (или изключва) третиращите части. Когато я включите, ще усетите кратка вибрация. Когато я изключите, ще усетите 2 кратки вибрации. - Зелената работна лампа (в средата) ще бъде постоянно зелена.

Контрол	Действие	Функция
+ Бутон +	Кратко натискане	Всяко натискане увеличава EMS нивото. Като увеличавате нивото, работната лампа премигва по-бързо.
	Натиснете продължително	Същият ефект като краткотрайно натискане.
- Бутон —	Кратко натискане	Всяко натискане понижава EMS нивото. Като понижавате нивото, работната лампа премигва по-бавно.
	Натиснете продължително	Настройва EMS нивото обратно на нула.
Светлина за батерия/ грешка (отляво)	Оранжевата светлина премигва продължително	Изтощена батерия.
	Постоянно оранжево	Грешка в уреда.
Работна лампа (в средата)	Зелената светлина премигва продължително	- Уредът е включен и има добър контакт с кожата. - Премигва по-бързо, когато EMS нивото се увеличава.
	Постоянно зелено	- Няма контакт с кожата, но уредът е готов за употреба. - Уредът ще се изключи автоматично след около минута, ако няма контакт с кожата.
Светлинен индикатор (вдясно)	---	Не се използва.

4.3. Енергийни нива

Silk'n Lipo има много нива на Електрическа мускулна стимулация (EMS). Това ви дава отличен контрол на интензитета на мускулна стимулация, който искате да използвате за всяка част от тялото, която третируете. Нещо повече, може да сменяте нивата, колкото често пожелаете, по време на третирането.

- За да увеличите EMS нивото:** Натиснете краткотрайно **+ бутон**, колкото пъти е необходимо, за да настроите EMS нивото, което е удобно за вас. Ще видите, че **работната лампа** премигва по-бързо, когато увеличите EMS нивото.


- **За да понижите EMS нивото:** Натиснете краткотрайно - **бутона**, колкото пъти е необходимо (вижте раздел 4.2. Управление и настройки).
- **За да настроите EMS нивото обратно на нула:** Натиснете продължително - **бутона**.
- ❗ Може да променят EMS нивата само когато **третиращата част** е в добър контакт с кожата ви. Когато няма контакт с кожата, EMS спада до нула.

4.4. Намокряне на електродните подложки

Електродните подложки се изискват, за да работи EMS, и те трябва да са мокри, преди да започнете третирането.

1. Намокрете всяка **електродна подложка** с мокра кърпа или с мокри пръсти.
2. След това поставете мократа **електродна подложка** на задната страна на всяка **третираща част**. Уверете се, че пасва плътно около централния правоъгълник. Може да се наложи да я наместите малко, така че **електродната подложка** да е разположена хоризонтално в горната част на **третиращата част**.

Електродна подложка



От долната страна на
третиращата част

- ❗ Важно е да намокрите само **електродната подложка**, а не цялата **третираща част**.


4.5. Зареждане на уреда

Заредете всяка **третираща част** преди първа употреба. Първоначалното зареждане трябва да продължи около 6 часа. Следващите зареждания трябва да продължават около 3 часа. Препоръчваме да презареждате уреда преди всяко третиране.

1. Отстранете **електродните подложки**, преди да поставите **третиращите части** в **стойката/зарядната вилка**.
2. Свържете празната **стойка/зарядна вилка** към електрозахранването. Двата **светлинни индикатора за зареждане** ще бъдат постоянно зелени.
3. Поставете всяка **третираща част** във вилката, така че да пасне в определените жлебове.
 - Когато **третиращата част** се зарежда, оранжевият **светлинен индикатор за батерия/грешка** на **третиращата част** светва и изгасва.
 - Когато е напълно заредена, **светлинният индикатор за батерия/грешка** (отляво) ще се изключи, а зелената **работна лампа** (в средата) ще бъде постоянно зелена.
4. Когато се зареди, изключете **стойката/зарядната вилка** от електрозахранването.

5. План за третиране

-  За употреба върху чиста, здрава кожа (вижте раздел 1. Предупреждения и противопоказания).
- Третирайте целевата зона за 15 минути на процедура (вижте илюстрацията).
 - За по-големи части от тялото като стомаха или задните части, може да искате да преместите **третиращата част** в съседна част от целевата зона и да използвате още 15 минути. Може да продължите да правите това, докато покриете целевата зона.
 - Опитвайте се да избягвате пропуски и припокривания.
 - Никога не използвайте Silk'n Lipo на точно същото място по време на процедура.
 - За ежедневна употреба, но не повече от 3 пъти седмично за всяка конкретна целева зона. Продължете, докато постигнете желаните резултати.



6. Какво да очаквате от Silk'n Lipo

Ако следвате стриктно инструкциите и обърнете внимание на **всички предупреждения и противопоказания**, усложненията и нежеланите реакции не се срещат често. Все пак всеки електроуред, включително пригодените за домашна употреба, е свързан с известна доза риск. Поради това е важно да разберете и приемете рисковете и усложненията, които могат да настъпят.

Зачервяване на кожата

Може да забележите зачервяване на кожата в третираната зона, което трябва да изчезне след третирането.

Мускулна болка

Както при всички упражнения, някои мускулни болки могат да се появят след третиране, но трябва да изчезнат след ден-два. Ако това се случи, използвайте ниско EMS ниво за няколко процедури, докато болката изчезне.

Дразнене на кожата

Въпреки че се случва рядко, е възможно да имате продължително зачервяване на кожата или появата на акне. Спрете незабавно употребата и третирайте тази конкретна зона чак когато дразненето на кожата е изчезнало.

Главоболие

Също толкова рядко, но все пак е възможно да ви се замае главата, когато започнете да използвате уреда. Ако това се случи, седнете по време на процедурата или спрете да използвате уреда, докато се почувствате добре.

Алергична реакция

Ако имате алергична реакция към уреда или аксесоарите му, спрете да използвате уреда.



Спрете незабавно употреба, ако някой от тези ефекти станат по-сериозни.



Посетете вашия лекар, ако ефектите не отшумят до 2 - 3 дни.

7. Първи стъпки!

Третирането със Silk'n Lipo е лесно. Просто следвайте настоящите стъпки за всяка част от тялото, която желаете да третирате.

1. Използвайте върху чиста, здрава кожа (вижте раздел 1. Предупреждения и противопоказания).
2. Проверете дали батериите са добре заредени преди употреба. Ако **светлината за батерия/грешка** е оранжева и премигва бавно, това показва, че батерията е изтощена.
3. Преди всяка употреба, намокрете **електродната подложка** с мокра кърпа или мокри пръсти и поставете такава на всяка **третиращата част** (вижте раздел 4.4. Намокряне на електродните подложки). След това свържете една или повече **третиращи части** към **колана** (вижте раздел 4.1. Свързване на различните части:).
4. Разединете един от **конекторите** от едната страна и след това поставете **колана** около зоната, която искате да третирате. След това свържете отново страната, която току-що разединихте.
5. Настройте стегнатостта на **колана** така, че **третиращата част** да е в добър контакт с тялото ви и така, че **коланът** да е плътно и добре закрепен към тялото ви.



Ако **коланът** не е стегнат по кожата ви, EMS енергията може да се изключи. Ако това се случи, стегнете **колана** и натиснете **+ бутона**, за да произберете желаното ниво на EMS енергия.

6. **Включване.** На управлението, което виждате, натиснете **бутона за управление** на всяка **третираща част**. Зеленият и оранжевият **светлинни индикатори** ще се включат. Оранжевият **светлинен индикатор** ще се изключи след около секунда и **третиращата част** ще избвирира веднъж. Когато **третиращата част** е в добър контакт с кожата, зелената **работна лампа** ще премигне бавно, а лазерната енергия ще започне да работи.

7. **Промяна на EMS нивото:**

- **За да увеличите:** Натиснете краткотрайно **+ бутона**, колкото пъти е необходимо, за да настроите EMS нивото, което е удобно за вас. **Работната лампа** премигва по-бързо, когато увеличите EMS нивото.



Ако натиснете продължително **+ бутона**, EMS нивото ще се увеличи само с една стойност.

- **За да намалите:** Натиснете краткотрайно **- бутона**, колкото пъти е необходимо (вижте раздел 4.2. Управление и настройки).



Продължителното натискане на **- бутона** настройва EMS нивото обратно на нула.

8. **Третирайте всяка зона за 15 минути.** Запазете **третиращата част** на място, а уредът включен за до 15 минути. На всеки няколко минути ще усещате вибрация. Вибрациите са нормална част от рутинната процедура. В края на 15-те минути ще усетите 3 вибрации, няма да се излъчва повече енергия и уредът ще се изключи автоматично.



За да изключите уреда **преди 15-тата минута**, натиснете продължително **бутона за управление**. Ще усетите 2 вибрации, след това уредът ще се изключи.

9. Ако искате да третирате друга зона (съседна на зоната, която току-ще сте третирали, или друга част на тялото), намокнете **електродната подложка** и преместете **третиращата част** на следващата локация.



Опитвайте се да избягвате пропуски и припокривания.



Ако преместите уреда в друга част на тялото ви и **третиращата част** не е в добър контакт с кожата, EMS нивото ще се върне на нула. Ако това се случи, уверете се, че **третираща част** е в добър контакт с кожата, след това натиснете краткотрайно **бутона за управление**, за да стартирате уреда отново, а после **+ бутона**, за да повишите EMS нивото.

8. Почистване и поддръжка

8.1. Почистване на третиращите части и зарядната вилка

Препоръчваме да почиствате **третиращата част** след всяка употреба, а **стойката/зарядната вилка** – веднъж месечно.

Преди почистване:

- Разединете **третиращата част** от останалите части (**колан, електродни подложки, конектори, стойка/зарядна вилка**). Изключете **стойката/зарядната вилка** от електрозахранването.
 - Не използвайте абразивни почистващи препарати или химикали за почистване на която и да е част.
 - Почиствайте всяка **третираща част** и **стойка/зарядна вилка** с влажна кърпа, като използвате мек препарат, след което го избършете с чиста кърпа.
-  Не почиствайте нито една от частите в съдомиялната машина.

8.2. Почистване на електродните подложки

- След всяка употреба, почиствайте всяка **електродна подложка** и подсушавайте с кърпа.
- Не ги прибирайте в затворена кутия или чекмедже, преди да са напълно изсъхнали.

8.3. Замяна на електродните подложки

- Не използвайте **електродните подложки**, ако са повредени. Ако това се случи, заменете ги с нови.

8.4. Почистване на колана

Материалите на **колана** са: **Външни:** Найлон / **Среден слой:** SBR / **Вътрешни:** Найлон.

Моля, обърнете внимание на инструкциите за почистване.



Само ръчно
пране



Без химическо чистене



Не избелвайте



Не сушете



Не гладете

BG

8.5. Съхранение

- След почистване, препоръчваме да върнете всяка **третираща част** на **стойката/зарядната вилка**.
- Ако не планирате да използвате уреда за дълго време, приберете отделните части в оригиналната опаковка на чисто, сухо място, за да предотвратите натрупването на прах.
- Уверете се, че **стойката/зарядната вилка** е изключена от електрозахранването.

9. Части и консумативи

Може да закупите **третиращи части, електродни подложки** или **колани** за замяна чрез търговеца, от когото сте закупили уреда, или може да поръчате директно от нашия уеб сайт: www.silkn.eu.

10. Откриване и отстраняване на неизправности

Извършването на поправки се разрешава само на упълномощен персонал. Не опитвайте да модифицирате, отваряте или поправяте устройството. Може да се изложите на опасни електрически компоненти и да си навредите сериозно. Това също така ще анулира гаранцията.

Проблем	Проверки
Моят уред не започва да работи.	Уверете се, че: • третиращата част е сменена. • сте натиснали бутона за управление, за да го включите. • работната лампа е постоянно зелена.
Не мога да усетя електрическата стимулация или EMS нивото изглежда твърде ниско.	Проверете дали: • електродната подложка е мокра. • третиращата част е в добър контакт с кожата ви и • коланът е закрепен надеждно към тялото ви.
Не мога да променя EMS нивото.	Проверете дали третиращата част е заредена.
Светлинните индикатори са включени през цялото време.	Има системна грешка.



Ако имате проблеми или запитвания, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

11. Обслужване на клиенти

За повече информация вижте нашия уеб сайт www.silkn.eu. Настоящото ръководство може да бъде изтеглено от уебсайта ни и като PDF файл. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти Silk'n, за да съобщите за неочаквани действия или събития, или всякакъв друг проблем с вашето устройство.

Нашите данни за контакт са:

Страна	Номер на сервиса	Имейл
Белгия	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Франция	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Германия	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Италия		servizioclientiit@silkn.eu
Холандия	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Испания	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Великобритания	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu

Страна	Номер на сервиза	Имейл
Други страни	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Гаранция

Вижте гаранционната карта на вашия Silk'n.

13. Унищожаване

Ако вашето устройство е достигнало до етап край на полезен живот, уверете се, че спазвате законите на вашата страна за унищожаване на електрически уреди.



Изхвърлете опаковката, разделена на материали от един вид. Изхвърлете картоната и кашоната като отпадъчна хартия и филмирайте чрез службата за рециклируеми материали.



Не изхвърляйте заедно с битови отпадъци! Директивата ОЕЕО изисква да изхвърлите този електрически уред (включително всички аксесоари и части) в определения пункт за събиране на рециклируеми електрически уреди. Това гарантира, че уредът ще бъде рециклиран професионално и предотвратява освобождаването на вредни вещества* в околната среда. Преди изхвърляне се уверете, че уредът е в незаредено състояние.

* Продукти с етикет за съдържание на Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово.

14. Технически характеристики

Модел №	H5001 (уред); H5002 (зарядна вилка)
Технология	Терапия с ниско лазерно ниво (LLLT) Електрическа мускулна стимулация (EMS)
Зарядна вилка	Вход 12Vdc, 1,5A макс. Зареждане на 2 модула едновременно
Модул, захранван от	Li-ion батерия, 3,7V, 2600mA

Модели на адаптера	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Рейтинг на адаптера Вход: Изход:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0,6A макс. 12 Vdc, 1,5 A
LLLT - Диодна дължина на вълната - Диодна мощност	658nm +/- 8nm 100mW (макс.)
EMS - Амплитуда на импулса	0-32mA натоварване от 1000 ohm
- Изходно напрежение	Регулируем 0-32V, Максимален изход 32V двойна амплитуда в 1000ohm натоварване.
- Време за включване	Регулируем, 20~2400 милисекунди
- Време за изключване	Регулируем, 20~2400 милисекунди
- Време за промяна на температурата	Регулируем, 22~800 милисекунди, 22 милисекунди/стъпка. Времето за включване ще се увеличава и ще намалява.
- Честота на импулса	30~50Hz
- Ширина на импулса	350~450µs
- Таймер	15 мин
- Форма на вълната	Симетричен дву-фазов правоъгълен импулс
- Тolerанс	Възможно е да има +/- 5% толеранс на всички настройки и толеранс +/- 20% към изхода на интензитета.
Тегло	Модул: 300gr Зарядна вишка: 215gr
Транспорт и съхранение между отделните употреби и условия на съхранение	Температура: минус 40-70°C Относителна влажност: 10% - 90% Атмосферно налягане: 500 - 1060hPa
Експлоатационни условия	Температура: 5 - 40 °C Относителна влажност: 15% - 90% Атмосферно налягане: 700 - 1060hPa

Време от минималната температура на съхранение между отделните сеанси на използване до минималната работна температура при температура на околната среда 20°C	30 минути
Време от максималната температура на съхранение между отделните сеанси на използване до максималната работна температура при температура на околната среда 20°C	30 минути
Срок на експлоатация	3 години

15. Знаци и символи

Настоящото ръководство на потребителя се базира на действащите стандарти и правила в Европейския съюз. Когато сте в чужбина, трябва да съблюдавате и насоките и законите в съответната страна.

	Декларация за съответствие: Продуктите, етикетирани с този символ, отговарят на всички приложими разпоредби на Европейската икономическа зона.
IP22	Уредът е защитен срещу проникване на предмети като например пръсти.
	Не изхвърляйте заедно с битови отпадъци! Директивата ОЕЕО изисква да изхвърлите този електрически уред (включително всички аксесоари и части) в определения пункт за събиране на рециклируеми електрически уреди.
	Следвайте ръководството за експлоатация.
	Лазерен продукт от клас 1.

Правна информация

Home Skinovations Ltd си запазва правото да променя своите продукти или технически характеристики с цел подобряване на производителността, надеждността или технологичността. Информацията, предоставена от Home Skinovations Ltd, се счита за точна и надеждна към момента на публикуване. Въпреки това Home Skinovations Ltd не поема никаква отговорност за употребата му. Никакви лицензи не се издават вследствие на това или по друг начин при каквото и да е патент или патентни права на Home Skinovations Ltd.

Никаква част от настоящия документ не може да бъде възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма или чрез каквито и да е средства - електронни или механични - за каквато и да е цел, без изричното писмено съгласие на Home Skinovations Ltd. Данните подлежат на промяна без уведомяване.

Home Skinovations Ltd разполага с патенти и заявки за патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуална собственост, отнасящи се до предмета на настоящия документ. Предоставянето на този документ не ви дава лиценз за тези патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуална собственост, освен в случаите, изрично предвидени в някое писмено съгласие от Home Skinovations Ltd. Техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение.

Silk'n и логото на Silk'n са регистрирани търговски марки на Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ИЗРАЕЛ.

Tartalomjegyzék

1. Figyelmeztetések és ellenjavallatok	101
2. Biztonságos használat Silk'n Lipo	107
3. Ismerje meg a Silk'n Lipo eszközt	107
4. Az eszköz vezérlői és beállításai	109
5. Kezelési terv	113
6. Mire számíthat – Silk'n Lipo	114
7. Kezdjük el!	115
8. Tisztítás és karbantartás	116
9. Részek és cserealkatrészek	118
10. Hibaelhárítás	118
11. Ügyfélszolgálat	119
12. Jótállás	119
13. Ártalmatlanítás	119
14. Műszaki adatok	120
15. Jelek és szimbólumok.....	122

1. Figyelmeztetések és ellenjavallatok

Ez a használati útmutató az Európai Unió hatályban lévő szabványain és jogszabályain alapszik. Külföldi tartózkodás esetén tartsa be az országspecifikus irányelveket és törvényeket.

Silk'n Lipo rendkívül hatékony elektromos eszköz, ezért használata során mindig tartsa szem előtt a biztonságot. Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és ellenjavallatot. Javasoljuk, hogy minden kezelés előtt újból olvassa végig a kézikönyvben lévő használati útmutatót.

- ⦿ Ne használja a készüléket fürdés vagy zuhanyzás közben.
- ⦿ Mindig gondoskodjon arról, hogy kezei szárazak legyenek, mielőtt a tartót/töltőkészüléket az áramellátásra csatlakoztatja.
- ⦿ Tartsa az adaptert a víztől távol. Az adapter nem vízálló.
- ⦿ Ne helyezze vagy tárolja a kezelőegységeket, a tartót/töltőkészüléket és az adaptert olyan helyen, ahonnan az leeshet, beleeshet a kádba, a mosdóba, a vízbe vagy bármilyen más folyadékba.

- Ne érjen hozzá a tartóhoz/töltőkészülékhez vagy az adapterhez, ha az vízbe esett. Helyreállításuk előtt azonnal húzza ki azt az áramforrásból. Áramütést szenvedhet, ha a tartót/töltőkészüléket nem húzza ki az áramforrásból!
- Soha ne használja az adaptert, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, ha az nem megfelelően működik, vagy vízbe merült. Ennek bekövetkezése esetén azonnal húzza ki az adaptert az áramforrásból.
- Ha a tartót/töltőkészülék hibásan működik, azonnal húzza ki.
- Szárítsa meg az összes kezelőegységet a töltés vagy a tárolás előtt.
- Tárolás előtt szárítsa meg az összes elektróda lapot.
- Csak jogosultsággal rendelkező személyzet végezhet javításokat a készüléken. Ne próbálja meg módosítani, felnyitni és megjavítani a készüléket. Veszélyes elektromos alkatrészeknek teheti ki magát, és súlyos károkat okozhat magának.
- Ha a készüléket a megfelelőségéért felelős fél előzetes engedélye nélkül változtatja meg, akkor a felhasználó nem jogosult a készülék használatára.

- Ne használja, ha az ebben a kézikönyvben szereplő alkatrészeket vagy tartozékokat a gyártó nem szállította, illetve ha az eszköz sérült, vagy úgy tűnik, hogy nem megfelelően működik. Ezen esetekben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.
- Ne tisztítsa a részeket mosogatógéiben.
- Gyerekek nem játszhatnak a (műanyag) csomagolással. Megsérülhetnek a csomagolóanyag által, vagy lenyelhetik az apró alkatrészeket és megfulladhatnak.
- Ne dobja a háztartási hulladékba! A WEEE irányelv előírja, hogy ezt az elektromos készüléket (annak minden tartozékával és alkatrészével együtt) elektromos készülékek számára kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyeken helyezze el hulladékként. A részletekért lásd a következő részt: 13. Ártalmatlanítás.
- A készülék selejtezése előtt a készülékből el kell távolítani az akkumulátort.
- Ha kiveszi az akkumulátort, akkor a készüléket a fő áramforrásról le kell választani.
- Az akkumulátort biztonságosan kell hulladékként elhelyezni.

- Az akkumulátor hulladékként való elhelyezésekor figyelembe kell venni a környezetvédelmi szempontokat. Ne dobja a használt akkumulátorokat a szemetesbe. A környezet védelmének érdekében kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a kereskedőjével.

Akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor eltávolításához a készüléket szét kell törni. Ha ez megtörténik, akkor a készülék már a továbbiakban nem működik, valamint nem is javítható. Mindennemű garancia megszűnik, ha a készülék burkolata eltörött, és az akkumulátor pedig eltávolításra került. Biztonsági védőszemüveg és kesztyű viselése erőteljesen ajánlott.

Az ezen eljárásból adódó fizikai, vagy anyagi sérülésekért a Home Skinovations Ltd nem vállal felelősséget.

Az akkumulátor eltávolításához helyezze a kezelőegységeket egy kemény, erős felületre. Kalapáccsal törje be a külső műanyag burkolatot.

Csipesszel vagy csavarhúzóval vegye le a burkolatot. Csavarozza ki a NYÁK-ot (nyomtatott áramköri lap), és távolítsa el az akkumulátort úgy, hogy azt leválasztja a NYÁK-ról.

Ellenjavallatok

- Silk'n Lipo gyerekek, mozgáskorlátozottak, korlátozott érzékelő képességekkel és értelmi fogyatékkal élők, valamint a készülék használatában járatlan vagy azt nem ismerő felhasználók számára a készülék használata tilos. Tartsa távol az eszközt a gyermekektől.
- Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, használjon alacsonyabb EMS-energia-szintet.
- Azonnal hagyja abba a használatot, ha bőre nagyon piros, vagy ha hólyagosodást vagy égést tapasztal.
- Tiszta, száraz, egészséges bőrön használja.

Ne használja, ha:

- szívproblémája van és nem konzultált orvosával.
- immunszuppresszáns gyógyszereket, például kortikoszteroidokat szed, és nem konzultált orvosával, vagy ha immunrendszeri betegsége van.
- bármilyen rákos betegségben szenved.
- nyirokrendszeri betegségben, pajzsmirigy-betegségben vagy májbetegségben, illetve emésztőrendszeri megbetegedésben szenved.

- szívritmus-szabályozója, belső defibrillátora, illetve egyéb aktív elektromos implantátuma van bármely testrészén.
- fémionokat tartalmazó ideiglenes oldatot alkalmazott a kezelés területén.
- epilepsziában szenved.
- súlyos artériás keringési zavarban szenved az alsó végtagjain.
- hasi vagy lágyéksérve van.
- terhes vagy szoptat.

Ezen testrészeken ne használja:

- A szív közelében. Az elektródákat ne helyezze a mellkas elülső részére (ahol a bordák és a szegycsont van), különösen a két nagy mellizomra. Ez növelheti a pitvari fibrilláció kockázatát és szíveálláshoz vezethet.
- A mellkas hátsó oldalán.
- A fejen vagy a nyakon.
- A nemi szerveken.
- Szemeken vagy azok körül.
- Tetovált területeken.
- Köszvényes vagy krónikus fájdalom által érintett területeken.

- Duzzadt, fertőzött vagy gyulladt területeken; repedezett vagy irritált bőrön, illetve ahol bőrkítüremkedések vannak (pl. bőrkíütések, visszérgyulladás, vénás gyulladás, trombózis, visszértágulat, illetve műtéti hegek, ahol a gyógyulási folyamatot befolyásolhatja stb.).
- Olyan testrészeken, amelyeken fém kapcsok, implantátumok vagy tűk vannak; illetve ha fém közelében van. Vegye le az ékszereket vagy egyéb tartozékokat a kezelési területről a kezelés ideje alatt.
- Olyan területeken, ahol korábban rák volt vagy esetlegesen bőrrák van.

2. Biztonságos használat Silk'n Lipo

A Silk'n készülék esetében a biztonság a legfontosabb. A Silk'n Lipo a következő biztonsági funkciókkal rendelkezik:

- **Közelség érzékelő:** Az eszköz csak bekapcsolt állapotban és akkor működik, amikor jól érintkezik a bőrrel.
- **Automatikus kikapcsolás:** Bár tetszés szerint leállíthatja a kezelést, az eszköz körülbelül egy perc után kikapcsol, ha nem érintkezik bőrével (az **üzemjelző lámpa** folyamatosan zölden világít). 15 perces folyamatos használat után is automatikusan kikapcsol.

3. Ismerje meg a Silk'n Lipo eszközt

A Silk'n Lipo rendszerének segítségével bizonyos területeken fizikai erőfeszítés nélkül csökkenthető a zsír és edzhető az izmok és bizonyos testrészek formázhatók vele, mindez otthonának kényelmében.

A **kezelőegység**¹ célterületekre – felkar, has, fenék vagy comb – helyezésével a zsír lebontható és eltávolítható az adott területről. Segíthet egyes területek formálásában, amelyek diétára vagy mozgásra nem reagálnak. A Silk'n Lipo nem általános zsírcsökkentő vagy fogyókúra eszköz, és nem helyettesíti a diétát vagy a mozgást.

¹ Az egyes szám az egyes és többes számú alkatrészeket jelenti a következők esetében: **kezelőegység, öv és elektróda lap**.

3.1. A csomag tartalma

- 1 vagy több kezelőegység *
- 2 csatlakozó
- 1 vagy több testöv *
- 1 vagy több elektróda lap *
- Tartó/töltőkészülék
- Adapter
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

* A megvásárolt összeállítástól függ.

3.2. Az eszköz leírása

A Silk'n Lipo otthoni használatra készült eszköz, amely alacsony szintű lézertechnológiát (Low Level Laser Technology, LLLT) és elektromos izomstimulációt (Electrical Muscle Stimulation, EMS) alkalmaz. Ezen energiák együtt segítik az izomtónust, csökkentik a zsírsavakat és zsírlerakódásokat a test tonizálása és átfarmálása érdekében.

A Silk'n Lipo termékhez a kezelni kívánt területhez megfelelő többféle öv tartozik. Minden kezelőegység lézertiódákat és elektróidákat tartalmaz, amelyek az EMS-t aktiválják. Minden kezelőegységet az övre kell csatlakoztatni, majd a tonizálni és átalakítani kívánt testrészt kell helyezni. A Silk'n Lipo beépített újratölthető akkumulátorokat tartalmaz, amelyek használat előtt könnyen feltölthetők.

Tekintse meg a használati útmutató elején lévő ábrát, hogy hol találhatók az eszköz egyes részei.

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Kezelőegység | 6. Elektróda lap |
| 2. Kezelőgomb | 7. Töltésjelző lámpák |
| 3. Jelzőlámpák | 8. Tartó/töltőkészülék |
| 4. Csatlakozók | 9. Adapter |
| 5. Testöv | |

3.3. Rendeltetészerű használat


A Silk'n Lipo nem invazív esztétikai eszköz, amely csökkenti a derék, a karok, a combok és a fenék körfogatát. Az eszköz ezenkívül javítja az izomtónust és az izomerőt, és erősíti az izmokat ezeken a területeken.

Az eszköz nem alkalmas terápiában való használatra, illetve egészségügyi probléma vagy betegség kezelésére. Ne használja más célra, mint ami ebben a használati utasításban szerepel.


4. Az eszköz vezérlői és beállításai

4.1. A részek csatlakoztatása


1. Vegye ki a részeket a dobozból.
2. Helyezze a **kezelőegységet** sík felületre. Egynél több **kezelőegység** esetén csatlakoztassa azokat egymáshoz.
3. Fogja meg a belső menetes **csatlakozót** és dugja be azt a **kezelőegység** bal oldalába. Ezután a külső menetes **csatlakozót** csatlakoztassa a jobb oldalhoz.



4. Válassza ki a kezelendő testrésznek megfelelő **övet**, és helyezze azt sík felületre úgy, hogy a Silk'n logó Ön felé nézzen.
5. Ezután hajtsa be az **öv** minden oldalát úgy, hogy lássa a fekete tépőzárat.



6. Csúsztassa az **öv** végeit a **csatlakozókba**, majd hajtsa visszafelé, hogy a tépőzár az **övre** tapadjon. Az **öv** így néz ki.



7. A Silk'n Lipo használatához természetesen az egyik oldalt le kell választania, és az **övet** a testre helyezve csatlakoztassa újra a leválasztott oldalt!




Csak akkor használhatja az eszközt, ha:

- a **kezelőegység** fel van töltve.
- nedves **elektróda lapot** helyezett minden **kezelőegységre** (lásd a 4.4. Az elektróda lapok nedvesítése. részt).
- minden **kezelőegység** jól érintkezik a bőrrel.
- elolvasta ezt a kézikönyvet és megértette az eszköz használatát.

HU

4.2. Vezérlők és beállítások



Akkumulátor / Hiba Használat Nincs használatban

Minden **kezelőegységen** van egy vezérlő panel, amely a következőket tartalmazza:

- **kezelőgomb** (#2)
- 2 EMS energiaszint gomb (a **kezelőgomb** bal és jobb oldala)
- 2 **jelzőlámpa** - bal és középső (#3)

Kezelés	Művelet	Funkció
Kezelőgomb 	Hosszú megnyomás	- A kezelőegységet be (vagy ki) kapcsolja. Bekapcsoláskor rövid vibrálás érezhető. Kikapcsoláskor 2 rövid vibrálás érezhető. - A zöld üzemjelző lámpa (középső) folyamatosan zölden világít.
+ Gomb 	Rövid megnyomás	Minden nyomással növeli az EMS szintet. A szintek növelésével az üzemjelző lámpa gyorsabban villog.
	Hosszú megnyomás	A rövid megnyomással azonos hatású.
- Gomb 	Rövid megnyomás	Minden nyomással csökkenti az EMS szintet. A szintek csökkentésével az üzemjelző lámpa lassabban villog.
	Hosszú megnyomás	Az EMS szint nullára állítása.
Akkumulátor / Hibajelző lámpa (bal)	A narancssárga lámpa folyamatosan villog	Akkumulátor töltése alacsony.
	Folyamatos narancssárga	Eszközhiba.
Üzemjelző lámpa (középső)	A zöld lámpa folyamatosan villog	- Az eszköz be van kapcsolva és jól érintkezik a bőrrel. - Az EMS szint növekedésével gyorsabban villog.
	Folyamatos zöld	- Nem érintkezik a bőrrel, de az eszköz használatra kész. - Az eszköz kb. egy perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem érintkezik a bőrrel.
Jelzőlámpa (jobb)	---	Nincs használatban.

4.3. Energiaszint


A Silk'n Lipo többszintű elektromos izomstimulációt (EMS) tesz lehetővé. Ezáltal kiválóan szabályozható az izomstimulálás intenzitása, amelyet a kezelendő testrészeken alkalmazni kíván. Ezenfelül kezelés közben tetszőleges gyakorisággal válthat a szintek között.

- **Az EMS szint növelése:** Röviden nyomja meg a **+** gombot annyiszor, amennyiszer a kényelmes EMS szint beállításához szükséges. Látható, hogy az **üzemjelző lámpa** gyorsabban villog, amint növeli az EMS szintet.
 - **Az EMS szint csökkentése:** Röviden nyomja meg a **-** gombot, amennyiszer szükséges (lásd a 4.2. Vezérlők és beállítások. részt).
 - **Az EMS szint visszaállítása nullára:** Hosszan nyomja meg a **-** gombot.
- i** Az EMS szintek csak akkor módosíthatók, ha a **kezelőegység** jól érintkezik a bőrrel. Ha nem jól érintkezik a bőrrel, az EMS nullára csökken.

4.4. Az elektróda lapok nedvesítése

Az **elektróda lapok** az EMS működéséhez szükségesek, és azoknak a kezelés megkezdése előtt nedveseknek kell lenniük.

1. Nedvesítse meg az összes **elektróda lapot** nedves kendővel vagy nedves ujjakkal.
2. Ezután helyezze a nedves **elektróda lapot** az egyes **kezelőegységek** hátoldalára. Gondoskodjon arról, hogy szorosan illeszkedjen a központi téglalapra. Lehet, hogy kissé meg kell igazítani, hogy az **elektróda lap** rásimuljon a **kezelőegység** tetejére.



- i** Fontos, hogy csak az **elektróda lapot**, ne az egész **kezelőegységet** nedvesítse be.


4.5. Az eszköz töltése

Az első használat előtt töltsse a **kezelőegységeket**. Az első töltés kb. 6 órát vesz igénybe. A további töltések kb. 3 órát vesznek igénybe. Javasoljuk, hogy minden egyes kezelés előtt töltsse fel az eszközt.

1. Távolítsa el az **elektróda lapokat**, mielőtt a **kezelőegységeket** a **tartóba/töltőkészülékbe** helyezi.
2. Csatlakoztassa az üres **tartót/töltőkészüléket** az áramellátásra. A 2 **töltésjelző lámpa** folyamatosan zölden világít.
3. Helyezze a **kezelőegységeket** a töltőkészülékbe úgy, hogy azok a kialakított mélyedésekbe illeszkedjenek.
 - Amikor a **kezelőegység** töltődik, a narancssárga **akkumulátor/hibajelző lámpa** villog a **kezelőegységen**.
 - Teljes töltöttség esetén az **akkumulátor/hibajelző lámpa** (bal) kikapcsol, és a zöld **üzemjelző lámpa** (középső) folyamatosan zölden világít.
4. Feltöltés után húzza ki a **tartót/töltőkészüléket** az áramforrásból.

5. Kezelési terv

-
- ⚠ Tiszta, egészséges bőrön való használatra (lásd az 1. Figyelmeztetések és ellenjavallatok. részt).
 - Kezelje a célterületet kezelési menetenként 15 percen keresztül (lásd az illusztrációt).
 - Nagyobb testrészeken, mint például a has vagy a fenék, a **kezelőegységet** a célterülettel szomszédos területre helyezheti és újabb 15 percen keresztül használhatja. Ezt a célterület teljes lefedéséig folytathatja.
 - Próbálja elkerülni a hézagokat és az átfedéseket.
 - Soha ne használja a Silk'n Lipo eszközt pontosan azonos területen egy kezelési menet alatt.
 - Napi használatra, de hetente legfeljebb 3 alkalommal használja az adott területen. Folytassa a kívánt eredmény eléréséig.



6. Mire számíthat – Silk'n Lipo

Ha pontosan követi az útmutatásokat és betartja az **összes figyelmeztetést és ellenjavallatot**, ritkán jelentkeznek szövődmények vagy mellékhatások. Ugyanakkor minden energiaalapú eszköz, beleértve az otthoni használatra tervezetteket is, némi kockázatot von maga után. Ezért fontos, hogy megértse és elfogadja a kockázatokat és szövődményeket, amelyek előfordulhatnak.

Bőrpír

A kezelt terület kipirosodhat, ami a kezelés után eltűnik.

Izomfájdalom

Mint minden edzés esetén, bizonyos mértékű izomfájdalom léphet fel a kezelés után, de ez egy-két nap után elmúlik. Ennek bekövetkezése esetén néhány kezelési meneten keresztül alacsony EMS szintet használjon, amíg a fájdalom el nem múlik.

Bőrirritáció

Bár nagyon ritka, a bőr hosszú időre kipirosodhat, vagy pattanás jelenhet meg. Azonnal hagyja abba a használatot, és csak akkor kezelje az adott területet, ha a bőrirritáció elmúlt.

Fejfájás

Nagyon ritkán előfordulhat, hogy az eszköz használatának megkezdésekor furcsán érzi magát. Ha ez megtörténik, üljön le a kezelés közben, vagy ne használja az eszközt addig, amíg nem érzi magát jól.

Allergiás reakció

Ha allergiás reakciói vannak az eszközre vagy tartozékaira, ne használja az eszközt.

-  Azonnal hagyja abba a használatát, ha ezen hatások valamelyike súlyosbodik.
-  Keresse fel orvosát, amennyiben a hatások nem múlnak el 2-3 napon belül.

7. Kezdjük el!

A kezelés a Silk'n Lipo-val egyszerű. Csak kövesse ezeket a lépéseket minden kezelni kívánt testrészen.

1. Tiszta, egészséges bőrön használja (lásd az 1. Figyelmeztetések és ellenjavallatok. részt).
2. Használat előtt ellenőrizze az akkumulátorok megfelelő töltöttségét. Ha az **akkumulátor/hiba lámpa** narancssárga és lassan villog, ez azt jelenti, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.
3. Minden kezelés előtt nedvesítse meg az **elektróda lapot** nedves kendővel vagy nedves ujjával, és helyezze azokat a **kezelőegységekre** (lásd a 4.4. Az elektróda lapok nedvesítése. részt). Ezután csatlakoztasson egy vagy több **kezelőegységet** az **övre** (lásd az 4.1. A részek csatlakoztatása. részt).
4. Válassza le az egyik **csatlakozót** az egyik oldalon, majd helyezze az **övet** a kezelni kívánt terület köré. Ezután csatlakoztassa újra a leválasztott oldalt.
5. Állítsa be az **öv** feszességét úgy, hogy a **kezelőegység** jól érintkezzen a bőrrel, és az **öv** stabil és rögzített legyen a testhez.

 Ha az **öv** nem feszül a bőréhez, az EMS energia lecsatlakozhat. Ennek bekövetkezése esetén húzza meg az **övet**, és nyomja meg a **+ gombot** a szükséges EMS energiaszint kiválasztásához.

6. **Bekapcsolás.** A vezérlők látható helyzetében nyomja meg a **kezelőgombot** az egyes **kezelőegységeken**. A zöld és a narancssárga **jelzőlámpa** világít. A narancssárga **jelzőlámpa** kb. egy másodperc elteltével kikapcsol, és a **kezelőegység** egyszer rezeg. Amikor a **kezelőegység** jól érintkezik a bőrrel, a zöld **üzemjelző lámpa** lassan villog, és a lézereenergia működésbe lép.

7. Az EMS szint megváltoztatása:

- **A növeléshez:** Röviden nyomja meg a **+ gombot** annyiszor, amennyiszer a kényelmes EMS szint beállításához szükséges. Az **üzemjelző lámpa** gyorsabban villog, amint növeli az EMS szintet.

i A **+ gomb** hosszú megnyomásával az EMS szint továbbra is csak egy fokozattal nő.

- **A csökkentéshez:** Röviden nyomja meg a **- gombot**, amennyiszer szükséges (lásd a 4.2. Vezérlők és beállítások. részt).

i A **- gomb** hosszú megnyomásával az EMS szint nullára állítható vissza.

8. **Minden területet 15 percen keresztül kezeljen.** Tartsa a **kezelőegységet** a helyén, és az eszköz legfeljebb 15 percen keresztül lesz bekapcsolva. Néhány másodpercenként rezgés érezhető. A rezgések a normál kezelési rutin részei. A 15 perc elteltével 3 rezgést érez, nem kerül sor energia kibocsátására és az eszköz automatikusan kikapcsol.

i A készüléknek **15 perc letelte** előtti kikapcsolásához nyomja meg hosszan a **kezelőgombot**. 2 rezgést érez a készülék kikapcsolása előtt.

9. Ha szeretne egy másik területet kezelni (az éppen most kezelt terület mellett vagy más testrészén), nedvesítse be az **elektróda lapot**, és mozgassa a **kezelőegységet** a következő helyre.

i Próbálja elkerülni a hézagokat és az átfedéseket.

i Ha az eszközt más testrészre helyezi, és a **kezelőegység** nem jól érintkezik a bőrrel, az EMS szint visszaáll nullára. Ha ez bekövetkezik, gondoskodjon arról, hogy a **kezelőegység** jól érintkezzen bőrével, majd röviden nyomja meg a **kezelőgombot** az eszköz újraindításához, majd a **+ gombot** az EMS szint növeléséhez.

8. Tisztítás és karbantartás

8.1. Az kezelőegységek és a töltőkészülék tisztítása

Javasoljuk, hogy tisztítsa meg a **kezelőegységet** minden használat után, a **tartót/töltőkészüléket** pedig havonta egyszer.

Tisztítás előtt:

- Válassza le a **kezelőegységet** az összes többi részről (**öv, elektróda lapok, csatlakozók, tartó/töltőkészülék**). Húzza ki a **tartót/töltőkészüléket** az áramforrásból.
 - Semmilyen rész tisztításához ne használjon csiszoló tisztítószereseket vagy vegyszereket.
 - Tisztítsa meg a **kezelőegységet** és a **tartót/töltőkészüléket** nedves törölkendővel, enyhe mosószerrel, majd tiszta kendővel törölje szárazra.
- ⚠ Ne tisztítsa a részeket mosogatógében.

8.2. Az elektróda lapok tisztítása

- Minden használat után törölje szárazra az **elektróda lapokat** egy kendővel.
- Csak azután tárolja azokat zárt dobozban vagy fiókban, miután teljesen megszáradtak.

8.3. Az elektróda lapok cseréje

- Ne használja az **elektróda lapokat**, ha sérültek. Ez esetben cserélje azokat.

8.4. Az öv tisztítása

Az **öv** anyagai: **Külső:** Nejlon / **Középső réteg:** SBR / **Belső:** Nejlon.

Kövesse a tisztítással kapcsolatos utasításokat.



Csak kézzel mossa



Ne tisztítsa
vegytisztítással



Ne öblítse



Ne szárítsa
szárítógépben



Ne vasalja

8.5. Tárolás

- Javasoljuk, hogy tisztítás után helyezze vissza a **kezelőegységet** a **tartóba/töltőkészülékbe**.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, tárolja a különböző részeket az eredeti csomagolásban, tiszta, száraz helyen, hogy védje a por ellen.
- Húzza ki a **tartót/töltőkészüléket** az áramforrásból.

9. Részek és cserealkatrészek

Csere **kezelőegységeket, elektróda lapokat** vagy **öveket** azon forgalmazón keresztül vásárolhat, ahol az eszközt vásárolta, vagy rendelhet weboldalunkról: www.silkn.eu.

10. Hibaelhárítás

Csak jogosultsággal rendelkező személyzet végezhet javításokat a készülékén. Ne próbálja meg módosítani, felnyitni és megjavítani a készüléket. Veszélyes elektromos alkatrészeknek teheti ki magát, és súlyos károkat okozhat magának. Valamint elveszíti a jótállást is.

Probléma	Ellenőrzés
A készülékem nem indul.	Gondoskodjon a következőkről: • a kezelőegység fel van töltve. • a bekapcsoláshoz nyomja meg a kezelőgombot. • az üzemjelző lámpa folyamatosan világít.
Nem érzem az elektromos stimulációt, vagy úgy tűnik, hogy az EMS szint túl alacsony.	Ellenőrizze a következőket: • az elektróda lap nedves legyen. • a kezelőegység jól érintkezzen bőrével és • az öv megfelelően legyen rögzítve testére.
Nem tudom megváltoztatni az EMS szintet.	Ellenőrizze, hogy a kezelőegység fel van-e töltve.
A jelzőlámpák mindig világítanak.	Rendszerhiba van.

 Probléma vagy kérdés esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

11. Ügyfélszolgálat

További információkért látogasson el a weboldalunkra: www.silk'n.eu. Ez a használati utasítás PDF formátumban is elérhető és letölthető a weboldalunkról. A váratlan műveletek vagy események bejelentése miatt vagy a készülékkel kapcsolatos bármely más probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a Silk'n ügyfélszolgálatával.

Elérhetőségeink a következők:

Ország	Szervizszám	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
Franciaország	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Németország	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Olaszország		servizioclientiit@silk'n.eu
Hollandia	0900-2502217	klantenservicenl@silk'n.eu
Spanyolország	900 823 302	servicioalcliente@silk'n.eu
Egyesült Királyság	0906-2130009	customercareuk@silk'n.eu
Egyéb országok esetén	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.com

12. Jótállás

Tekintse meg a Silk'n jótállási jegyét.

13. Ártalmatlanítás

Ha a termék az életciklusa végéhez jut, kövesse országának az elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályait.



A csomagolást a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőben helyezze el. A hullámkarton, kartonpapír és fólia hulladékot szelektív hulladékgyűjtőkbe helyezze.



Ne dobja a háztartási hulladékkba! A WEEE irányelv előírja, hogy ezt az elektromos készüléket (annak minden tartozékával és alkatrészével együtt) elektromos készülékek számára kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyeken helyezze el hulladékként. Ez biztosítja, hogy az eszköz szakszerűen van ártalmatlanítva, és megakadályozza* a káros anyagok környezetbe jutását. Gondoskodjon róla, hogy hulladékként való elhelyezés előtt az eszköz lemerített állapotban legyen.

*Termékek a következő címkézéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

14. Műszaki adatok

Modellszám	H5001 (eszköz); H5002 (töltőkészülék)
Technológia	Alacsony szintű lézertérápia (LLLT) Elektromos izomstimuláció (EMS)
Töltőkészülék	Bemenet 12 VDC, max. 1,5 A Egyszerre 2 modul töltése
Modul tápellátása	Li-ion akkumulátor, 3,7 V, 2600 mA
Adapter modellek	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Adapter besorolása Bemenet: Kimenő teljesítmény:	100-240 VAC, 50-60Hz, max. 0,6 A 12 VDC, 1,5 A
LLLT - Dióda hullámhossza - Dióda teljesítménye	658 nm +/- 8nm 100 mW (max.)
EMS - Impulzus amplitúdó	0-32 mA 1000 ohm terhelésre
- Kimeneti feszültség	Állítható 0-32V, max. kimenet 32V csúcsból csúcsig 1000 ohm terhelésre.
- Bekapcsolási idő	Állítható, 20~2400 ezredmásodperc
- Kikapcsolási idő	Állítható, 20~2400 ezredmásodperc
- Bemelegítési idő	Állítható, 22~800 ezredmásodperc, 22 ezredmásodperc/lépés. A „bekapcsolási” idő nö és csökken.
- Impulzus ráta	30~50Hz

- Impulzus szélesség	350~450µs
- Időzítő	15 perc
- Hullámgörbe	Szimmetrikus két-fázisú téglalap impulzus
- Tűréshatár	A beállításoknál +/-5%-os tűrés, a kimeneti intenzitásnál +/- 20%-os tűrés lehetséges.
Tömeg	Modul: 300gr Töltőkészülék: 215gr
A használatok közötti szállítás és tárolás, valamint tárolási körülmények a következők	Hőmérséklet: mínusz 40° - 70°C Relatív páratartalom: 10% – 90% Légnyomás: 500 - 1060hPa
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 5° - 40°C Relatív páratartalom: 15% – 90% Légnyomás: 700 - 1060hPa
A használatok között a minimum tárolási hőmérsékletig eltelt idő minimum üzemi hőmérsékleten, 20°C-os környezeti hőmérsékleten	30 perc
A használatok között a maximum tárolási hőmérsékletig eltelt idő maximum üzemi hőmérsékleten, 20°C-os környezeti hőmérsékleten	30 perc
Élettartam	3 év

15. Jelek és szimbólumok

Ez a használati útmutató az Európai Unió hatályban lévő szabványain és jogszabályain alapszik. Külföldi tartózkodás esetén tartsa be az országspecifikus irányelveket és törvényeket.

	Megfelelőségi nyilatkozat: A jelen szimbólummal ellátott termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség hatályos jogszabályainak.
IP22	A készülék tárgyak, pl. ujjak behelyezése ellen védett.
	Ne dobja a háztartási hulladékba! A WEEE irányelv előírja, hogy ezt az elektromos készüléket (annak minden tartozékával és alkatrészével együtt) elektromos készülékek számára kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyeken helyezze el hulladékként.
	Kövesse a használati utasítást.
	1. osztályú lézertermék.

Jogi nyilatkozat

A Home Skinovations Ltd fenntartja a jogot a termékeinek vagy előírásainak módosítására a teljesítmény, a megbízhatóság vagy a termék előállításának javítása érdekében. A Home Skinovations Ltd által megadott információk a megjelenés időpontjában helyesek és megbízhatóak. A Home Skinovations Ltd ugyanakkor nem vállal felelősséget a termék használatáért. A Home Skinovations Ltd nem ad ki a termékre vonatkozó semminemű engedélyt vagy szabadalmi jogot.

A Home Skinovations Ltd. kifejezett írásos engedélye nélkül jelen dokumentum részei semmilyen célból sem sokszorosíthatók semmilyen elektronikus vagy mechanikus módszerrel. Az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Home Skinovations Ltd szabadalmakkal rendelkezik, valamint vannak folyamatban lévő szabadalmi beadványai, védjegyei, szerzői jogai, valamint egyéb szellemi tulajdonjogai, amelyek benne vannak a jelen a dokumentumban. A jelen dokumentum átadása nem biztosít semminemű szabadalomra vagy védjegyre vonatkozó jogot, szerzői jogot vagy egyéb szellemi tulajdonjogot, kivéve ha ehhez a Home Skinovations Ltd írásos engedély formájában hozzájárult.

A Silk'n és a Silk'n logó a Home Skinovations Ltd bejegyzett védjegye, székhelye Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.

Cuprins

1. Avertismente și contraindicații.....	125
2. Siguranță cu Silk'n Lipo	131
3. Faceți cunoștință cu Silk'n Lipo.....	132
4. Comenzile și setările aparatului	133
5. Plan de tratare.....	138
6. La ce să vă așteptați atunci când folosiți Silk'n Lipo	139
7. Introducere	139
8. Curățarea și întreținerea	141
9. Piese de schimb și consumabile.....	142
10. Depanare	143
11. Serviciul clienți	143
12. Garanție	144
13. Eliminare.....	144
14. Specificații	144
15. Semne și simboluri.....	146

1. Avertismente și contraindicații

Prezentul manual de utilizare este în conformitate cu normele și legislația în vigoare în Uniunea Europeană. Când vă deplasați în străinătate, trebuie de asemenea să respectați și regulamentele și legislația din țara respectivă.

Silk'n Lipo este un aparat electric puternic și trebuie să acordați o atenție specială siguranței la utilizare. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție toate avertismentele și contraindicațiile. Vă recomandăm să vă familiarizați cu instrucțiunile din acest manual înainte de fiecare utilizare.

- Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie sau duș.
- Înainte de a conecta stativul/suportul de încărcare la sursa de electricitate, asigurați-vă întotdeauna că aveți mâinile uscate.
- Nu introduceți adaptorul în apă. Adaptorul nu este rezistent la apă.
- Nu puneți sau depozitați unitățile de tratare, stativul/suportul de încărcare și adaptorul în locuri de unde poate cădea sau poate fi tras în cadă, chiuvetă, apă sau orice alt lichid.

- Nu încercați să recuperați stativul/suportul de încărcare sau adaptorul în cazul în care a căzut în apă. Scoateți-l imediat din priză înainte de a încerca să îl recuperați. Dacă nu scoateți din priză stativul/suportul de încărcare sau adaptorul vă puteți electrocuta!
- Nu utilizați adaptorul dacă are un cablu sau un ștecher deteriorat, dacă nu funcționează adecvat sau dacă a fost introdus în apă. Dacă se întâmplă acest lucru, scoateți adaptorul din priză imediat.
- Dacă stativul/suportul de încărcare funcționează defectuos, scoateți-l imediat din priză.
- Uscăți fiecare unitate de tratare înainte de încărcare sau depozitare.
- Uscăți fiecare pad cu electrozi înainte de depozitare.
- Numai personalului autorizat îi este permis să efectueze reparații. Nu încercați să modificați, să deschideți sau să reparați aparatul. Puteți atinge componente electrice periculoase și vă puteți provoca leziuni grave.

- Schimbările sau modificările aduse acestui aparat care nu sunt aprobate expres de partea responsabilă cu conformitatea pot anula dreptul utilizatorului de a utiliza aparatul.
- Nu utilizați dacă piesele și accesoriile nu sunt furnizate de către producător, după cum este definit în acest manual, dacă aparatul este deteriorat sau dacă nu pare a funcționa corect. În aceste cazuri, contactați serviciul clienți.
- Nu curățați niciuna dintre componentele aparatului în mașina de spălat vase.
- Copiii nu trebuie să se joace cu ambalajul (din plastic). Se pot răni de la ambalaj sau pot înghiți componente mici și se pot îneca sau sufoca.
- Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere! Directiva DEEE solicită eliminarea acestui aparat electric (inclusiv a tuturor accesoriilor și pieselor sale) într-un punct de colectare și reciclare indicat pentru aparate electrice. Pentru detalii, consultați secțiunea 13. Eliminare.
- Bateria trebuie îndepărtată din aparat înainte să fie eliminată.
- Aparatul trebuie deconectat de la rețea înainte de a îndepărta bateria.

- Bateria va fi eliminată în siguranță.
- Trebuie acordată atenție aspectelor de mediu legate de eliminarea bateriei. Nu aruncați bateriile uzate la coșul de gunoi. Contactați vânzătorul pentru protecția mediului.

Îndepărtarea bateriei

Pentru a îndepărta bateria, aparatul trebuie demontat. Aparatul nu va mai funcționa după această procedură și nici nu mai poate fi reparat. Garanția va fi anulată dacă carcasa aparatului este deteriorată și bateria îndepărtată. Vă recomandăm să purtați ochelari și mănuși de protecție.

Home Skinovations Ltd nu este responsabil pentru daunele fizice sau materiale ca urmare a efectuării procedurii.

Pentru a îndepărta bateria, așezați fiecare unitate de tratare pe o suprafață tare, solidă. Utilizați un ciocan pentru a sparge carcasa exterioară din plastic.

Folosiți clește sau șurubelniță pentru a îndepărta carcasa. Deșurubați PCB (placa imprimată de circuit) și îndepărtați bateria deconectând fișa de la PCB.

Contraindicații

- aparatul Silk'n Lipo nu trebuie utilizat de următoarele persoane: copii, adulți cu capacități fizice și senzoriale limitate sau persoanele care nu au experiența sau cunoștințele necesare pentru utilizarea aparatului. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Folosiți un nivel redus de energie EMS dacă experimentați disconfort.
- Opreți imediat utilizarea în caz de înroșire a pielii sau de bășici sau arsuri.
- Utilizați aparatul numai pe piele curată, uscată și sănătoasă.

Nu utilizați dacă:

- aveți afecțiuni cardiace și nu ați consultat medicul.
- utilizați medicamente imunosupresive, cum ar fi corticosteroizi, fără consultarea medicului sau dacă aveți tulburări de imunodeficiență.
- aveți orice tip de cancer activ.
- aveți tulburări limfatice, afecțiuni ale tiroidei, diabet sau afecțiuni hepatice sau orice tulburări metabolice.

- aveți un stimulator cardiac, defibrilator intern sau orice alt implant electric activ oriunde în corp.
- ați aplicat pe aria de tratare soluții topice conținând ioni de metale.
- suferiți de epilepsie.
- aveți tulburări circulatorii arteriale grave la membrele inferioare.
- aveți hernie abdominală sau inghinală.
- sunteți însărcinată sau alăptați.

A nu se folosi aparatul pe următoarele părți ale corpului:

- În apropierea inimii. Electrozii nu trebuie plasați nicidecum pe suprafața ventrală a cutiei toracice (unde se află coastele și osul pieptului) și în niciun caz pe cei doi mari mușchi pectorali. Acest lucru poate spori riscul de fibrilații ventriculare și poate produce stop cardiac.
- Pe partea dorsală a cutiei toracice.
- Pe cap sau pe gât.
- Pe organele genitale.
- Pe ochi sau în jurul acestora.
- Pe zonele cu tatuaje.

- Pe zonele cu artrită metabolică sau dureri cronice.
- Pe zonele umflate, infectate sau inflamate sau care conțin piele cu leziuni sau iritații sau cu erupții cutanate (de ex. leziuni cutanate, flebită, tromboflebită, varice sau cicatrici postoperatorii, cazuri în care ar putea fi afectat procesul de vindecare).
- Pe părți ale corpului care prezintă capse implanturi și piercing-uri metalice sau dacă vă aflați aproape de metal. Pe durata sesiunii de tratament, scoateți bijuteriile sau alte accesorii din zona de tratare.
- Pe zone cu antecedente de cancer de piele sau zone cu potențiale tumori maligne ale pielii.

RO

2. Siguranță cu Silk'n Lipo

Cu Silk'n siguranța este pe primul loc. Silk'n Lipo prezintă următoarele funcții de siguranță:

- **Senzor de proximitate:** Aparatul funcționează numai atunci când este pornit și **unitatea de tratare** are un bun contact cu pielea dv.
- **Oprește automat:** Chiar dacă puteți opri tratamentul oricând doriți, aparatul se oprește automat după un minut dacă nu are contact cu pielea (**ledul de funcționare** are lumină verde constantă). De asemenea, se oprește automat și după 15 minute de utilizare continuă.

3. Faceți cunoștință cu Silk'n Lipo

Silk'n Lipo este un sistem care ajută la reducerea adipozității în anumite zone ale corpului, antrenarea mușchilor și modelarea anumitor părți ale corpului fără efort fizic și în confortul locuinței dv.

Amplasând **unitatea de tratare**¹ pe anumite zone, cum ar fi brațe, abdomen, fese sau coapse, adipozitatea din zona respectivă poate fi descompusă și eliminată. Aparatul poate ajuta la modelarea anumitor zone ale corpului în care regimul alimentar sau activitățile sportive nu au efect. Silk'n Lipo nu este conceput pentru reducerea adipozității de pe întregul corp sau pentru slăbit și nu poate înlocui regimul alimentar și activitățile sportive.

¹ Singularul este utilizat pentru a desemna atât componente disponibile într-o singură bucată cât și componente disponibile în mai multe bucăți, cum ar fi **unitatea de tratare, centura și padul cu electrozi**.

3.1. Conținutul ambalajului

- 1 sau mai multe unități de tratare *
- 2 conectori
- 1 sau mai multe centuri *
- 1 sau mai multe paduri cu electrozi *
- Stativ/suport de încărcare
- Adaptor
- Manualul de utilizare
- Card de garanție

* Diferă în funcție de opțiunea achiziționată.

3.2. Descriere aparat

Silk'n Lipo este un aparat destinat utilizării casnice care folosește tehnologiile LLLT (Low Level Laser Technology - tehnologia laser de nivel scăzut) și EMS (Electrical Muscle Stimulation - electromiostimulare). Aceste două tehnologii utilizate împreună ajută la creșterea tonusului muscular și la reducerea acizilor grași și a depunerilor adipoase pentru tonifiere și remodelare corporală.

Silk'n Lipo include o selecție de centuri adecvate pentru zona corpului pe care doriți să o tratați. Fiecare unitate de tratare conține diode laser și electrozi care activează electromiostimularea EMS. Fiecare unitate de tratare este atașată la centură și apoi este amplasată pe acea zonă a corpului pe care doriți să o tonificați și remodelați. Silk'n Lipo utilizează baterii reîncărcabile integrate, astfel încât fiecare unitate de tratare poate fi reîncărcată cu ușurință înainte de fiecare utilizare.

Consultați schema de la începutul manualului pentru a identifica locația fiecărei caracteristici.

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Unitate de tratare | 6. Pad cu electrozi |
| 2. Tasta pornire/oprire | 7. Leduri indicatoare încărcare |
| 3. Leduri indicatoare | 8. Stativ/suport de încărcare |
| 4. Conectori | 9. Adaptor |
| 5. Centură | |

3.3. Domeniu de utilizare


Silk'n Lipo este un aparat estetic non-invaziv pentru reducerea circumferinței taliei, brațelor, coapselor și feselor. De asemenea, aparatul este conceput și pentru îmbunătățirea tonusului și fermității mușchilor și pentru întărirea musculaturii în aceste zone.

Aparatul nu este destinat pentru utilizarea în scopuri terapeutice sau pentru tratarea unor afecțiuni medicale sau boli. A nu se utiliza pentru alte scopuri decât cele descrise în acest manual.


4. Comenzile și setările aparatului

4.1. Conectarea diverselor componente


1. Scoateți diversele componente din cutie.
2. Amplasați **unitatea de tratare** pe o suprafață plană. Dacă aveți mai multe **unități de tratare**, conectați-le împreună.
3. Luați **conectorul-mamă** și introduceți-l în partea stângă a **unității de tratare**. Luați apoi **conectorul-tată** și conectați-l în partea dreaptă (vezi ilustrația).



4. Selectați **centura** adecvată pentru zona corpului pe care doriți să o tratați și întindeți-o pe o suprafață plană cu partea cu logo-ul Silk'n în sus.
5. Apoi îndoiți fiecare parte a **centurii** spre interior astfel încât să puteți vedea padurile negre cu arici (velcro).



6. Treceți capetele **centurii** prin **conectori** și apoi îndoiți-le spre înapoi, astfel încât padurile cu arici se lipesc de **centură**. Acum **centura** dv. va arăta astfel.




7. Desigur, pentru a utiliza Silk'n Lipo, este nevoie să desfaceți unul din capete, puneți-vă **centura** pe corp și apoi fixați la loc capătul pe care l-ați desfăcut.



Observație: puteți utiliza aparatul numai dacă:

- **unitatea de tratare** este încărcată.
- ați amplasat un **pad cu electrozi** umed pe fiecare **unitate de tratare** (a se vedea secțiunea 4.4. Umezirea padurilor cu electrozi).
- fiecare **unitate de tratare** are un bun contact cu pielea dv.
- ați citit prezentul manual și ați înțeles cum trebuie să utilizați aparatul.

4.2. Elemente de control și setări



Baterie / eroare Operare Neutilizat

Fiecare **unitate de tratare** are un panou de control care prezintă:

- o **tastă pornire/oprire** (#2)
- 2 taste setare nivel energie EMS (în stânga și în dreapta **tastei pornire/oprire**)
- 2 **leduri indicatoare** - stânga și mijloc (#3).

Element de control	Acțiune	Funcție
Tasta pornire/oprire 	Apăsare lungă	• Porneste (sau oprește) unitatea de tratare. La pornire veți simți o vibrație scurtă. La oprire veți simți 2 vibrații scurte. • LEDul de funcționare verde (mijloc) va lumina constant.
Tasta + 	Apăsare scurtă	• Fiecare apăsare crește nivelul EMS. Cu cât nivelul crește, cu atât LEDul de funcționare luminează intermitent din ce în ce mai rapid.
	Apăsare lungă	• Același efect ca la apăsarea scurtă.
Tasta - 	Apăsare scurtă	• Fiecare apăsare scade nivelul EMS. Cu cât nivelul scade, cu atât LEDul de funcționare luminează intermitent din ce în ce mai lent.
	Apăsare lungă	• Resetează nivelul EMS la zero.
LED indicator baterie / eroare (stânga)	LEDul portocaliu luminează intermitent	• Baterie descărcată.
	Dacă luminează portocaliu constant	• Eroare aparat.

Element de control	Acțiune	Funcție
Led de funcționare (mijloc)	LEDul verde luminează intermitent	- Aparatul este pornit și are un bun contact cu pielea. - Luminează intermitent din ce în ce mai rapid cu cât nivelul EMS crește.
	Verde constant	- Aparatul nu are contact cu pielea, dar este gata de utilizare. - Dacă nu are contact cu pielea, aparatul se va opri automat după un minut.
LED indicator (dreapta)	---	Nu este utilizat.

4.3. Niveluri de energie

Silk'n Lipo are mai multe niveluri de electromiostimulare (EMS). Astfel puteți seta cu ușurință intensitatea de stimulare musculară pe care o doriți pentru fiecare zonă a corpului. În plus, puteți schimba nivelurile în timpul utilizării ori de câte ori doriți.


- **Pentru creșterea nivelului EMS:** Apăsați scurt **tasta +** de atâtea ori până când ajungeți la nivelul EMS dorit. Cu cât creșteți nivelul EMS, veți observa că **LEDul de funcționare** luminează intermitent din ce în ce mai rapid.
 - **Pentru reducerea nivelului EMS:** Apăsați scurt **tasta -** de atâtea ori până când ajungeți la nivelul EMS dorit (a se vedea secțiunea 4.2. Elemente de control și setări).
 - **Pentru resetarea la zero a nivelului EMS:** Apăsați lung **tasta -**.
- i** Puteți schimba nivelurile EMS numai atunci când **unitatea de tratare** are un bun contact cu pielea. Dacă nu are contact cu pielea, nivelul EMS se resetează la zero.

4.4. Umezirea padurilor cu electrozi

Pentru funcționarea electromiostimulării, sunt necesare **padurile cu electrozi**, care trebuie să fie umezite înainte de începerea utilizării.

1. Umeziți fiecare **pad cu electrozi** cu o cârpă udă sau cu degetele ude.

- Amplasați apoi **padul cu electrozi** umezit pe partea din spate a fiecărei **unități de tratare**. Asigurați-vă că padul s-a fixat bine în jurul dreptunghiului din mijloc. S-ar putea să fie nevoie să mișcați ușor **padul cu electrozi** astfel încât să fie întins uniform pe **unitatea de tratare**.



i Este important să umeziți numai **padul cu electrozi** și nu întreaga **unitate de tratare**.


4.5. Încărcarea aparatului

Înainte de prima utilizare, încărcați fiecare **unitate de tratare**. Prima încărcare durează aproximativ 6 ore. Încărcările ulterioare durează aproximativ 3 ore. Vă recomandăm să reîncărcați aparatul înainte de fiecare utilizare.

- Scoateți **padurile cu electrozi** înainte de a pune **unitățile de tratare** în **stativ/suportul de încărcare**.
- Conectați **stativul/suportul de încărcare** gol la sursa de alimentare. Cele 2 **LEDuri indicatoare încărcare** vor lumina constant verde.
- Introduceți fiecare **unitate de tratare** în suportul de încărcare astfel încât să stea fiecare în slotul dedicat ei.
 - În timpul încărcării **unității de tratare**, **LEDul indicator baterie/eroare** portocaliu de la **unitatea de tratare** va lumina intermitent.
 - La încărcarea completă, **LEDul indicator baterie/eroare** (stânga) se va stinge, iar **LEDul de funcționare** verde (mijloc) va lumina constant.
- La finalizarea încărcării, deconectați **stativul/suportul de încărcare** de la sursa de alimentare.

5. Plan de tratare

- ⚠ A se utiliza pe piele curată și sănătoasă (a se vedea secțiunea 1. Avertismente și contraindicații).
- Tratați zona dorită timp de 15 minute per sesiune de utilizare (vezi ilustrația).
- În cazul zonelor mai mari ale corpului, cum ar fi burta sau fesele, mutați **unitatea de tratare** pe un loc adiacent din zona dorită și utilizați aparatul acolo pentru alte 15 minute. Continuați să procedați astfel până când ați acoperit toată zona dorită.
- Încercați să evitați golurile sau suprapunerile.
- Nu utilizați niciodată Silk'n Lipo mai mult de o singură dată exact în același loc în cadrul unei sesiuni de utilizare.
- Aparatul este conceput pentru utilizare zilnică, dar a nu se utiliza mai mult de 3 ori pe săptămână pe aceeași zonă a corpului. Continuați să utilizați aparatul până când obțineți rezultatele dorite.



6. La ce să vă așteptați atunci când folosiți Silk'n Lipo

Dacă urmați instrucțiunile integral și acordați atenție **tuturor avertismentelor și contraindicațiilor**, complicațiile și efectele secundare sunt rare. Totuși, orice aparat pe bază de energie, inclusiv cele concepute pentru utilizarea la domiciliu, implică un anumit grad de risc. De aceea, este important să înțelegeți și să acceptați riscurile și complicațiile care se pot produce.

Înroșirea pielii

Pe zona tratată poate apărea o ușoară înroșire a pielii, care ar trebui să dispară rapid după tratare.

Dureri musculare

Ca în cazul tuturor activităților sportive, după tratare poate apărea febra musculară, însă ar trebui să dispară după una sau două zile. În acest caz, reduceți nivelul EMS timp de câteva sesiuni de utilizare până când dispare febra musculară.

Iritarea pielii

În foarte rare cazuri poate persista înroșirea pielii sau poate apărea acnee. Întrerupeți imediat utilizarea aparatului în zona respectivă și reluați-o numai după ce a dispărut iritarea pielii.

Cefalee

De asemenea în cazuri rare, la începutul utilizării aparatului este posibil să apară o ușoară cefalee. În acest caz ar trebui să utilizați aparatul stând jos sau să întrerupeți utilizarea până când vă simțiți din nou bine.

Reacții alergice

În cazul în care aveți reacții alergice la aparat sau accesoriile sale, încetați imediat utilizarea aparatului.

 Opritți imediat utilizarea dacă există efecte secundare mai serioase.

 Consultați medicul dacă efectele nu dispar în termen de 2-3 zile.

7. Introducere

Utilizarea Silk'n Lipo este foarte simplă. Trebuie doar să urmați pașii următori pentru fiecare zonă a corpului pe care doriți să o tratați.

1. Utilizați pe piele curată și sănătoasă (a se vedea secțiunea 1. Avertismente și contraindicații).
2. Înainte de utilizare verificați dacă bateriile sunt încărcate suficient. Dacă **LEDul indicator baterie/eroare** portocaliu luminează intermitent lent, acest lucru arată că bateria este descărcată.

3. Înainte de fiecare utilizare umeziți **padurile cu electrozi** cu o cârpă udă sau cu degetele ude and amplasați-le pe fiecare **unitate de tratare** (a se vedea secțiunea 4.4. Umezirea padurilor cu electrozi). Apoi conectați una sau mai multe **unități de tratare** la **centură** (a se vedea secțiunea 4.1. Conectarea diverselor componente).
4. Desfaceți unul dintre **conectori** și puneți apoi **centura** în jurul zonei pe care doriți să o tratați. Apoi fixați centura prinzând la loc capătul pe care tocmai l-ați deconectat.
5. Strângeți bine **centura** astfel încât **unitatea de tratare** să aibă un bun contact cu pielea dv. iar **centura** să fie bine fixată de corp.



În cazul în care **centura** nu este suficient de strâns în contact cu pielea, este posibilă întreruperea transmisiei energiei de electromiostimulare. În acest caz strângeți **centura** mai mult și apăsați **tasta +** pentru a selecta din nou nivelul de energie EMS dorit.

6. **Pornirea.** Cu privirea asupra elementelor de control, apăsați **tasta pornire/oprire** la fiecare **unitate de tratare**. Se vor aprinde **LEDurile indicatoare** verde și portocaliu. **LEDul indicator** portocaliu se va stinge după câteva secunde, iar **unitatea de tratare** va vibra o dată. Când **unitatea de tratare** are bun contact cu pielea, **LEDul de funcționare** verde va lumina intermitent lent, iar energia laser va începe să funcționeze.

7. Schimbarea nivelului EMS:

- **Pentru creșterea nivelului EMS:** Apăsați scurt **tasta +** de atâtea ori până când ajungeți la nivelul EMS dorit. Cu cât creșteți nivelul EMS, **LEDul de funcționare** luminează intermitent din ce în ce mai rapid.



Dacă apăsați lung **tasta +**, energia EMS va crește cu un singur nivel.

- **Pentru reducerea nivelului EMS:** Apăsați scurt **tasta -** de atâtea ori până când ajungeți la nivelul EMS dorit (a se vedea secțiunea 4.2. Elemente de control și setări).



Dacă apăsați lung **tasta -**, nivelul EMS va fi resetat la zero.

8. **Tratați fiecare zonă timp de 15 minute.** Mențineți **unitatea de tratare** în același loc și aparatul pornit timp de până la 15 minute. La fiecare câteva minute veți simți o vibrație. Aceste vibrații sunt normale și sunt parte a rutinei de utilizare. La sfârșitul celor 15 minute, veți simți 3 vibrații, aparatul nu va mai emite energie și se va opri automat.



Pentru oprirea aparatului **mai devreme de 15 minute**, apăsați lung **tasta pornire/oprire**. Veți simți 2 vibrații, apoi aparatul se va opri.

9. Dacă doriți să tratați o altă zonă (de lângă zona pe care tocmai ați tratat-o sau în altă parte a corpului), umeziți **padul cu electrozi** și mutați **unitatea de tratare** pe zona următoare.

 Încercați să evitați golurile sau suprapunerile.

 Dacă mutați aparatul în altă parte a corpului și **unitatea de tratare** nu are bun contact cu pielea, nivelul EMS se va reseta la zero. În acest caz, asigurați-vă că **unitatea de tratare** are un bun contact cu pielea, apoi apăsați scurt **tasta pornire/oprire** pentru a reporni aparatul și apoi **tasta +** pentru creșterea nivelului EMS.

8. Curățarea și întreținerea

8.1. Curățarea unităților de tratare și a suportului de încărcare

Se recomandă curățarea **unității de tratare** după fiecare utilizare și a **stativului/suportului de încărcare** o dată pe lună.

Înainte de curățare:

-  Deconectați **unitatea de tratare** de toate celelalte componente (**centură, paduri cu electrozi, conectori, stativ/suport de încărcare**). Deconectați **stativul/suportul de încărcare** de la sursa de alimentare.
-  Nu folosiți produse de curățare sau substanțe chimice abrazive pentru curățarea niciunei piese.
-  Curățați fiecare **unitate de tratare** și **stativul/suportul de încărcare** cu o cârpă umedă folosind un detergent neutru, apoi ștergeți-le cu o cârpă curată și uscată.
-  Nu curățați niciuna dintre componentele aparatului în mașina de spălat vase.

8.2. Curățarea padurilor cu electrozi

-  După fiecare utilizare, ștergeți cu o cârpă și uscați fiecare **pad cu electrozi**.
-  Nu depozitați padurile într-o cutie închisă sau într-un sertar înainte să fie complet uscate.

8.3. Înlocuirea padurilor cu electrozi

-]Nu utilizați **padurile cu electrozi** dacă sunt deteriorate/stricate. În acest caz, înlocuiți-le cu altele noi.

8.4. Curățarea centurii

Centura este confecționată din următoarele materiale: **Exterior:** Nailon / **Stratul de mijloc:** cauciuc SBR / **Interior:** Nailon.

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de curățare.



A se spăla numai manual.



A nu se curăța chimic.



A nu se folosi înălțitor.



A nu se usca în mașina de uscat rufe



A nu se călca

RO

8.5. Depozitare

- După curățare, se recomandă să puneți fiecare **unitate de tratare** la loc în **stativul/suportul de încărcare**.
- În cazul în care nu intenționați să utilizați aparatul pentru o mai lungă perioadă de timp, depozitați diversele componente în ambalajul original într-un loc curat și uscat pentru a preveni acumularea prafului.
- Asigurați-vă că **stativul/suportul de încărcare** este deconectat de la sursa de alimentare.

9. Piese de schimb și consumabile

Unități de tratare, paduri cu electrozi sau **centuri** de schimb pot fi achiziționate prin magazinul de la care ați cumpărat aparatul sau pot fi comandate direct pe website-ul nostru: www.silkn.eu.

10. Depanare

Numai personalului autorizat îi este permis să efectueze reparații. Nu încercați să modificați, să deschideți sau să reparați aparatul. Puteți atinge componente electrice periculoase și vă puteți provoca leziuni grave. Acest lucru va anula de asemenea garanția.

Problemă	Verificări
Aparatul meu nu pornește.	Trebuie să vă asigurați că: • unitatea de tratare este încărcată. • ați apăsat tasta pornire/oprire pentru a porni aparatul. • LEDul de funcționare luminează verde constant.
Nu simt electrostimularea sau nivelul EMS pare a fi prea scăzut.	Vă rugăm să verificați dacă: • padul cu electrozi este umed. • unitatea de tratare are un bun contact cu pielea și • centura este fixată strâns pe corpul dv.
Nu pot schimba nivelul EMS.	Verificați dacă unitatea de tratare este încărcată.
LEDurile indicatoare sunt aprinse tot timpul.	Acest lucru indică o eroare de sistem.



Pentru orice probleme sau întrebări, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți.

11. Serviciul clienți

Pentru informații suplimentare, vizitați website-ul nostru la www.silk'n.eu. Acest manual este disponibil, de asemenea, și pentru descărcarea ca PDF de pe site-ul web. Contactați serviciul clienți Silk'n pentru a raporta cazuri de funcționare sau evenimente anormale sau orice altă problemă pe care o are aparatul.

Datele noastre de contact sunt:

Țară	Număr service	E-mail
Belgia	0900-25006	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
Franța	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Germania	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silk'n.eu

Țară	Număr service	E-mail
Olanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spania	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Regatul Unit	0906-2130009	customer-careuk@silkn.eu
Alte țări	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garanție

Consultați cardul de garanție Silk'n.

13. Eliminare

Dacă aparatul ajunge la sfârșitul duratei de viață, respectați legislația țării pentru eliminarea articolelor electrice.



Eliminați ambalajele separate în materiale de câte un singur tip. Eliminați cartonul și cutiile ca deșeuri de hârtie și film prin intermediul serviciului de colectare a materialelor reciclabile.



Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere! Directiva DEEE solicită eliminarea acestui aparat electric (inclusiv a tuturor accesoriilor și pieselor sale) într-un punct de colectare și reciclare indicat pentru aparate electrice. Acest lucru asigură faptul că aparatul este reciclat în mod profesional și împiedică eliminarea de substanțe* dăunătoare în mediu. Asigurați-vă că aparatul este descărcat înainte de eliminare.

* Produse marcate cu Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.

14. specificații

Nr. model	H5001 (aparat); H5002 (suport de încărcare)
Tehnologie	Tehnologia laser de nivel scăzut (Low Level Laser Therapy - LLLT) Electromiostimulare (Electrical Muscle Stimulation - EMS)
Suport de încărcare	Intrare 12 V DC, 1,5 A max Încărcare simultană a 2 module

Module alimentate de	Baterie Li-ion 3,7V, 2600mA
Modele adaptor	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Putere adaptor Intrare: Ieșire:	100-240 V AC, 50-60 Hz, 0,6A max 12 V DC, 1,5A
LLLT - lungime de undă diode - putere diode	658nm +/- 8nm 100 MW (max)
EMS - amplitudine impuls	0-32 mA la sarcină 1000 ohm
- tensiune de ieșire	Reglabilă 0-32 V, max ieșire 32 V vârf-vârf la sarcină 1000 ohm.
- timp pornire	Reglabil, 20~2400 milisecunde
- timp oprire	Reglabil, 20~2400 milisecunde
- timp rampă	Reglabil, 22~800 milisecunde, 22 milisecunde/pas. Timpul de pornire crește și scade.
- frecvență impuls	30~50 Hz
- lățime impuls	350~450μs
- Timer	15 min
- formă unde	Impuls simetric dreptunghiular bifazic
- toleranță	Toate setările pot prezenta o toleranță de +/-5%, iar intensitatea o toleranță de +/- 20%.
Masa	Module: 300 gr Suportul de încărcare: 215 gr
Transport și depozitare între utilizări și condiții de depozitare	Temperatură: minus 40° - 70°C Umiditate relativă: 10% - 90% Presiune atmosferică: 500 - 1060hPa
Condiții de funcționare	Temperatură: 5° - 40°C Umiditate relativă: 15% - 90% Presiune atmosferică: 700 - 1060hPa

Timpul de trecere de la temperatura minimă de depozitare între utilizări la temperatura minimă de operare, la o temperatură a mediului înconjurător de 20°C	30 minute
Timpul de trecere de la temperatura maximă de depozitare între utilizări la temperatura maximă de operare, la o temperatură a mediului înconjurător de 20°C	30 minute
Durata de viață utilă	3 ani

15. Semne și simboluri

Prezentul manual de utilizare este în conformitate cu normele și legislația în vigoare în Uniunea Europeană. Când vă deplasați în străinătate, trebuie de asemenea să respectați și regulamentele și legislația din țara respectivă.

	Declarație de conformitate: Produsele etichetate cu acest simbol îndeplinesc toate prevederile aplicabile ale Spațiului Economic European.
IP22	Aparatul este protejat împotriva pătrunderii obiectelor, cum ar fi degetele.
	Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere! Directiva DEEE solicită eliminarea acestui aparat electric (inclusiv a tuturor accesoriilor și pieselor sale) într-un punct de colectare și reciclare indicat pentru aparate electrice.
	Urmați instrucțiunile de operare.
	Produs laser clasa 1.

Notificare legală

Home Skinovations Ltd își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile pentru îmbunătățirea performanței, fiabilității sau a capacității de producție. Informațiile furnizate de Home Skinovations Ltd sunt considerate precise și fiabile la momentul publicării. Cu toate acestea, Home Skinovations Ltd nu-și asumă nicio responsabilitate cu privire la utilizarea acestora. Nicio licență nu este acordată implicit sau în alt mod în temeiul unui brevet sau drepturi de brevetare ale Home Skinovations Ltd.

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodușă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronic sau mecanic, pentru niciun scop, fără aprobarea expresă, în scris, a Home Skinovations Ltd. Informațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

Home Skinovations Ltd are depuse cereri de brevetare și în așteptare, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aparatul care face subiectul prezentului document. Furnizarea acestui document nu vă conferă niciun fel de autorizație la aceste brevete, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celor prevăzute în mod expres în orice înțelegere scrisă încheiată de Home Skinovations Ltd. Specificațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

Silk'n și logo-ul Silk'n sunt mărci înregistrate ale Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Obsah

1. Výstrahy a kontraindikace	149
2. Bezpečnost s výrobkem Silk'n Lipo	155
3. Seznamte se s Silk'n Lipo.....	155
4. Ovládací prvky & nastavení výrobku	157
5. Plán ošetření pokožky	161
6. Co můžete očekávat při ošetření výrobkem Silk'n Lipo	162
7. Začínáme!	163
8. Čištění a údržba	165
9. Náhradní díly a spotřební materiál	166
10. Řešení potíží	166
11. Zákaznický servis.....	167
12. Záruka	168
13. Likvidace.....	168
14. Specifikace.....	168
15. Značky a symboly	170

1. Výstrahy a kontraindikace

Tento návod k použití vychází ze standardů a pravidel platných v Evropské unii. Při pobytu v zahraničí rovněž musíte dodržovat pokyny a zákony platné v dané zemi.

Silk'n Lipo je výkonné elektronické zařízení a při jeho používání musí být brán zvláštní zřetel na bezpečnost. Před použitím si prosím přečtete všechna varování a kontraindikace. Doporučujeme, abyste si před každým ošetřením znovu přečetli pokyny uvedené v tomto návodu k použití.

- Nepoužívejte přístroj při koupání ani sprchování.
- Dříve než zapojíte stojan/nabíjecí kolébku ke zdroji energie, zkontrolujte, zda máte suché ruce.
- Udržujte adaptér v suchu. Adaptér není vodotěsný.
- Ošetrovací jednotky, stojan/nabíjecí kolébku a adaptér nikdy nepokládejte ani neukládejte tak, aby mohly spadnout nebo být staženy do vany, dřezu, do vody nebo jiné kapaliny.

- Nesahejte na stojan/nabíjecí kolébku nebo adaptér, pokud spadly do vody. Ihned je odpojte z elektrické sítě a teprve poté je vyjměte z vody. Neodpojení stojanu/nabíjecí kolébky z elektrické sítě může mít za následek úraz elektrickým proudem!
- Nikdy nepoužívejte adaptér, pokud byl poškozen jeho kabel nebo zástrčka a pokud nepracuje správně nebo byl ponořen do vody. Pokud taková situace nastane, ihned adaptér odpojte z elektrické sítě.
- Pokud stojan/nabíjecí kolébku nefunguje správně, okamžitě zařízení odpojte.
- Před nabíjením nebo uložením ošetřovací jednotky osušte.
- Všechny podložky elektrod před uložením osušte.
- Opravy mohou provádět pouze pověření pracovníci. Výrobek neupravujte, neotevírejte ani jej neopravujte. Mohli byste se dostat do kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástmi výrobku a způsobit si tak těžkou újmu na zdraví.
- Změny nebo úpravy tohoto výrobku, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele používat výrobek.

- Nepoužívejte přístroj, pokud jeho díly nebo příslušenství nejsou dodány výrobcem definovaným v tomto návodu k použití nebo pokud je přístroj poškozený nebo se zdá, že řádně nefunguje. V těchto případech se obraťte na zákaznický servis.
- Žádné části neumývejte v myčce na nádobí.
- Děti si nesmí hrát s plastovým obalem. Mohly by se o obalový materiál poranit nebo by mohly spolknout jeho malé části a udusit se.
- Neodhazujte do domovního odpadu! Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby byl tento elektrický přístroj (včetně veškerého příslušenství a součástí) zlikvidován na určeném recyklačním sběrném místě pro elektrické přístroje. Podrobné údaje naleznete v části 13. Likvidace.
- Akumulátor musí být před likvidací z přístroje odstraněn.
- Přístroj je při vyjmutí akumulátoru nutně odpojit od zdroje síťového napětí.
- Akumulátor je třeba likvidovat bezpečným způsobem.

- Pozornost je třeba věnovat environmentálním aspektům likvidace akumulátoru. Nevyhazujte použité akumulátory do popelnice. Informace související s ochranou životního prostředí vám poskytne váš prodejce.

Vyjmutí akumulátoru

Chcete-li odstranit akumulátor, musí být zařízení rozlomeno. Zařízení nebude po tomto zásahu už fungovat a nelze jej opravit. Dojde-li k narušení vnějšího obalu přístroje a vyjmutí akumulátoru, jakákoli záruka bude neplatná. Doporučujeme nosit bezpečnostní ochranné brýle a rukavice.

Home Skinovations Ltd není odpovědný za jakékoli fyzické nebo materiální škody vzniknuvší následkem provedení tohoto postupu.

Pokud chcete vyjmout akumulátor, položte všechny ošetřovací jednotky na tvrdý pevný povrch. Pomocí kladiva rozbijte vnější plastový kryt.

Kryt odstraňte pomocí kleští nebo šroubováku. Odšroubujte PCB (deska plošných spojů) a vyjměte akumulátor vytažením zástrčky z PCB.

Kontraindikace

- Silk'n Lipo nesmí používat následující osoby: děti, dospělí s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnost-

mi nebo ti, kteří nemají s použitím zařízení zkušenosti ani potřebné znalosti. Zařízení ukládejte mimo dosah dětí.

- Pokud vám je ošetření nepříjemné, přepněte na nižší stupeň výkonu EMS.
- Pokud je kůže silně zarudlá, jsou na ní puchýře nebo pálí, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Používejte na čistou, suchou a zdravou pokožku.

Nepoužívejte výrobek, pokud:

- trpíte srdečním onemocněním a nekonzultovali jste to se svým lékařem.
- berete imunosupresiva, jako jsou kortikosteroidy, a nekonzultovali jste to se svým lékařem, nebo pokud trpíte poruchou imunity.
- máte jakýkoliv typ rakoviny v aktivním stavu.
- trpíte poruchou lymfatických žláz, poruchou štítné žlázy, cukrovkou, onemocněním jater nebo jakoukoliv metabolickou poruchou.
- máte kardiostimulátor, vnitřní defibrilátor nebo jakýkoliv elektronický implantát kdekoli v těle.

- na ošetřované místo jste si lokálně aplikovali roztok, obsahující kovové ionty.
- trpíte epilepsií.
- trpíte vážnými problémy prokrvení dolních končetin.
- máte břišní nebo tříselnou kýlu.
- jste těhotná nebo kojíte.

Nepoužívejte výrobek na dále uvedené části těla:

- v blízkosti srdce. elektrody se nesmí umísťovat na žádnou část přední strany hrudního koše (kde jsou umístěna žebra a hrudní kost) a zejména na prsní svaly. Může se tím zvýšit riziko srdeční fibrilace a vyvolat srdeční zástavu.
- zadní část hrudního koše.
- hlavu a krk.
- genitálie.
- oči a do jejich okolí.
- místa s tetováním.
- místa s metabolickou artritidou nebo chronickou bolestí.
- místa, která jsou oteklá, infikovaná nebo zanícená; místa s porušenou nebo podrážděnou pokožkou nebo s kožní vyrážkou

(např. vyrážka, zánět žil, žilní trombóza, křečové žíly nebo pooperační jizvy, kde by to mohlo ovlivnit proces hojení atd.).

- části těla, v nichž jsou kovové svorky, implantáty nebo spony, nebo kde je v blízkosti kov Z ošetřovaného místa si před ošetřením sundejte šperky a doplňky.
- místa, na kterých byla v minulosti rakovina nebo na místa potenciálních kožních malignit.

2. Bezpečnost s výrobkem Silk'n Lipo

U Silk'n je bezpečnost na prvním místě. Silk'n Lipo má tyto bezpečnostní prvky:

- **Senzor přiblížení:** Zařízení pracuje jen pokud je spuštěné a pokud je **ošetřovací jednotka** v kontaktu s pokožkou.
- **Automatické vypnutí:** Ačkoliv můžete ošetření kdykoliv vypnout, zařízení se samo vypne asi po minutě, pokud není v kontaktu s pokožkou (**provozní LED** bude svítit zeleně). Také se automaticky vypne po 15 minutách nepřetržitého provozu.

CS

3. Seznamte se s Silk'n Lipo

Silk'n Lipo je systém, který vám pomůže snížit množství tuku na konkrétních místech, procvičí vaše svaly a zpevní konkrétní části těla bez fyzické námahy a v pohodlí vašeho domova.

Umístěním **ošetřovací jednotky**¹ na cílové oblasti, jako je horní část paží, břicho, hýždě nebo stehna, se může odbourávat tuk a z těchto konkrétních míst odstraňovat. Může také pomoci tvarovat jednotlivé oblasti, které nereagují na dietu nebo cvičení. Silk'n Lipo není určen k celkovému snižování tuku nebo snižování hmotnosti a nemůže nahradit dietu nebo cvičení.

¹ Jednotné číslo se používá k označení jak jednoho tak i více položek součástí **ošetřovací jednotky, pásu a podložky elektrody**.

3.1. Obsah balení

- 1 nebo více ošetřovacích jednotek *
- 2 konektory
- 1 nebo více pásů *
- 1 nebo více podložek elektrody *
- Stojan/nabíjecí kolébka
- Adaptér
- Návod k použití
- Záruční list

* Liší se v závislosti na možnosti, kterou jste si zakoupili.

3.2. Popis výrobku

Silk'n Lipo je zařízení určené k domácímu použití, které využívá technologii LLLT (nízkoúrovňovou laserovou terapii) a EMS (elektrickou svalovou stimulaci). Tyto energie společně pomáhají zvyšovat tonus svalů a snižovat zásoby mastných kyselin, což podporuje zpevnění a modelaci těla.

Silk'n Lipo obsahuje celou řadu pásů, vhodných na část těla, kterou chcete ošetřit. Každá ošetřovací jednotka obsahuje laserové diody a elektrody, které aktivují elektrickou svalovou stimulaci. Jednotlivé ošetřovací jednotky se připojí k pásu a poté se umístí na část těla, kterou chcete zpevnit a modelovat. Silk'n Lipo používá integrované dobíjecí baterie, takže všechny jednotky je možno před jednotlivým použitím nabít.

Informace o umístění každého prvku na výrobku naleznete na obrázku na přední straně tohoto návodu k použití.

1. Ošetřovací jednotka
2. Ovládací tlačítko
3. Světelné ukazatele
4. Konektory
5. Pás
6. Podložka elektrody
7. Světelné ukazatele nabíjení
8. Stojan/nabíjecí kolébka
9. Adaptér

3.3. Použití


Silk'n Lipo je neinvazivní zařízení pro estetické ošetření, určené ke snížení obvodu pasu, paží, stehen a hýždí. Zařízení je také určeno ke zlepšení pevnosti svalů a síly a k posílení svalů v těchto oblastech.

Zařízení není určeno k použití při žádné terapii nebo ošetření zdravotního stavu nebo onemocnění. Výrobek nepoužívejte k žádnému jinému účelu, než je popsán v tomto návodu.


4. Ovládací prvky & nastavení výrobku

4.1. Spojení různých částí


1. Vyjměte části z krabice.
2. Položte **ošetřovací jednotku** na hladký povrch. Pokud máte více než jednu **ošetřovací jednotku**, spojte je k sobě.
3. Vezměte samičí **konektor** a připojte jej na levou stranu **ošetřovací jednotky**. Poté vezměte samičí **konektor** a připojte jej na pravou stranu (viz obrázek).



4. Vyberte **pás** vhodný pro část těla, kterou chcete ošetřit a položte jej na hladký povrch tak, aby strana, na níž je logo Silk'n směřovala k vám.
5. Dále složte obě strany **pásu** směrem dovnitř tak, abyste viděli černé podložky ze suchého zipu.



6. Zasuňte oba konce **pásu** do **konektorů** a pak je přeložte zpět, aby se podložky ze suchého zipu připnuly k **pásu**. **Pás** nyní bude vypadat takto.




7. Samozřejmě, abyste mohli Silk'n Lipo používat, musíte jednu stranu odpojit, **pás** umístit na tělo a stranu, kterou jste odpojili, znovu zapojit!



Nezapomeňte, že zařízení můžete používat pouze když:

- je **ošetřovací jednotka** nabitá
- umístili jste vlhkou **podložku elektrody** na jednotlivé **ošetřovací jednotky** (viz část 4.4. Navlhčení podložek elektrody)
- všechny **ošetřovací jednotky** jsou v kontaktu s pokožkou.
- přečetli jste si tuto příručku a rozumíte tomu, jak zařízení používat.

4.2. Ovládání a nastavení



Akumulátor / chyba Provoz Nepoužívá se

Všechny **ošetřovací jednotky** mají ovládací panel, jehož součástí je:

- **ovládací tlačítko (#2)**
- 2 tlačítka na ovládání elektrické svalové stimulace (EMS) (vlevo a vpravo od **ovládacího tlačítka**)
- 2 **světelné ukazatele** - levá a střední (#3)

Ovladač	Krok	Funkce
Ovládací tlačítko 	Dlouhé stisknutí	• Zapíná nebo vypíná ošetřovací jednotku. Když jej zapnete, ucítíte krátkou vibraci. Když jej vypnete, ucítíte 2 krátké vibrace. • Zelené provozní světlo (střední) bude svítit zeleně.

Ovladač	Krok	Funkce
Tlačítko + 	Krátké stisknutí	Každé stisknutí zvýší hladinu elektrické svalové stimulace. Když hladinu zvýšíte, provozní světlo bude blikat rychleji.
	Dlouhé stisknutí	Stejně působení jako krátké stisknutí.
Tlačítko - 	Krátké stisknutí	Každé stisknutí snižuje hladinu elektrické svalové stimulace. Když hladinu snížíte, bude provozní světlo blikat pomaleji.
	Dlouhé stisknutí	Nastaví hladinu elektrické svalové stimulace zpět na nulu.
Akumulátor / Světelné chybové hlášení (vlevo)	Oranžové světlo nepřetržitě bliká	Akumulátor je téměř vybitý.
	Nepřetržitě oranžové světlo	Chyba zařízení
Kontrolka provozu (prostřední)	Zelené světlo nepřetržitě bliká	- Zařízení je zapnuté a má správný kontakt s pokožkou. - Bliká rychleji, jak se zvyšuje hladina elektrické svalové stimulace (EMS).
	Svítlí nepřetržitě zeleně	- Zařízení je připravené k použití, ale nedošlo ke kontaktu s pokožkou. - Pokud nedojde ke kontaktu s pokožkou, zařízení s přibližně za minutu automaticky vypne.
Světelný ukazatel (pravé)	---	Nepoužívá se.

4.3. Úrovně energie

Silk'n Lipo má možnost více úrovní elektrické svalové stimulace (EMS). Poskytuje vám to vynikající možnost ovládat intenzitu svalové stimulace, kterou si přejete ošetřit jednotlivé části těla. Navíc během ošetření můžete měnit hladiny, jak často chcete.

-  **Jak zvýšit hladinu elektrické svalové stimulace (EMS):** Krátce stiskněte **+ tlačítko** kolikrát chcete; tím se nastaví hladina elektrické svalové stimulace, která je vám příjemná. Uvidíte, že jak zvyšujete EMS, **provozní světlo** bliká rychleji.
-  **Jak snížit hladinu elektrické svalové stimulace (EMS):** Krátce stiskněte **- tlačítko** kolikrát potřebujete (viz část 4.2. Ovládání a nastavení).


- **Když chcete nastavit the hladinu elektrické svalové stimulace zpět na nulu:** Stiskněte dlouze - tlačítko.

- i Hladinu elektrické svalové stimulace můžete měnit pouze tehdy, když je **ošetřovací jednotka** správně v kontaktu s pokožkou. Když nedošlo ke kontaktu s pokožkou, EMS klesne na nulu.

4.4. Navlhčení podložek elektrody

Aby elektrická svalová stimulace fungovala, jsou nutné **podložky elektrod**; dříve než začnete s ošetřením musí se podložky navlhčit.

1. Navlhčete jednotlivé **podložky elektrod** vlhkým hadříkem nebo navhčenými prosty.
2. Potom umístěte vlhké **podložky elektrod** na zadní stranu jednotlivých **ošetřovacích jednotek**. Dbejte na to, aby pevně seděly na středovém obdélníku. Možná ji budete muset trochu posunout, tak aby **podložka elektrody** ležela rovně na horní straně **ošetřovací jednotky**.



- i Je důležité, abyste navlhčili pouze **podložku elektrody**, nikoliv celou **ošetřovací jednotku**.

4.5. Nabíjení zařízení


Před použitím všechny **ošetřovací jednotky** nabijte. Prvotní nabíjení by mělo trvat asi 6 hodin. Následní nabíjení by mělo trvat asi 3 hodiny. Doporučujeme nabít zařízení před každým použitím.

1. Sejměte **podložky elektrody** a teprve poté umístěte **ošetřovací jednotky** na **stojan/nabíjecí kolébku**.

2. Připojte prázdný **stojan/nabíjecí kolébku** ke zdroji elektrické energie. 2 **světelné ukazatele nabíjení** budou nepřetržitě svítit zeleně.
3. Umístěte všechny **ošetřovací jednotky** na kolébku tak, aby seděly v označených drážkách.
 - Když se **ošetřovací jednotka** nabíjí, bude oranžový **světelný indikátor akumulátoru/chyby** na **ošetřovací jednotce** blikat a zhasínat.
 - Když je zcela nabitá, **světelný indikátor akumulátoru/chyby** (vlevo) se vypne a **provozní světlo** (uprostřed) bude svítit nepřetržitě zeleně.
4. Jakmile je zařízení nabitě, odpojte **stojan/nabíjecí kolébku** od zdroje elektřiny.

5. Plán ošetření pokožky

-  Určeno k použití na čisté, zdravé pokožce (viz část 1. Výstrahy a kontraindikace).
-  Cílovou oblast ošetřujte po dobu 15 minut na jedno ošetření (viz obrázek).
-  U větších částí těla, jako je břicho nebo hýždě, možná budete chtít pohybovat **ošetřovací jednotkou** po přilehlých oblastech po dobu dalších 15 minut. Můžete to provádět tak dlouho, až ošetříte cílovou oblast.
-  Dbejte na to, abyste některá místa nevynechali nebo je neošetřili opakovaně.
-  Nikdy nepoužívejte Silk'n Lipo během jednoho ošetření na tomtéž místě opakovaně.
-  Určeno ke každodennímu použití, ale nikdy ne více než 3x za týden na konkrétním místě. Pokračujte, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků.



6. Co můžete očekávat při ošetření výrobkem Silk'n Lipo

Pokud budete postupovat přesně podle pokynů a dbát **všechny výstrahy a kontraindikace**, neobjeví se pravděpodobně žádné komplikace či nežádoucí účinky. Avšak každé zařízení, využívající energii, včetně těch, která jsou určena pro domácí použití, s sebou nese určité riziko. Proto je důležité, abyste porozuměli rizikům a komplikacím, které se mohou vyskytnout, a přijali je.

Zarudnutí pokožky

Na ošetřeném místě pokožky se může objevit zarudnutí, které by po ošetření mělo zmizet.

Bolesti svalů

Tak jako u každého cvičení, může se i po ošetření objevit bolest svalů, avšak po jednom nebo dvou dnech by měla odeznít. Pokud k tomu dojde, proveďte několik ošetření s nízkým stupněm elektrické svalové stimulace, až bolest odezní.

Podráždění pokožky

Ačkoliv se to stává velmi zřídka, může dojít k delšímu zarudnutí pokožky a vzniku akné. Okamžitě přerušete ošetření a toto konkrétní místo ošetřete, až podráždění odezní.

Bolest hlavy

Stejně zřídka se může objevit i mírná bolest hlavy když začnete zařízení používat. Pokud k tomu dojde, u ošetření sedněte, nebo zařízení přestaňte používat, dokud se nebudete cítit dobře.

Alergická reakce

Pokud se objeví alergická reakce na zařízení nebo jeho příslušenství, přestaňte zařízení používat.

-  Pokud jsou některé z těchto nežádoucích účinků závažnější, přestaňte výrobek ihned používat.
-  V případě, že nežádoucí účinky do 2 až 3 dnů nezmizí, vyhledejte lékařskou pomoc.

7. Začínáme!

Ošetření s Silk'n Lipo je snadné. Jednoduše dodržujte tyto kroky u jednotlivých částí těla, které si přejete ošetřit.

1. Používejte na čistou, zdravou pokožku (viz část 1. Výstrahy a kontraindikace).
 2. Před použitím zkontrolujte, zda je akumulátor řádně nabitý. Pokud se objeví oranžové světlo **akumulátoru/světelné chybové hlášení**, které pomalu bliká, znamená to, že je akumulátor téměř vybitý.
 3. Před každým ošetřením navlhčete **podložku elektrody** pomocí vlhkého hadříku nebo vlhkými prsty a položte je na jednotlivé **ošetřovací jednotky** (viz část 4.4. Navlhčení podložek elektrody). Potom připojte jednu nebo více **ošetřovacích jednotek k pásu** (viz část 4.1. Spojení různých částí).
 4. Odpojte jeden z **konektorů** na jedné straně, a potom umístěte **pás** kolem místa, které si přejete ošetřit. Potom stranu, kterou jste odpojili, znovu připojte.
 5. Upravte upevnění **pásu** tak, aby byla **ošetřovací jednotka** správně v kontaktu s pokožkou a aby **pás** byl pevný a dobře zajištěný na těle.
-  Pokud není **pás** umístěn pevně na pokožce, může se elektrická svalová stimulace přerušit. Pokud k tomu dojde, upevněte **pásky** a stiskněte **tláčítko +** čímž znovu vyberete požadovanou úroveň elektrické svalové stimulace.

6. **Vypnutí.** Sledujte ovladače a stiskněte **ovládací tlačítko** na obou **ošetřovacích jednotkách**. Rozsvítí se zelené a oranžové **světelné ukazatele**. Oranžové **světelný ukazatel** se asi po jedné sekundě vypne a **ošetřovací jednotka** jednou zavibruje. Když je **ošetřovací jednotka** správně v kontaktu s pokožkou, bude zelené **provozní světlo** pomalu blikat a laserová energie začne pracovat.
7. **Změna úrovně elektrické svalové stimulace:**
- **Zvýšení:** Krátce stiskněte **+** **tlačítko** kolikrát chcete; tím se nastaví hladina elektrické svalové stimulace, která je vám příjemná. Když zvyšujete úroveň elektrické svalové stimulace, **operační světlo** bliká rychleji.
 - ❗ Když dlouze stisknete **tlačítko +**, hladina elektrické svalové stimulace se zvýší pouze o jeden stupeň.
 - **Snížení:** Krátce stiskněte **- tlačítko** kolikrát potřebujete (viz část 4.2. Ovládání a nastavení).
 - ❗ Dlouze stiskněte **- tlačítko**, tím se elektrická svalová stimulace nastaví zpět na nulu.
8. **Ošetřujte jednotlivé oblasti 15 minut.** Držte **ošetřovací jednotku** na místě po dobu až 15 minut. Vždy po několika minutách pocítíte vibraci. Vibrace jsou běžnou součástí ošetření. Ke konci patnáctiminutového ošetření pocítíte 3 vibrace, zařízení dále již nebude emitovat energii a zařízení se automaticky vypne.
- ❗ Chcete-li zařízení vypnout **dříve než za 15 minut**, stiskněte dlouze **ovládací tlačítko**. Ucítíte 2 vibrace a potom se zařízení vypne.
9. Pokud chcete ošetřit další místo (v sousedství místa, které jste právě ošetřili nebo jinou část těla), navlhčete **podložku elektrody**, a posuňte **ošetřovací jednotku** na další místo.
- ❗ Dbejte na to, abyste některá místa nevynechali nebo je neošetřili opakovaně.
- ❗ Pokud zařízení posunete na jinou část těla a **ošetřovací jednotka** není správně v kontaktu s pokožkou, úroveň elektrické svalové stimulace se změní na nulu. Pokud k tomu dojde, ujistěte se, že je **ošetřovací jednotka** řádně v kontaktu s pokožkou a potom krátce stiskněte **ovládací tlačítko** a zařízení znovu spusťte, a potom stiskněte **tlačítko +**, čímž se zvýší úroveň elektrické svalové stimulace.

8. Čištění a údržba

8.1. Čištění ošetřovací jednotky a nabíjecí kolébky

Doporučujeme čistit **ošetřovací jednotku** po každém použití a **stojan/nabíjecí kolébku** jednou měsíčně.

Před čištěním:

- Odpojte **ošetřovací jednotku** od všech ostatních částí (**pásu, podložek elektrod, konektorů, stojánku/nabíjecí kolébky**). Odpojte **stojan/nabíjecí kolébku** od elektrické sítě.
 - K čištění částí přístroje nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo chemikálie.
 - Očistěte jednotlivé **ošetřovací jednotky** a **stojánek/nabíjecí kolébku** pomocí vlhkého hadříku a jemného detergentu, potom je osušte suchým čistým hadříkem.
-  Žádné části neumývejte v myčce na nádobí.

8.2. Čištění podložek elektrod

- Po každém použití otřete jednotlivé **podložky elektrod** a osušte je hadříkem.
- Neukládejte je do uzavřené krabice nebo skříňky, dokud nejsou zcela suché.

8.3. Výměna podložek elektrody

- Pokud jsou **podložky elektrody** poškozené, nepoužívejte je. Pokud se poškodí, vyměňte je za nové.

8.4. Čištění pásu

Materiály, z nichž je **pás**: **Vnější**: Nylon / **Prostřední vrstva**: SBR / **Vnitřní**: Nylon.

Nezapomeňte prosím na pokyny k čištění.



Pouze ruční mytí



Nečistěte chemicky



Neprovádějte
bělení



Nesušte v sušičce



Nežehlete

8.5. Skladování

- Po čištění doporučujeme, abyste vrátili jednotlivé **ošetřovací jednotky** do **stojánu/nabíjecí kolébky**.
- Pokud neplánujete zařízení po delší dobu používat, uložte jednotlivé části do původního obalu na čisté a suché místo, aby nedošlo k zaprášení.
- Zkontrolujte, zda je **stojánek/nabíjecí kolébka** odpojena od zdroje energie.

9. Náhradní díly a spotřební materiál

U prodejce, u něhož jste si zařízení zakoupili, si můžete dokoupit náhradní **ošetřovací jednotky**, **podložky elektrod** nebo **pásy**, nebo je můžete objednat přímo na našich webových stránkách: www.silkn.eu.

10. Řešení potíží

Opravy mohou provádět pouze pověřené pracovníci. Výrobek neupravujte, neotevírejte ani jej neopravujte. Mohli byste se dostat do kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástmi výrobku a způsobit si tak těžkou újmu na zdraví. Rovněž by to vedlo k neplatnosti záruky.

Problém	Kontrola
Můj výrobek se nedá zapnout	Ujistěte se, že: • je ošetřovací jednotka nabitá • stiskli jste ovládací tlačítko a zapnuli ji • provozní světlo svítí nepřerušovaně zeleně.
Necítím elektrickou stimulaci nebo energetická úroveň se zdá být příliš nízká	Zkontrolujte že: • podložka elektrody je vlhká. • ošetřovací jednotka je správně v kontaktu s pokožkou a • pás je bezpečně upevněn na tělo.
Nemohu změnit úroveň EMS	Zkontrolujte, zda je ošetřovací jednotka nabitá.
Světelné ukazatele budou nepřetržitě svítit	Došlo k systémové chybě.



Pokud máte problémy nebo dotazy, kontaktujte prosím zákaznický servis.

11. Zákaznický servis

Více informací viz naše webové stránky na adrese: www.silk'n.eu. Tento návod je též k dispozici ke stažení ve formátu PDF na našich webových stránkách. Nečekané závady, příhody nebo ostatní problémy s výrobkem ohlaste zákaznickému servisu Silk'n.

Naše kontaktní údaje naleznete níže:

Země	Servisní číslo	Email
Belgie	0900-25006	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
Francie	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Německo	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Itálie		servizioclientiit@silk'n.eu
Nizozemsko	0900-2502217	klantenservicenl@silk'n.eu
Španělsko	900 823 302	servicioalcliente@silk'n.eu
Velká Británie	0906-2130009	customercareuk@silk'n.eu
Ostatní země	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.com

12. Záruka

Více informací naleznete v záručním listu Silk'n.

13. Likvidace

Pokud se vaše zařízení přiblíží ke konci životnosti, zlikvidujte jej v souladu se zákony vaší země.



Zlikvidujte obal rozdělený na jednotlivé druhy materiálů. Lepenku a karton zlikvidujte jako odpadní papír a fólii vložte do recyklačního kontejneru.



Neodhazujte do domovního odpadu! Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby byl tento elektrický přístroj (včetně veškerého příslušenství a součástí) zlikvidován na určeném recyklačním sběrném místě pro elektrické přístroje. Tím se zajistí, že přístroj bude recyklován odborně a zabrání se tak uvolnění škodlivých látek* do životního prostředí. Před likvidací zkontrolujte, že přístroj není nabitý.

* Výrobky, na jejichž označení je uvedeno Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

14. Specifikace

Model č.	H5001 (zařízení); H5002 (nabíjecí kolébka)
Technologie	Nízkoúrovňová laserová terapie (LLLT) Elektrická svalová stimulace (EMS)
Nabíjecí vidlice	Napájení 12 Vdc, 1,5 A max. Souběžné napájení 2 modulů
Modul napájení	lithium-iontový akumulátor, 3,7 V, 2600 mA
Modely adaptéru	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Třída adaptéru Napájení: Výstupní napětí:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0,6 A max. 12 Vdc, 1,5 A

LLLT	
- Vlnová délka diody	658 nm +/- 8 nm
- Výkon diody	100 mW (max)
EMS	
- Amplituda pulsu	0-32 mA na 1000 ohm zatížení
- Výstupní napětí	Nastavitelné 0-32 V, max. výkon 32 V, mezivrcholové napětí na 1000 ohmů zatížení.
- Doba spuštění	Adjustable, 20~2400 milliseconds
- Doba vypnutí	Adjustable, 20~2400 milliseconds
- Doba náběhu	Nastavitelné, 22~800 milisekund, 22 milisekund/krok. Doba spuštění se bude zvyšovat a snižovat.
- Pulzní frekvence	30~50 Hz
- Šířka pulzu	350~450µs
- Časovač	15 min
- Tvar vlny	Symetrický dvou-fázový obdelníkový pulz
- tolerance	Všechna nastavení mohou mít toleranci +/- 5 % a +/- 20 % toleranci intenzity výkonu.
Hmotnost	Modul: 300g Nabíjecí vidlice: 215g
Přeprava a skladování v době mezi použitími a skladovací podmínky	Teplota: mínus 40° - 70°C Relativní vlhkost: 10% - 90% Atmosférický tlak: 500 - 1060hPa
Provozní podmínky	Teplota: 5° - 40 °C Relativní vlhkost: 15% - 90% Atmosférický tlak: 700 - 1060hPa
Doba do dosažení minimální provozní teploty od minimální skladovací teploty mezi použitími při teplotě okolního prostředí 20°C	30 minut
Doba do dosažení maximální provozní teploty od maximální skladovací teploty mezi použitími při teplotě okolního prostředí 20°C	30 minut

15. Značky a symboly

Tento návod k použití vychází ze standardů a pravidel platných v Evropské unii. Při pobytu v zahraničí rovněž musíte dodržovat pokyny a zákony platné v dané zemi.

	Prohlášení o shodě: Přístroje označené tímto symbolem splňují všechna příslušná ustanovení Evropského hospodářského prostoru.
IP22	Zařízení je chráněno před vsunutím předmětů, například prstů.
	Neodhazujte do domovního odpadu! Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby byl tento elektrický přístroj (včetně veškerého příslušenství a součástí) zlikvidován na určeném recyklačním sběrném místě pro elektrické přístroje.
	Dodržujte provozní pokyny.
	Laserový produkt 1. třídy.

Právní sdělení

Home Skinovations Ltd si vyhrazuje právo provádět změny u svých výrobků nebo v jejich technické specifikaci v rámci zlepšení jejich výkonu, spolehlivosti nebo výrobitelnosti. Informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd jsou v době vydání dokumentu považovány za přesné a pravdivé. Home Skinovations Ltd však nenese žádnou odpovědnost za jejich využití. V rámci patentu nebo patentových práv Home Skinovations Ltd neznamená jakékoli jejich využití získání licence.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být z jakéhokoli důvodu reprodukována ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky ani mechanicky, bez výslovného písemného svolení Home Skinovations Ltd. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Home Skinovations Ltd vlastní patenty a nevyřízené patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva a další práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu nezakládá žádný nárok na tyto patenty, ochranné známky, autorská nebo jiná práva duševního vlastnictví s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v případné písemné smlouvě s Home Skinovations Ltd. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Silk'n a logo Silk'n jsou registrované ochranné známky společnosti Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.

Kazalo vsebine

1. Opozorila in kontraindikacije	173
2. Varnost pripomočka Silk'n Lipo.....	179
3. Spoznajte Silk'n Lipo	179
4. Nadzorni elementi in nastavitve pripomočka	180
5. Načrt čiščenja	185
6. Kaj lahko pričakujete Silk'n Lipo	186
7. Kako začeti!	186
8. Čiščenje in vzdrževanje	188
9. Deli in potrošni material.....	189
10. Odpravljanje težav	189
11. Služba za pomoč strankam	190
12. Garancija.....	191
13. Odstranjevanje.....	191
14. Tehnični podatki	191
15. Znaki in simboli.....	193

1. Opozorila in kontraindikacije

Ta priročnik za uporabnika temelji na standardih in veljavnih pravilih v Evropski uniji. V tujini morate upoštevati tudi smernice in zakone, ki veljajo v tisti državi.

Silk'n Lipo to je zmogljiva električna naprava. Zaradi tega morate biti pri uporabi posebno pozorni na varnost. Pred uporabo preberite opozorila in kontraindikacije. Priporočamo, da si pred vsako terapijo ponovno preberete navodila v priročniku.

- Naprave ne uporabljajte med kopeljo ali prhanjem.
- Pred priključitvijo stojala/polnilne postaje na električno napajanje se vedno prepričajte, da imate suhe roke.
- Adapterja ne približujte vodi. Adapter ni vodotesen.
- Aplikacijskih enot, stojala/polnilne postaje in adapterja ne namestite tam, kjer lahko pade ali kjer se ga lahko povleče v kad, umivalnik, vodo ali druge tekočine.

- Ne segajte po stojalu/polnilni postaji ali adapterju, če lahko padejo v vodo. Preden sežete po katerega od njih, pripomoček takoj odklopite iz elektrike. Če stojala/polnilne postaje najprej ne odklopite, lahko pride do električnega udara!
- Adapterja nikoli ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno ali je bil potopljen v vodo. Če se to zgodi, adapter takoj izvlcite iz omrežja.
- Če stojalo/polnilna postaja ne delujeta pravilno, ju takoj ga odklopite iz napajanja.
- Pred zamenjavo ali shranjevanjem vsako aplikacijsko enoto osušite.
- Vsako blazinico z elektrodami pred shranjevanjem osušite.
- Popravila sme izvajati le pooblaščen osebje. Naprave ne skušajte spreminjati, odpreti ali popraviti. S tem se lahko izpostavite nevarnim električnim sestavnim delom in se resno poškodujete.
- Spreminjanje ali prilagajanje naprave, ki ga stran, odgovorna za skladnost, ni posebej odobrila, izniči uporabnikovo dovoljenje do uporabe te opreme.

- Ne uporabljajte, če proizvajalec ni dobavil delov ali opreme, ki so navedeni v tem priročniku, ali če je pripomoček poškodovan ali ne deluje pravilno. V teh primerih se obrnite na službo za pomoč strankam.
- Nobenega dela pripomočka ne čistite v pomivalnem stroju.
- Otroci se ne smejo igrati s (plastično) embalažo. Z embalažo se lahko poškodujejo ali zaužijejo majhne delčke in se zadušijo.
- Ne odlagajte med gospodinjske odpadke! V skladu z Direktivo OEEO morate ta električni pripomoček (vključno z opremo in deli) odložiti na zbirnem mestu za izrabljene električne naprave. Za podrobnosti glejte razdelek 13. Odstranjevanje.
- Preden pripomoček zavržete, morate iz njega odstraniti baterijo.
- Pri odstranjevanju baterije je treba napravo odklopiti z električnega napajanja.
- Baterijo je treba zavreči na varen način.
- Pozorni bodite na okoljske vidike odstranitve baterije. Uporabljenih baterij ne odvrzite v koš za odpadke. Glede zaščite okolja stopite v stik s svojim trgovcem.

Odstranitev baterije

Če želite odstraniti baterijo pripomočka, ga je treba razstaviti. Pripomoček po tem posegu ne bo več deloval in ga ni mogoče popraviti. Pri razbitju ohišja in odstranitvi baterije bo prenehala veljati vsaka garancija. Priporočamo nošenje zaščitnih očal in rokavic.

Družba Silk'n ni odgovorna za kakršne koli fizične ali materialne poškodbe, do katerih pride kot posledica izvajanja tega postopka.

Preden odstranite baterijo, aplikacijsko enoto položite na trdo in močno podlago. Plastično ogrodje razbijte s kladivom.

Ogrodje odstranite s kleščami ali izvijačem. Odvijte tiskano vezje in odstranite baterijo, tako da vtič odklopite s tiskanega vezja.

Kontraindikacije

- Silk'n Lipo ne smejo uporabljati naslednje osebe: otroci, odrasli z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj oziroma znanja za uporabo te naprave. Napravo shranjujte otrokom nedosegljivo.
- Če pride do kakršnega koli neugodja, uporabite nižjo stopnjo energije EMS.
- Če koža močno pordi, se pojavijo mehurji ali opekline, takoj prenehajte z uporabo.

- Uporabljajte na čisti, suhi in zdravi koži.

Ne uporabljajte, če:

- imate bolezen srca in se niste posvetovali z zdravnikom.
- jemljete imunosupresive, kot so kortikosteroidi, in se niste posvetovali z zdravnikom, ali imate motnjo delovanja imunskega sistema.
- imate kakršno koli obliko aktivnega raka.
- imate motnje delovanja bezgavk, motnjo delovanja ščitnice, sladkorno bolezen ali bolezen jeter ali drugo presnovno motnjo.
- imate srčni spodbujevalnik, notranji defibrilator ali drug aktiven električni vsadek kjer koli v telesu.
- ste si na mesto obdelave nanесли lokalno raztopino, ki vsebuje kovinske ione.
- imate epilepsijo.
- imate resne težave z arterijskim obtokom v spodnjih okončinah.
- imate trebušno ali dimeljsko kilo.
- ste noseči ali dojite.

Ne nameščajte na te dele telesa:

- V bližini srca. Elektrode ni dovoljeno nameščati na noben del sprednjega prsnega koša (kjer so rebra in prsnica), še zlasti ne na dve veliki prsni mišici. To lahko poveča tveganje za ventrikularno fibrilacijo in povzroči srčni zastoj.
- Zadnji del prsnega koša.
- Glavo ali vrat.
- Spolovila.
- Na oči ali okoli njih.
- Predele s tetovažami.
- Predele s presnovnim artritismom ali kronično bolečino.
- Predele, ki so otekli, okuženi ali vneti; predele s poškodovano ali razdraženo kožo ali s kožnimi vzbrsti (npr. kožni izpuščaj, flebitis, tromboflebitis, krčne žile ali brazgotine po operaciji, kjer bi lahko namestitev vplivala na postopek celjenja itd.).
- Dele telesa, kjer imate kovinske sponke, vsadke ali vijake; ali če ste v bližini kovine. Med obdelavo s predela obdelave odstranite nakit in druge okraske.
- Predeli, kjer se je že pojavil rak ali obstaja možnost za kožne malignosti.

2. Varnost pripomočka Silk'n Lipo

Pri podjetju Silk'n je varnost na prvem mestu. Pripomoček Silk'n Lipo ima naslednje varnostne lastnosti:

- **Senzor za bližino:** Pripomoček deluje samo, ko je vključen in ima **aplikacijska enota** dober stik s kožo.
- **Samodejni izklop:** Čeprav lahko obdelavo kadar koli ustavite, se pripomoček ugasne po približno eni minuti, če ni stika s kožo (**delovna lučka** je stalno zelena). Naprava se ugasne tudi po 15 minutah stalne uporabe.

3. Spoznajte Silk'n Lipo

Silk'n Lipo je sistem, ki pomaga zmanjševati maščobo na določenih predelih in vaditi mišice in tonus specifičnih delov telesa brez telesnega napora in v udobju vašega doma.

Z namestitvijo **aplikacijske enote**¹ na ciljni predel, kot so nadlahti, trebuh, zadnjica ali stegna, se maščoba lahko razgraja in odstranjuje specifično s tega predela. Pomaga lahko pri oblikovanju posameznih predelov, ki se na dietno prehrano ali vadbo ne odzivajo. Pripomoček Silk'n Lipo ni namenjen splošnemu zmanjšanju maščobe ali izgubi telesne mase in ne more nadomestiti dietne prehrane ali vadbe.

¹ Uporaba ednine lahko vključuje več predmetov proizvodnih delov **aplikacijske enote, pas in blazinice z elektrodami**.

3.1. Vsebina paketa

- 1 ali več aplikacijskih enot *
- 2 konektorja
- 1 ali več telesnih pasov *
- 1 ali več blazinice z elektrodami *
- Stojalo/polnilna postaja
- Adapter
- Priročnik za uporabnika
- Garancijska kartica

* Se razlikuje glede na kupljeno različico.

3.2. Opis naprave

Pripomoček Silk'n Lipo je za domačo uporabo in deluje na podlagi lipolaserse tehnologije (LLLT, Low Level Laser Technology) in električne mišične stimulacije (EMS). Skupaj lahko ti dve energiji pomagata povečati mišični tonus in zmanjšati maščobne kisline in obloge, s čimer se izboljšata tonus in oblika telesa.

Pripomoček Silk'n Lipo vključuje izbor pasov, ki so primerni za del telesa, ki ga želite obdelati. Vsaka aplikacijska enota vsebuje laserske diode in elektrode, ki aktivirajo EMS. Vsaka aplikacijska enota je priključena na pas, nato pa se položi na del telesa, kjer želite izboljšati tonus in obliko. Pripomoček Silk'n Lipo deluje z vgrajenimi baterijami, ki jih je možno polniti, zato lahko vsako aplikacijsko enoto pred uporabo enostavno napolnite.

Za ogled posameznih funkcij naprave si oglejte diagram na sprednji strani tega priročnika.

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Aplikacijska enota | 6. Blazinica z elektrodami |
| 2. Nadzorni gumb | 7. Indikacijske lučke polnjenja |
| 3. Indikacijske luči | 8. Stojalo/polnilna postaja |
| 4. Konektorja | 9. Adapter |
| 5. Telesni pas | |

3.3. Namen uporabe

Pripomoček Silk'n Lipo je neinvaziven estetski pripomoček za zmanjšanje obsega pasu, rok, stegen in zadnjice. Pripomoček se uporablja tudi za izboljšanje mišičnega tonusa in čvrstosti in krepitev mišic na tem predelu.


Pripomoček ni namenjen terapevtski uporabi ali za zdravljenje bolezenskih stanj ali bolezni. Ne uporabljajte je za namene, ki niso opisani v tem priročniku.

4. Nadzorni elementi in nastavitve pripomočka


4.1. Priključitev različnih delov

1. Iz škatle odstranite različne dele.
2. **Aplikacijsko enoto** položite na ravno površino. Če imate več kot eno **aplikacijsko enoto**, jih povežite.


3. Vzemite ženski **konektor** in ga vstavite v levo stran **aplikacijske enote**. Nato vzemite moški **konektor** in ga povežite z desno stranjo (glej ilustracijo).



4. Izberite **pas** za del telesa, ki ga obdelujete, in ga položite na ravno površino s stranjo z logotipom Silk'n proti vam.
5. Nato vsako stran **pasu** zložite navznoter tako, da vidite blazinice z ježkom.



6. Konec **pasu** potisnite v **konektorje** in ga nato zložite nazaj tako, da se blazinice z ježkom sprimejo s **pasom**. **Pas** sedaj izgleda tako.




7. Seveda morate za uporabo pripomočka Silk'n Lipo eno stran odklopiti, zato položite **pas** na telo, nato pa priključite stran, ki ste jo odklopili!

i Ta pripomoček lahko uporabljate le, če:

- je **aplikacijska enota** napolnjena.
- ste vlažno **blazinico z elektrodo** položili na vsako **aplikacijsko enoto** (glejte poglavje 4.4. Navlaženje blazinic z elektrodami).
- je vsaka **aplikacijska enota** v dobrem stiku s kožo.
- ste prebrali ta priročnik in razumete, kako napravo uporabljati.

4.2. Nadzorni elementi in nastavitve



Baterija / napaka Delovni Ni v uporabi

Vsaka **aplikacijska enota** ima nadzorno ploščo, ki vsebuje:

- **nadzorni gumb** (št. 2)
- 2 gumba za raven energije EMS (levo in desno on **nadzornega gumba**)
- 2 **indikatorski lučki** - levo in na sredini (št. 3)

Nadzor	Ukrep	Funkcija
Nadzorni gumb 	Dolgo pritiskajte	• Vklopi ali izklopi aplikacijsko enoto. Pri vklopu začitite kratko vibracijo. Pri izklopu začitite 2 kratki vibraciji. • Zelena delovna lučka (sredina) bo stalno zelena.
+ gumb 	Kratek pritisk	• Vsak pritisk poveča raven EMS. Z večanjem ravni delovna lučka hitreje utripa.
	Dolgo pritiskajte	• Enak učinek kot kratek pritisk.

Nadzor	Ukrep	Funkcija
- gumb 	Kratek pritisk	Vsak pritisk zmanjša raven EMS. Z manjšanjem ravni delovna lučka počasneje utripa.
	Dolgo pritiskajte	Nastavi raven EMS nazaj na nič.
Lučka za baterijo / napako (levo)	Oranžna lučka stalno utripa	Baterija je prazna.
	Stalno oranžna	Napaka pripomočka.
Delovna lučka (sredina)	Zelena lučka stalno utripa	- Pripomoček je vklopljen in je v dobrem stiku s kožo. - Utripa hitreje, ko se raven EMS veča.
	Stalno zelena	- Ni stika s kožo, a je pripomoček pripravljen na uporabo. - Pripomoček se samodejno izklopi po približno eni minuti, če ni stika s kožo.
Indikatorska lučka (desno)	---	Ni v uporabi.

4.3. Stopnje energije


Pripomoček Silk'n Lipo ima več ravni električne mišične stimulacije (EMS). S tem izvrstno nadzorujete intenzivnost stimulacije mišice, ki jo želite uporabljati za del telesa, ki ga obdelujete. Dodatno lahko raven med obdelavo menjujete tako pogosto, kot želite.

-  **Večanje ravni EMS:** Kratko pritisnite na **+ gumb** toliko krat, kot želite, za nastavitev ravni EMS, ki vam ustreza. Videli boste, da **delovna lučka** z večanjem ravni EMS hitreje utripa.
-  **Za zmanjšanje ravni EMS:** Kratko pritisnite na **- gumb** toliko krat, kot želite (glejte poglavje 4.2. Nadzorni elementi in nastavitve).
-  **Za nastavitev ravni EMS nazaj na nič:** Dolgo pritiskajte na **- gumb**.
-  Raven EMS lahko spremenite le, ko je **aplikacijska enota** v dobrem stiku s kožo. Če stika s kožo ni, ravne EMS pade na nič.

4.4. Navlaženje blazinic z elektrodami

Blazinice z elektrodami so potrebne za delovanje EMS in jih je treba pred začetkom obdelave navlažiti.

1. Vsako **blazinico z elektrodami** navlažite z vlažno krpo ali vlažnimi prsti.
2. Nato vlažne **blazinice z elektrodami** položite nazaj na vsako **aplikacijsko enoto**. Prepričajte se, da se trdno prilega okoli središčnega pravokotnika. Morda jih boste morali s nekoliko premikati, da bo **blazinice z elektrodami** plosko na vrhu **aplikacijske enote**.



i Pomembno je, da navlažite samo **blazinico z elektrodami**, ne pa cele **aplikacijske enote**.

4.5. Polnjenje naprave


Vsako **aplikacijsko enoto** pred prvo uporabo napolnite. Prvo polnjenje traja približno 6 ur. Naslednje polnjenje traja približno 3 ure. Priporočamo, da napravo pred vsako uporabo napolnite.

1. Odstranite **blazinice z elektrodami**, preden namestite **aplikacijske enote** v **stojalo/polnilno postajo**.
2. Povežite prazno **stojalo/polnilno postajo** z električnim napajanjem. 2 **indikacijski lučki za polnjenje** sta stalno zeleni.
3. Položite vsako **aplikacijsko enoto** v stojalo, da je nameščena v namenskem utoru.
 - Ko se **aplikacijska enota** polni, oranžna **indikatorska lučka za baterijo/napako** na **aplikacijski enoti** izmenično sveti.
 - Ko je povsem napolnjena, **indikatorska lučka za baterijo/napako** (levo) ugasne in zelena **delovna lučka** (sredina) je stalno zelena.

4. Ko je napolnjena, odklopite **stojalo/polnilno postajo** od električnega napajanja.

5. Načrt čiščenja

- ⚠ Uporabljajte na čisti, zdravi koži (glejte poglavje 1. Opozorila in kontraindikacije).
- Ciljni predel obdelujte 15 minut na sejo obdelave (glej ilustracijo).
 - Za večje dele telesa, kot sta trebuh ali zadnjica, premikajte **aplikacijsko enoto** na sosednji del ciljnega predela in uporabljajte še 15 minut. S tem nadaljujte, dokler ne pokrijete ciljnega predela.
 - Poskušajte se izogniti vrzelim in prekrivanjem.
 - Pripomočka Silk'n Lipo nikoli ne uporabljajte na čisto istem predelu med sejo uporabe.
 - Za dnevno uporabo, a ne več kot 3-krat na teden na specifično ciljno območje. Nadaljujte, dokler ne dosežete želenih rezultatov.



6. Kaj lahko pričakujete Silk'n Lipo

Če informacije upoštevate v celoti in ste pozorni na **vsa opozorila in kontraindikacije**, zapleti in neželeni učinki niso pogosti. Vendar pa obstaja pri vsakem pripomočku na osnovi energije, vključno s tistimi, ki so zasnovani za domačo uporabo, določena raven tveganja. Zato je pomembno, da razumete in sprejmete tveganja in zaplete, ki se lahko pojavijo.

Pordela koža

Morda bo predel obdelave nekoliko pordel; to izgine po obdelavi.

Mišična bolečina

Z vadbo se lahko pojavi nekaj bolečine v mišicah, vendar to po dnevu ali dveh izgine. V tem primeru nekaj sej obdelave uporabite nizko raven EMS, dokler bolečina ne izgine.

Draženje kože

Čeprav zelo redko, se lahko pojavi dlje časa trajajoča rdečina kože ali akne. Takoj prenehajte uporabo in ta predel obdelujte štele, ko draženje izgine.

Glavobol

Tudi možnost, da se na začetku uporabe pripomočka pojavi omotičnost, je redka. V tem primeru med obdelavo sedite ali prenehajte z uporabo, dokler se ne počutite bolje.

Alergijske reakcije

Če imate alergijsko reakcijo na pripomoček ali opremo, prenehajte uporabljati pripomoček.



Takoj prenehajte uporabo, če je kateri od teh učinkov resnejši.



Če učinek v 2 do 3 dneh ne izgine, pojdite k zdravniku.

7. Kako začeti!

Obdelava s pripomočkom Silk'n Lipo je preprosta. Sledite korakom za vsak del telesa, ki ga želite obdelati.

1. Uporabljajte na čisti, zdravi koži (glejte poglavje 1. Opozorila in kontraindikacije).
2. Preverite, da je baterije pred uporabo polna. Če je **lučka za baterijo/napako** oranžna ali počasi utripa, je baterija prazna.

3. Pred vsako obdelavo navlažite **blazinico z elektrodami** z vlažno krpo ali vlažnimi prsti, nato pa jih položite na vsako **aplikacijska enota** (glejte poglavje 4.4. Navlaženje blazinic z elektrodami). Nato povežite eno ali več **aplikacijskih enot s pasom** (glejte poglavje 4.1. Priključitev različnih delov).
4. Ločite enega od **konektorjev** na eni strani in nato položite **pas** okoli predela, ki ga želite obdelati. Ponovno povežite stran, ki ste jo pravkar ločili.
5. Prilagodite tesnost **pasu** tako, da je **aplikacijska enota** v dobrem stiku s kožo in da je **pas** čvrsto in varno na telesu.



Če **pas** ni čvrsto na koži, se lahko energija EMS izklopi. V tem primeru zategnite **pas** in pritisnite **+ gumb** za ponovno izbiro potrebne ravni energije EMS.

6. **Vklop.** Glejte na nadzorno ploščo in pritisnite na **nadzorni gumb** na vsaki **aplikacijski enoti**. Prižgeta se zelena in oranžna **indikatorska lučka**. Oranžna **indikatorska lučka** se po približno sekundi izklopi in **aplikacijska enota** enkrat zavibrira. Ko ima **aplikacijska enota** dober stik s kožo, zelena **delovna lučka** počasi utripa in laserska energija začne delovati.

7. Spreminjanje ravni EMS:

- **Zvečanje:** Kratko pritisnite na **+ gumb** toliko krat, kot želite, za nastavitev ravni EMS, ki vam ustreza. **Delovna lučka** hitreje utripa, ko povečujete raven EMS.



Če dolgo pritisnete na **+ gumb**, se raven EMS kljub temu poveča le za eno stopnjo.

- **Za zmanjšanje:** Kratko pritisnite na **- gumb** toliko krat, kot želite (glejte poglavje 4.2. Nadzorni elementi in nastavitve).



Dolgo pritiskanje na **- gumb** ponastavi raven EMS na nič.

8. **Vsak predel obdelujte 15 minut.** **Aplikacijsko enoto** ohranite na mestu in pripomoček vklopite za do 15 minut. Vsakih nekaj minut boste začutili vibracijo. Vibracije so normalni del obdelovalnega postopka. Po koncu 15 minut boste začutili 3 vibracije, energija se več ne bo izdajala in pripomoček se bo samodejno izklopil.



Za izklop pripomočka **pred 15 minutami**, dolgo pritiskajte na **nadzorni gumb**. Če začutite 2 vibraciji, se pripomoček izkloplja.

9. Če želite obdelati drugi predel (poleg pravkar obdelanega predela ali drugi del telesa), navlažite **blazinico z elektrodami** in premaknite **aplikacijsko enoto** na naslednje mesto.

 Poskušajte se izogniti vrzelim in prekrivanjem.

 Če pripomoček premaknete na drugi del telesa in **aplikacijska enota** nima dobrega stika s kožo, se raven EMS ponastavi na nič. V tem primeru preverite, ali imajo **aplikacijske enote** dober stik s kožo, kratko pritisnite na **nadzorni gumb** za ponovno zagon pripomočka, nato pa pritisčajte na **+ gumb** za povečanje ravni EMS.

8. Čiščenje in vzdrževanje

8.1. Čiščenje aplikacijske enote in polnilne postaje

Priporočamo, da **aplikacijsko enoto** očistite po vsaki uporabi, **stojalo/polnilno postajo** pa enkrat na mesec.

Pred čiščenjem:

-  **Aplikacijsko enoto** ločite od drugih delov (**pas, blazinice z elektrodami, konektorji, stojalo/polnilna postaja**). Odklopite **stojalo/polnilno postajo** iz električnega napajanja.
-  Nobenega dela pripomočka ne čistite z abrazivnimi čistili ali kemikalijami.
-  Vsako **aplikacijsko enoto** in **stojalo/polnilno postajo** očistite z vlažno krpo in blagim detergentom, nato pa jih otrite s čisto krpo.
-  Nobenega dela pripomočka ne čistite v pomivalnem stroju.

8.2. Čiščenje blazinic z elektrodami

-  Po vsaki uporabi **blazinice z elektrodami** obrišite s in osušite s krpo.
-  Ne shranite jih v zaprti škatli ali predalu, dokler niso povsem suhe.

8.3. Zamenjava blazinic z elektrodami

-  Ne uporabljajte **blazinic z elektrodami**, če so poškodovane. V tem primeru jih zamenjajte z novimi.

8.4. Čiščenje pasu

Materiali **pasu** so: **Zunanji:** Najlon / **Srednja plast:** SBR / **Notranja plast:** Najlon.

Upoštevajte navodila za čiščenje.



Samo ročno
pranje



Kemično čiščenje
prepovedano



Ne uporabljajte
belil.



Ne sušite v sušilniku



Ne likajte

8.5. Shranjevanje

- Po čiščenju priporočamo, da vsako **aplikacijsko enoto** vrnete v **stojalo/polnilno postajo**.
- Če pripomočka dlje časa ne boste uporabljali, shranite različne dele v originalno embalažo na čisto in suho mesto, da preprečite kopičenje prahu.
- Prepričajte se, da je **stojalo/polnilna postaja** odklopljeno iz električnega napajanja.

9. Deli in potrošni material

Aplikacijske enote, blazinice z elektrodami ali **pasove** lahko kupite pri prodajalcu, kjer ste pripomoček kupili, ali jih naročite neposredno na naši spletni strani: www.silkn.eu.

10. Odpravljanje težav

Popravila sme izvajati le pooblaščen osebje. Naprave ne skušajte spreminjati, odpreti ali popraviti. S tem se lahko izpostavite nevarnim električnim sestavnim delom in se resno poškodujete. Izničili boste tudi garancijo.

Težava	Pregledi
Naprava se ne vklopi.	Prepričajte se, da: • je aplikacijska enota napolnjena. • ste pritisnili nadzorni gumb za vklop. • je delovna lučka stalno zelena.
Ne čutim električne stimulacije ali pa je raven EMS nizka.	Preverite, da: • je blazinica z elektrodami vlažna. • je aplikacijska enota v dobrem stiku s kožo in • je pas varno pritrjen na telo.
Ne morem spremeniti ravni EMS.	Preverite, da je aplikacijska enota polna.
Indikatorske lučke ves čas svetijo.	Prišlo je do sistemske napake.

 Če imate težave ali vprašanja, se obrnite na službo za pomoč strankam.

11. Služba za pomoč strankam

Za več informacij obiščite našo spletno stran www.silkn.eu. Ta priročnik je na voljo tudi v obliki PDF, ki jo lahko prenesete s spletne strani. Obrnite se na službo za pomoč strankam podjetja Silk'n, da poročate o nepričakovanem načinu delovanja ali dogodkih oziroma drugih težavah z napravo.

Naši podatki za stik so:

Država	Številka servisa	E-pošta
Belgija	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francija	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Nemčija	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italija		servizioclientiit@silkn.eu
Nizozemska	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Španija	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Združeno Kraljestvo	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Druge države	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garancija

Oglejte si garancijski list naprave Silk'n

13. Odstranjanje

Če vaša naprava doseže rok uporabnosti, morate pri odstranjevanju upoštevati državne zakone za odstranjevanje električne opreme.



Embalažo zavrzite glede na uporabljen material. Škatlo in karton zavrzite med odpadni papir in film odložite med materiale, ki jih je možno reciklirati.



Ne odlagajte med gospodinske odpadke! V skladu z Direktivo OEEO morate ta električni pripomoček (vključno z opremo in deli) odložiti na zbirnem mestu za izrabljene električne naprave. To zagotavlja profesionalno recikliranje pripomočka* in preprečuje izpust škodljivih snovi v okolje. Zagotovite, da je pripomoček prazen, preden ga oddate na zbirno mesto.

* Proizvodi z oznako Cd = kadmij, Hg = merkurij, Pb = svinec.

14. Tehnični podatki

Št. modela	H5001 (pripomoček); H5002 (polnilna postaja)
Tehnologija	Lipolaserska tehnologija (LLLT, Low Level Laser Therapy) Električna mišična stimulacija (EMS)
Polnilna postaja	Vhodna moč 12 Vdc, najv. 1,5A Hkratno polnjenje 2 modulov
Modul poganja	Litij-ionska baterija, 3,7 V, 2600mA
Modeli adapterja	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Nazivna moč adapterja Vhodna moč: Izhodna moč:	100-240 Vac, 50-60Hz, najv. 0,6A 12 Vdc, 1,5A
LLLT - valovna dolžina diode - moč diode	658 nm +/- 8nm 100 mW (najv.)

EMS

- Amplituda impulza	0-32 mA, 1000 ohm breme
- Izhodna napetost	Prilagodljiva 0-32 V, najv. izhodna nap. 32V največ 1000 ohm breme.
- Čas vklopa	Prilagodljivo, 20~2400 milisekund
- Čas izklopa	Prilagodljivo, 20~2400 milisekund
- Čas pospeševanja	Prilagodljivo, 22~800 milisekund, 22 milisekund/korak. Čas »vklop« se poveča in zmanjša.
- Hitrost impulzov	30~50Hz
- Širina impulza	350~450µs
- Časomerilec	15 min
- Oblika valaForm	Simetrični fi-fazni pravokotni impulz
- Toleranca	Toleranca je lahko +/- 5 % za vse nastavitve in +/- 20 % za izhodno moč intenzivnosti.
Teža	Modul: 300g Polniilna postaja: 215g
Transport in shranjevanje med uporabo in pogoji shranjevanja	Temperatura: minus 40° - 70°C Relativna vlaga: 10% - 90% Zračni tlak: 500 - 1060hPa
Delovni pogoji	Temperatura: 5° - 40°C Relativna vlaga: 15% - 90% Zračni tlak: 700 - 1060hPa
Čas od najmanjše shranjevalne temperature med uporabi do najmanjše delovne temperature pri temperaturi okolice 20 °C	30 minut
Čas od največje shranjevalne temperature med uporabi do največje delovne temperature pri temperaturi okolice 20 °C	30 minut
Obdobje servisiranja	3 leta

15. Znaki in simboli

Ta priročnik za uporabnika temelji na standardih in veljavnih pravilih v Evropski uniji. V tujini morate upoštevati tudi smernice in zakone, ki veljajo v tisti državi.

	Izjava o skladnosti: Izdelki s tem simbolom izpolnjujejo vsa zadevna določila Evropskega gospodarskega prostora.
IP22	Pripomoček je zaščiten pred vdorom predmetov, na primer prstov.
	Ne odlagajte med gospodinjske odpadke! V skladu z Direktivo OEEO morate ta električni pripomoček (vključno z opremo in deli) odložiti na zbirnem mestu za izrabljene električne naprave.
	Sledite navodilom za uporabo.
	Laserski izdelek razreda 1.

Pravno obvestilo

Podjetje Home Skinovations Ltd si pridržuje pravico do spreminjanja izdelkov ali specifikacij z namenom izboljšanja delovanja, zanesljivosti ali proizvodnosti. Informacije, ki jih je predložilo podjetje Home Skinovations Ltd, so bile v času izdaje točne in zanesljive. Vendar podjetje Home Skinovations Ltd ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo uporabo. Prav tako ne predstavljajo podelitve licence niti se licenca ne podeli na noben drug način v okviru katerega koli patenta ali patentnih pravic podjetja Home Skinovations Ltd.

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali prenašati s kakršnimi koli sredstvi, elektronskimi ali mehanskimi, za noben namen, brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Home Skinovations Ltd. Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Podjetje Home Skinovations Ltd ima patente in tekoče vloge za patente, blagovne znamke, avtorske pravice ter druge pravice intelektualne lastnine, ki so predmet tega dokumenta. S predložitvijo tega dokumenta ne prejmete nobene licence do teh patentov, blagovnih znamk, avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, razen kot je izrecno navedeno v kakršnem koli pisnem soglasju podjetja Home Skinovations Ltd. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Logotipa Silk'n in Silk'n sta registrirani blagovni znamki družbe Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.

Spis treści

1. Ostrzeżenia i przeciwwskazania	196
2. Bezpieczeństwo stosowania Silk'n Lipo.....	203
3. Wstęp Silk'n Lipo	203
4. Przyciski i ustawienia urządzenia	204
5. Plan zabiegów	209
6. Czego można spodziewać się podczas zabiegu z użyciem urządzenia Silk'n Lipo	210
7. Rozpoczynanie użytkowania	211
8. Konserwacja i czyszczenie.....	213
9. Części zamienne i materiały eksploatacyjne	214
10. Rozwiązywanie problemów	214
11. Obsługa klienta	215
12. Gwarancja	216
13. Usuwanie	216
14. Dane techniczne.....	216
15. Oznaczenia i symbole	218

1. Ostrzeżenia i przeciwwskazania

Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana w oparciu o normy i przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej. Przebywając za granicą, należy stosować się także do wytycznych i przepisów obowiązujących w danym kraju.

Silk'n Lipo to urządzenie elektryczne o dużej mocy, dlatego podczas jego stosowania należy szczególnie zważać na kwestie bezpieczeństwa. Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i przeciwwskazaniami. Zalecamy odświeżenie sobie informacji zawartych w niniejszej instrukcji przed każdym kolejnym użyciem urządzenia.

- Nie używać urządzenia w czasie kąpieli ani pod prysznicem.
- Przed podłączaniem stojaka/ladowarki do źródła zasilania należy zawsze dokładnie wysuszyć ręce.
- Zasilacz nie może mieć kontaktu z wodą. Zasilacz nie jest wodoszczelny.
- Nie umieszczać ani nie przechowywać modułów zabiegowych, stojaka/ladowarki ani zasilacza w miejscu, z którego mógłby spaść albo zostać wciągnięty do wanny, zlewu, umywalki lub innego pojemnika z wodą bądź dowolnym innym płynem.

- Jeżeli stojak/ladowarka lub zasilacz wpadnie do wody, nie wolno próbować go wyjąć. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i dopiero potem wyjąć stojak/ladowarkę bądź zasilacz z wody. Niewyjęcie wtyczki stojaka/ladowarki z gniazdka może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym!
- Nie wolno korzystać z zasilacza, którego kabel lub wtyczka są uszkodzone, które nie działają prawidłowo lub które zostały zanurzone w wodzie. Jeżeli do tego dojdzie, należy natychmiast wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazdka.
- W razie awarii lub wadliwego działania stojaka/ladowarki natychmiast odłączyć zasilanie.
- Przed ładowaniem i odkładaniem modułów zabiegowych do przechowania każdy z nich należy dobrze osuszyć.
- Przed odłożeniem podkładek elektrod do przechowania każdą z nich należy dobrze osuszyć.
- Napraw dokonywać może wyłącznie upoważniony personel. Urządzenia nie należy modyfikować, otwierać ani podejmować prób samodzielnego jego naprawienia. Można w ten sposób narazić się na kontakt z niebezpiecznymi komponentami elek-

trycznymi i doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała.

- Zmiany lub modyfikacje niniejszego urządzenia dokonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność z przepisami mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do użytkowania urządzenia.
- Nie używać urządzenia, jeżeli którakolwiek z jego części lub akcesoriów nie została dostarczona przez producenta określonego w niniejszej instrukcji lub jeżeli urządzenie jest uszkodzone lub nie wydaje się działać prawidłowo. W takich wypadkach skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Nie należy myć żadnej z części w zmywarce do naczyń.
- Dzieciom nie wolno bawić się (plastikowym) opakowaniem. Bawiąc się materiałami pakunkowymi, dzieci mogą zrobić sobie krzywdę, bądź też udławić się małymi elementami.
- Nie usuwać razem z odpadami gospodarstwa domowego! Dyrektywa WEEE nakłada na użytkownika obowiązek usunięcia niniejszego urządzenia elektrycznego (łącznie ze wszystkimi częściami i akcesoriami) poprzez oddanie go do wyznaczonego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych. Bliższe informacje na ten temat można zna-

leżć w części pt. 13. Usuwanie.

- ⦿ Przed utylizacją urządzenia akumulator musi zostać wyjęty.
- ⦿ Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie nie może być podłączone do zasilania.
- ⦿ Akumulator należy usuwać w bezpieczny sposób.
- ⦿ Zużyte akumulatory należy usuwać w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wyrzucać akumulatorów do śmieci. W sprawie sposobu utylizacji skonsultować się ze sprzedawcą.

Wyjmowanie akumulatora

Aby wyjąć akumulator, urządzenie trzeba rozłamać. Nie będzie ono dalej zdadne do użytku ani też nie będzie nadawać się do naprawy. Gwarancja wygasa w chwili rozłamania obudowy urządzenia i wyjęcia akumulatora. Zalecamy wykonywanie tej czynności w okularach i rękawicach ochronnych.

Home Skinovations Ltd nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykonywania tej procedury.

Aby wyjąć akumulator, umieścić każdy moduł zabiegowy na twardej, mocnej powierzchni.

Za pomocą młotka rozbić zewnętrzną plastikową obudowę.

Aby zdjąć obudowę, użyć kombinerek lub śrubokręta. Odkręcić płytkę z obwodem drukowanym i wyjąć akumulator, odłączając go od płytki.

Przeciwwskazania

- Silk'n Lipo nie może być używane przez dzieci oraz dorosłych o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani osoby nie zaznajomione z obsługą urządzenia. Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zmniejszyć poziom energii EMS, jeżeli odczuwany jest dyskomfort.
- Zabieg należy natychmiast przerwać w razie wystąpienia silnego zaczerwienienia skóry bądź pojawienia się na niej pęcherzy lub oparzeń.
- Stosować na czystą, suchą, zdrową skórę.

Urządzenia nie należy stosować w razie:

- chorób serca – bez konsultacji z lekarzem;
- przyjmowania leków immunosupresyjnych takich jak kortykosteroidy – bez konsultacji z lekarzem, ani też w razie zaburzeń działania

- układu odpornościowego;
- ⊙ dowolnego typu czynnej choroby nowotworowej;
- ⊙ zaburzeń układu chłonnego, cukrzycy, schorzeń tarczycy lub chorób wątroby lub wszelkich innych chorób metabolicznych;
- ⊙ korzystania z rozrusznika serca, wewnętrznego defibrylatora lub wszelkiego innego typu czynnych implantów elektrycznych w dowolnej części ciała;
- ⊙ zastosowania w okolicy poddawanej zabiegowi miejscowych roztworów zawierających jony metalu;
- ⊙ epilepsji;
- ⊙ poważnych problemów z krążeniem tętniczym w kończynach dolnych;
- ⊙ przepukliny brzusznej lub pachwinowej;
- ⊙ ciąży lub karmienia piersią.

Nie poddawać zabiegom następujących części ciała:

- ⊙ okolic serca. Elektrody nie wolno umieszczać w przedniej części klatki piersiowej (tam, gdzie znajdują się żebra i mostek), a zwłaszcza nie na dwóch dużych mięśniach piersiowych. Może to zwiększyć ryzyko migotania komór i spowodować

zatrzymanie akcji serca;

- ⊙ tylnej części klatki piersiowej;
- ⊙ głowy i szyi;
- ⊙ genitaliów;
- ⊙ oczu i okolic oczu;
- ⊙ skóry pokrytej tatuażami;
- ⊙ obszarów dotkniętych zapaleniem stawów pochodzenia metabolicznego lub przewlekłym bólem;
- ⊙ obszarów opuchniętych, zakażonych lub objętych stanem zapalnym lub w których skóra jest naruszona lub podrażniona bądź w których występują zmiany i wykwity skórne (np. wysypki, zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki lub blizny pooperacyjne, których proces gojenia mógłby zostać zakłócony, itp.);
- ⊙ obszarów ciała, w których znajdują się metalowe zszywki, implanty lub gwoździe do łączenia złamań bądź też obszarów ciała znajdujących się w pobliżu metalowych przedmiotów. Na czas zabiegu z miejsca poddawanego zabiegowi usunąć wszelkie elementy biżuterii i inne akcesoria;
- ⊙ obszarów, w których występował rak skóry lub zmiany skórne o charakterze potencjalnie nowotworowym.

2. Bezpieczeństwo stosowania Silk'n Lipo

Bezpieczeństwo jest dla marki Silk'n najważniejsze. Urządzenie Silk'n Lipo wyposażone jest w następujące zabezpieczenia:

- **Czujnik zbliżeniowy:** urządzenie działa wyłącznie wtedy, gdy jest włączone, a **moduł zabiegowy** ściśle przylega do skóry.
- **funkcja automatycznego wyłączenia:** choć zabieg można zatrzymać w dowolnej chwili, urządzenie wyłącza się po około minucie, gdy nie ma kontaktu ze skórą (**dioda trybu pracy** będzie się świecić ciągłym zielonym światłem). Urządzenie automatycznie wyłącza się również po 15 minutach ciągłej pracy.

3. Wstęp Silk'n Lipo

Silk'n Lipo to system pomagający zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej w określonych obszarach, ćwiczyć mięśnie i zwiększać napięcie mięśni określonych części ciała bez wysiłku fizycznego i w warunkach domowych.

Umieszczenie **modułu zabiegowego**¹ w docelowym miejscu, takim jak górna część ramion, brzuch, pośladki lub uda, umożliwi rozbić cząsteczek tłuszczu i usunięcie ich konkretnie z tej partii ciała. Aparat może także pomagać w kształtowaniu poszczególnych partii ciała, nie reagujących na dietę ani ćwiczenia fizyczne. Aparat Silk'n Lipo nie jest przeznaczony do ogólnego zmniejszania ilości tkanki tłuszczowej lub powodowania utraty wagi i nie zastępuje diety ani ćwiczeń fizycznych.

¹ Liczba pojedyncza używana jest do oznaczenia zarówno pojedynczych, jak i wielu elementów następujących części produktu: **moduł zabiegowy**, **pas** oraz **podkładki elektrod**.

3.1. Zawartość opakowania

- 1 lub kilka modułów zabiegowych*
- 2 złączki
- 1 lub kilka pasów*
- 1 lub kilka podkładek elektrod*
- Stojak/ladowarka
- Zasilacz
- Instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna

* w zależności od zakupionej opcji.

3.2. Opis urządzenia

Silk'n Lipo to urządzenie przeznaczone do użytku domowego, wykorzystujące technologię lasera niskiej mocy (Low Level Laser Technology, LLLT) oraz elektrycznej stymulacji mięśni (Electrical Muscle Stimulation, EMS). W połączeniu, te dwa źródła energii pomagają zwiększyć napięcie mięśni i zmniejszyć ilość kwasów i złogów tłuszczowych w celu poprawienia kształtu i ujędrnienia ciała.

Zestaw Silk'n Lipo obejmuje wybór pasów dostosowanych do części ciała, która ma zostać poddana zabiegowi. Każdy moduł zabiegowy zawiera diody laserowe i elektrody, które aktywują proces EMS. Każdy moduł zabiegowy mocuje się do pasa, a następnie zakłada na część ciała, która ma zostać ujędrniona i wzmocniona. Silk'n Lipo wykorzystuje wbudowane akumulatory, tak aby każdy moduł zabiegowy mógł zostać w łatwy sposób naładowany przed każdym użyciem.

Umiejscowienie każdego z elementów urządzenia pokazano na diagramie znajdującym się na okładce niniejszej instrukcji obsługi.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Moduł zabiegowy | 6. Podkładka elektrody |
| 2. Przycisk sterujący | 7. Wskaźnik świetlny funkcji ładowania |
| 3. Wskaźniki świetlne | 8. Stojak/ładowarka |
| 4. Złącze | 9. Zasilacz |
| 5. Pas | |

3.3. Przeznaczenie

Silk'n Lipo to nieinwazyjne urządzenie do zabiegów estetycznych mających na celu zmniejszenie obwodu talii, ramion, ud i pośladków. Urządzenie służy także do poprawiania napięcia i jędrności ciała oraz wzmocniania mięśni w obszarach poddawanych zabiegowi.


Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w żadnego rodzaju terapiach, w tym do leczenia stanów chorobowych i chorób. Nie należy używać go do żadnych innych celów poza zastosowaniami opisanymi w niniejszej instrukcji.

4. Przyciski i ustawienia urządzenia


4.1. Łączenie poszczególnych elementów

1. Wyjąć wszystkie elementy z opakowania.


- Umieścić **moduł zabiegowy** na płaskiej powierzchni. Jeżeli zakupiony został zestaw z kilkoma **modułami zabiegowymi**, połączyć je wszystkie ze sobą.
- Złączkę** żeńską nasunąć na wypustkę z lewej strony **modułu zabiegowego**. W wypustkę po prawej stronie modułu wsunąć następnie **końcówkę** męską (zobacz ilustrację).



- Wybrać **pas** odpowiedni do części ciała, na której zabieg ma być wykonany i ułożyć go na płaskiej powierzchni, stroną z logo Silk'n skierowaną w swoją stronę.
- Następnie złożyć każdą końcówkę **pasa** do wewnątrz – tak, aby widoczne były czarne rzepy.



- Wsunąć każdą końcówkę **pasa** do **złączek**, a następnie złożyć końcówki z powrotem, aby rzepy przyczepiły się do **pasa**. **Pas** powinien teraz wyglądać w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.




- Aby użyć aparatu Silk'n Lipo, będzie oczywiście konieczne odłączenie jednej końcówki, umieszczenie **pasa** na ciele, a następnie ponowne zapięcie odpiętej uprzednio końcówki!



Należy pamiętać, że urządzenia można używać wyłącznie wtedy, gdy:

- **moduł zabiegowy** jest naładowany;
- na każdym **module zabiegowym** umieszczona została wilgotna **podkładka elektrody** (patrz część pt. 4.4. Zwilżanie podkładek elektrod);
- każdy **moduł zabiegowy** jest w dobrym kontakcie ze skórą.
- użytkownik zapoznał się z niniejszą instrukcją obsługi i rozumie sposób użytkowania urządzenia.

4.2. Przyciski sterujące i ustawienia



Akumulator / Błąd Obsługa Bez funkcji

Każdy **moduł zabiegowy** wyposażony jest w pulpit sterowniczy, który obejmuje:

- **przycisk sterujący** (nr 2)
- 2 przyciski wyboru poziomu mocy energii EMS (po lewej i po prawej stronie **przycisku sterującego**)
- 2 **wskaźniki świetlne** – po lewej stronie i w środku (nr 3).

Przycisk	Działanie	Funkcja
Przycisk sterujący 	Nacisnąć i przytrzymać	• Służy do włączania (lub wyłączenia) modułu zabiegowego. Po włączeniu tego przycisku urządzenie krótko zawibruje. Po wyłączeniu tego przycisku urządzenie krótko zawibruje dwa razy. • Zielona dioda trybu pracy (środkowa) będzie się świecić nieprzerwanym światłem.

Przycisk	Działanie	Funkcja
Przycisk + 	Krótkie przyciśnięcie	Każde przyciśnięcie zwiększa poziom mocy energii EMS. W miarę zwiększania poziomów, dioda trybu pracy będzie migać coraz szybciej.
	Nacisnąć i przytrzymać	Ten sam efekt, jak przy krótkim przyciśnięciu.
Przycisk – 	Krótkie przyciśnięcie	Każde przyciśnięcie zmniejsza poziom mocy energii EMS. W miarę zmniejszania poziomów, dioda trybu pracy będzie migać coraz wolniej.
	Nacisnąć i przytrzymać	Powoduje ustawienie poziomu mocy energii EMS ponownie na zero.
Dioda wskaźnika baterii/błędu (po lewej)	Pomarańczowa dioda miga przez cały czas	Stan naładowania akumulatora jest niski.
	Dioda świeci nieprzerwanie na pomarańczowo	Błąd urządzenia.
Dioda trybu pracy (pośrodku)	Zielona dioda miga przez cały czas	- Urządzenie jest włączone i dobrze przylega do skóry. - Dioda miga coraz szybciej w miarę zwiększania poziomu mocy energii EMS.
	Dioda świeci nieprzerwanie na zielono	- Urządzenie nie ma kontaktu ze skórą, ale jest gotowe do użycia. - Jeżeli urządzenie nie zostanie przyłożone do skóry, wyłączy się automatycznie po około minucie.
Wskaźnik świetlny (po prawej)	---	Bez funkcji.

4.3. Poziom mocy


Urządzenie Silk'n Lipo wyposażone jest w szereg poziomów mocy elektrycznej stymulacji mięśni (Electrical Muscle Stimulation, EMS). Użytkownik ma dzięki temu doskonałą kontrolę nad poziomem intensywności stymulacji mięśni, jaki chce zastosować na każdą partię ciała, w której przeprowadza zabieg. Co więcej, poziom można podczas zabiegu zmieniać dowolną ilość razy.

- **Aby zwiększyć poziom mocy energii EMS:** Krótco nacisnąć **przycisk +** tyle razy, aby ustawiony w ten sposób poziom mocy energii EMS umożliwiał komfortowe użycie urządzenia. **Dioda trybu pracy** będzie migać coraz szybciej za każdym kolejnym zwiększeniem poziomu mocy energii EMS.
 - **Aby zmniejszyć poziom mocy energii EMS:** Krótco przycisnąć **przycisk –** tyle razy, ile jest to potrzebne (patrz część pt. 4.2. Przyciski sterujące i ustawienia).
 - **Aby ustawić poziom mocy energii EMS ponownie na wartość zero:** Przycisnąć i przytrzymać **przycisk –**.
- i** Zmiana poziomów mocy energii EMS możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy **moduł zabiegowy** dobrze przylega do skóry. Jeżeli moduł nie będzie mieć kontaktu ze skórą, poziom mocy energii EMS spadnie do zera.

4.4. Zwilżanie podkładek elektrod

Aby energia EMS mogła działać, **podkładki elektrod** muszą zostać zwilżone przed rozpoczęciem zabiegu.

1. Każdą **podkładkę elektrody** należy zwilżyć mokrą szmatką albo palcami.
2. Następnie zwilżone **podkładki elektrod** umieścić na tylnej części każdego **modułu zabiegowego**. Muszą one ściśle przylegać do środkowego prostokąta. Konieczne może być delikatne dostosowanie ułożenia – tak, by **podkładka elektrody** leżała płasko na wierzchu **modułu zabiegowego**.



- i** Ważne jest, aby zwilżyć wyłącznie **podkładkę elektrody**, a nie cały **moduł zabiegowy**.


4.5. Ładowanie urządzenia

Przed każdym użyciem należy naładować każdy **moduł zabiegowy**. Pierwsze ładowanie powinno trwać ok. 6 godzin. Następne ładowania powinny trwać ok. 3 godzin. Zalecamy ładowanie urządzenia przed każdym użyciem.

1. Przed umieszczeniem **modułów zabiegowych** w **stojaku/ładowarce** zdjąć **podkładki elektrod**.
2. Podłączyć pusty **stojak/ładowarkę** do źródła zasilania. Dwa **wskaźniki świetlne funkcji ładowania** będą się świecić nieprzerwanie na zielono.
3. Umieścić każdy **moduł zabiegowy** w stojaku w taki sposób, aby moduł znajdował się w wyznaczonych rowkach.
 - W czasie ładowania **modułu zabiegowego** pomarańczowa **dioda wskaźnika akumulatora/błędu** na **module zabiegowym** miga.
 - Po całkowitym naładowaniu **dioda wskaźnika akumulatora/błędu** (po lewej) zgaśnie, a zielona **dioda trybu pracy** (środkowa) będzie się świecić nieprzerwanym światłem.
4. Po zakończeniu ładowania odłączyć **stojak/ładowarkę** od źródła prądu.

5. Plan zabiegów

- ⚠ Do stosowania na czystą, zdrową skórę (patrz część pt. 1. Ostrzeżenia i przeciwwskazania).
- Miejsce docelowe należy poddawać zabiegowi przez 15 minut na każdą sesję (zobacz ilustrację).
- W przypadku większych części ciała, np. brzucha lub pośladków, po 15 minutach **moduł zabiegowy** można przesunąć i przez kolejne 15 minut zabiegowi poddać sąsiednią partię ciała w tej okolicy. Czynność można powtarzać do momentu całkowitego pokrycia całej docelowej części ciała.
- Należy unikać pozostawiania luk pomiędzy partiami poddawanymi zabiegowi oraz kilkakrotnego poddawania zabiegowi tego samego miejsca.
- Podczas jednej sesji zabiegowej nigdy nie używać aparatu Silk'n Lipo ponownie w dokładnie tym samym miejscu.
- Urządzenie jest przeznaczone do codziennego użytku, niemniej nie należy go używać częściej niż trzy razy w tygodniu na każde konkretne miejsce docelowe. Zabiegi należy powtarzać do momentu uzyskania żądanych efektów.



6. Czego można spodziewać się podczas zabiegu z użyciem urządzenia Silk'n Lipo

Przy starannym stosowaniu się do **wszystkich instrukcji, ostrzeżeń i przeciwwskazań** skutki uboczne występują rzadko. Niemniej, każdy zabieg z użyciem urządzenia, którego działanie oparte jest na wykorzystaniu energii, nawet przeznaczonego do stosowania w domu, niesie ze sobą pewne ryzyko. Z tego względu ważne jest rozumienie i akceptowanie zagrożeń i powikłań, do jakich może dojść.

Zaczerwienienie skóry

Skóra w miejscu zabiegu może być zaczerwieniona – zaczerwienienie powinno ustąpić po zabiegu.

Ból mięśni

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych ćwiczeń, po zabiegu może wystąpić ból mięśni, który jednak powinien ustąpić po 1-2 dniach. Jeżeli do tego dojdzie, do kilku następnych zabiegów należy użyć ustawienia o niskim poziomie mocy energii EMS – do chwili, aż ból ustąpi.

Podrażnienie skóry

W bardzo rzadkich wypadkach może dojść do przedłużającego się podrażnienia skóry lub pojawienia się trądziku. Należy wtedy natychmiast zaprzestać zabiegów i ponowne stosowanie aparatu w tym miejscu rozpocząć dopiero po ustąpieniu podrażnienia skóry.

Ból głowy

W równie rzadkich wypadkach po rozpoczęciu zabiegu może dojść do zawrotów głowy. Jeżeli do tego dojdzie, zabieg należy wykonywać w pozycji siedzącej lub przestać używać urządzenia do chwili odzyskania dobrego samopoczucia.

Reakcje alergiczne

W razie wystąpienia reakcji alergicznej na urządzenie lub jego akcesoria należy zaprzestać używania aparatu.

-  Jeżeli którykolwiek z tych skutków będzie poważniejszy, natychmiast zaprzestać używania urządzenia.
-  Jeżeli skutki nie ustąpią w ciągu 2-3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

7. Rozpoczęcie użytkowania

Przeprowadzanie zabiegów za pomocą urządzenia Silk'n Lipo jest bardzo łatwe. W każdej z poddawanej zabiegowi partii ciała wystarczy wykonać poniższe kroki.

1. Stosować na czystą, zdrową skórę (patrz część pt. 1. Ostrzeżenia i przeciwwskazania).
2. Przez użyciem sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany. Jeżeli dioda **wskaźnika akumulatora/błędu** świeci na pomarańczowo i wolno miga, stan naładowania akumulatora jest niski.
3. Przed każdym zabiegiem zwilżyć **podkładkę elektrody** za pomocą mokrej szmatki lub palców i położyć podkładki na **module zabiegowym** (patrz część pt. 4.4. Zwilżanie podkładek elektrod). Następnie podłączyć jeden lub kilka **modułów zabiegowych** do **pasa** (patrz część pt. 4.1. Łączenie poszczególnych elementów).
4. Odłączyć jedną ze **złączek** po jednej stronie, a następnie założyć **pas** wokół części ciała, w której ma zostać przeprowadzony zabieg. Następnie ponownie zapiąć odpiętą uprzednio końcówkę.
5. Wyregulować długość **pasa** w taki sposób, aby **moduł zabiegowy** dobrze przylegał do skóry i by **pas** był napięty i bezpiecznie zamocowany na ciele.



Jeżeli **pas** nie będzie ciasno zapięty na skórze, może dojść do wyłączenia się funkcji EMS. Jeżeli do tego dojdzie, zacisnąć **pas** i nacisnąć **przycisk +**, aby ponownie wybrać wymagany poziom mocy EMS.

6. **Włączyć urządzenie.** Patrząc na przyciski sterowania, nacisnąć **przycisk sterujący** na każdym **module zabiegowym**. Zapali się zielony i pomarańczowy **wskaźnik świetlny**. Pomarańczowy **wskaźnik świetlny** zgaśnie po ok. sekundzie, a **moduł zabiegowy** zawibruje raz. Kiedy **moduł zabiegowy** będzie ściśle przylegać do skóry, zielona **dioda trybu pracy** będzie wolno migać i laser rozpocznie pracę.

7. **Zmiana poziomu mocy energii EMS:**

- **Aby zwiększyć poziom:** Krótco nacisnąć **przycisk +** tyle razy, aby ustawiony w ten sposób poziom mocy energii EMS umożliwił komfortowe użycie urządzenia. **Dioda trybu pracy** będzie migać coraz szybciej za każdym kolejnym zwiększeniem poziomu mocy energii EMS.



Naciśnięcie i przytrzymanie **przycisku +** także spowoduje zwiększenie poziomu mocy energii EMS tylko o jeden stopień.

- **Aby zmniejszyć poziom:** Krótco przycisnąć **przycisk –** tyle razy, ile jest to potrzebne (patrz część pt. 4.2. Przyciski sterujące i ustawienia).



Naciśnięcie i przytrzymanie **przycisku –** powoduje ustawienie poziomu mocy energii EMS ponownie na zero.

8. **Każdą partię ciała poddawać zabiegowi przez 15 minut. Moduł zabiegowy** utrzymywać na miejscu, a urządzenie włączone przez czas maksymalnie 15 minut. Urządzenie będzie co kilka minut wibrować. Wibracje to normalny element zabiegu. Po upływie 15 minut urządzenie zawibruje trzy razy i przestanie emitować energię, a następnie automatycznie się wyłączy.



Aby wyłączyć urządzenie **przed upływem 15 minut**, nacisnąć i przytrzymać **przycisk sterujący**. Urządzenie zawibruje dwa razy, a następnie wyłączy się.

9. Aby poddać zabiegowi kolejną partię (znajdącą się tuż przy partii poddanej zabiegowi przed chwilą lub też inną część ciała), zwilżyć **podkładkę elektrody** i przesunąć **moduł zabiegowy** do następnej lokalizacji.

-  Należy unikać pozostawiania luk pomiędzy partiami poddawanych zabiegowi oraz kilkakrotnego poddawania zabiegowi tego samego miejsca.
-  Jeżeli po przesunięciu urządzenia do następnej części ciała **moduł zabiegowy** nie będzie dobrze przylegać do skóry, poziom mocy energii EMS zostanie zmieniony na zero. Jeżeli do tego dojdzie, należy sprawdzić, czy **moduł zabiegowy** ściśle przylega do skóry, a następnie krótko nacisnąć **przycisk sterujący**, aby ponownie włączyć urządzenie. Następnie nacisnąć **przycisk +**, aby zwiększyć poziom mocy energii EMS.

8. Konserwacja i czyszczenie

8.1. Czyszczenie modułów zabiegowych oraz ładowarki

Zalecamy czyszczenie **modułu zabiegowego** po każdym użyciu, a **stojaka/ładowarki** raz na miesiąc.

Przed przystąpieniem do czyszczenia:

-  Odłączyć **moduł zabiegowy** od wszystkich pozostałych elementów (**pasa, podkładek elektrod, złączek, stojaka/ładowarki**). Odłączyć **stojak/ładowarkę** od źródła prądu.
-  Nie używać preparatów zawierających środki ścierne ani chemiczne.
-  Wyczyścić wszystkie **moduły zabiegowe i stojak/ładowarkę** wilgotną ściereczką i łagodnym detergencem, a następnie wytrzeć do sucha czystą ściereczką.
-  Nie należy myć żadnej z części w zmywarce do naczyń.

8.2. Czyszczenie podkładek elektrod

-  Po każdym użyciu każdą **podkładkę elektrody** wytrzeć i osuszyć ściereczką.
-  Nie wkładać ich do zamkniętego opakowania ani szuflady, dopóki całkowicie nie wyschną.

8.3. Wymiana podkładek elektrod

-  Nie używać uszkodzonych **podkładek elektrod**. Uszkodzone podkładki należy wymienić na nowe.

8.4. Czyszczenie pasa

Pas składa się z następujących materiałów: **Część zewnętrzna:** nylon / **część środkowa:** SBR / **część wewnętrzna:** nylon.

Prosimy stosować się do instrukcji czyszczenia.



Wyłącznie mycie
ręczne



Nie czyścić chemicznie



Nie wybielać



Nie suszyć w suszarce
bębnowej



Nie prasować

8.5. Przechowywanie

- Zalecamy, aby po czyszczeniu każdy **moduł zabiegowy** umieścić ponownie w **stojaku/ladowarce**.
- Jeżeli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy czas, zalecamy przechowywanie poszczególnych elementów w oryginalnym opakowaniu w czystym i suchym miejscu, aby nie zbierał się na nich kurz.
- Należy upewnić się, że **stojak/ladowarka** jest odłączona od źródła prądu.

9. Części zamienne i materiały eksploatacyjne

Zapasowe **moduły zabiegowe, podkładki elektrod i pasy** można nabyć w punkcie sprzedaży, w którym zakupiono urządzenie, lub zamówić bezpośrednio za pośrednictwem naszej witryny internetowej: www.silkn.eu.

10. Rozwiązywanie problemów

Napraw dokonywać może wyłącznie upoważniony personel. Urządzenia nie należy modyfikować, otwierać ani podejmować prób samodzielnego jego naprawienia. Można w ten sposób narazić się na kontakt z niebezpiecznymi komponentami elektrycznymi i doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała. Spowoduje to także unieważnienie gwarancji.

Problem	Sprawdzić
Urządzenie nie włącza się.	Sprawdzić, czy: • moduł zabiegowy jest naładowany; • naciśnięty został przycisk sterujący w celu włączenia modułu; • dioda trybu pracy świeci się nieprzerwanie na zielono.
Nie czuć stymulacji elektrycznej lub poziom mocy energii EMS wydaje się zbyt niski.	Sprawdzić, czy: • podkładka elektrody jest wilgotna; • moduł zabiegowy dobrze przylega do skóry, a • pas jest stabilnie przymocowany do ciała.
Nie można zmienić poziomu mocy energii EMS.	Sprawdzić, czy moduł zabiegowy jest naładowany.
Wskaźniki świetlne świecą się przez cały czas.	Wystąpił błąd systemu.

 W razie wystąpienia problemów bądź pytań należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

11. Obsługa klienta

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem www.silk'n.eu. Instrukcję można również z naszej witryny internetowej pobrać w formacie PDF. Informacje na temat nieoczekiwanego działania urządzenia lub niespodziewanych zdarzeń oraz wszelkich problemów z urządzeniem prosimy przekazywać działowi obsługi klienta marki Silk'n.

Nasze dane teleadresowe:

Kraj	Numer do serwisu	E-mail
Belgia	0900-25006	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
Francja	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Niemcy	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Włochy		servizioclientiit@silk'n.eu
Holandia	0900-2502217	klantenservicenl@silk'n.eu
Hiszpania	900 823 302	servicioalcliente@silk'n.eu
Wielka Brytania	0906-2130009	customerareuk@silk'n.eu

Kraj	Numer do serwisu	E-mail
Pozostałe kraje	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Gwarancja

Warunki podane na karcie gwarancyjnej Silk'n.

13. Usuwanie

Po zakończeniu cyklu życia urządzenia należy je usunąć zgodnie z miejscowymi zasadami usuwania urządzeń elektrycznych.



Opakowanie należy usuwać po podzieleniu go na materiały jednego typu. Karton i tekturę oddawać do utylizacji razem z odpadami papierowymi, a folię razem z odpadami plastikowymi.



Nie usuwać razem z odpadami gospodarstwa domowego! Dyrektywa WEEE nakłada na użytkownika obowiązek usunięcia niniejszego urządzenia elektrycznego (łącznie ze wszystkimi częściami i akcesoriami) poprzez oddanie go do wyznaczonego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych. Pozwala to zadbać, by urządzenie zostało poddane utylizacji we właściwy sposób przez specjalistyczne przedsiębiorstwo i pomaga zapobiegać* przedostawaniu się szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Do utylizacji należy oddawać urządzenie w pełni wyładowane.

* Produkty oznaczone symbolem „Cd” = kadm, „Hg” = rtęć, „Pb” = ołów.

14. Dane techniczne

Nr modelu	H5001 (urządzenie); H5002 (ładowarka)
Technologia	Terapia laserowa niskiej mocy (Low Level Laser Therapy, LLLT) elektryczna stymulacja mięśni (Electrical Muscle Stimulation, EMS)
Ładowarka	Moc wejściowa 12 V DC, 1,5 A (maksymalnie) Równoczesne ładowanie dwóch modułów
Zasilanie modułu	Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 2600 mA

Modele zasilacza	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Dane znamionowe zasilacza Napięcie wejściowe: Napięcie wyjściowe:	100–240 V AC, 50–60Hz, 0,6A (maksymalnie) 12 V DC; 1,5 A
LLLT - długość fali diody - moc diody	658 nm +/- 8nm 100 mW (maksymalnie)
EMS - amplituda impulsu	0–32 mA przy obciążeniu 1000 omów
- napięcie wyjściowe	Regulowane 0–32 V, maksymalne napięcie wyjściowe 32 V szczyt-szczyt przy obciążeniu 1000 omów.
- czas włączenia	Regulowany, 20~2400 milisekund
- czas wyłączenia	Regulowany, 20~2400 milisekund
- czas rampy	Regulowany, 22~800 milisekund, 22 milisekund/krok. Czas włączenia będzie się zwiększał i zmniejszał.
- częstotliwość impulsów	30~50Hz
- szerokość impulsu	350~450μs
- czasomierz	15 min.
- kształt fali	Symetryczny dwufazowy impuls prostokątny
- tolerancja	Występować może tolerancja +/-5% w przypadku wszystkich ustawień oraz tolerancja +/- 20% tolerancja wartości wyjściowych o większej intensywności.
Waga	Moduł: 300 g Ładowarka: 215 g
Transport oraz warunki przechowywania nieużywanego urządzenia	Temperatura: -40°C do 70°C Wilgotność względna: 10% do 90% Ciśnienie atmosferyczne: 500-1060 hPa
Środowisko pracy	Temperatura: 5°C do 40°C Wilgotność względna: 15% do 90% Ciśnienie atmosferyczne: 700–1060hPa

Ilość czasu od minimalnej temperatury przechowywania nieużywanego urządzenia do minimalnej temperatury roboczej przy temperaturze otoczenia wynoszącej 20°C	30 minut
Ilość czasu od maksymalnej temperatury przechowywania nieużywanego urządzenia do maksymalnej temperatury roboczej przy temperaturze otoczenia wynoszącej 20°C	30 minut
Trwałość eksploatacyjna	3 lata

15. Oznaczenia i symbole

Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana w oparciu o normy i przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej. Przebywając za granicą, należy stosować się także do wytycznych i przepisów obowiązujących w danym kraju.

	Deklaracja zgodności: produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy obowiązujące na Europejskim Obszarze Gospodarczym.
IP22	Urządzenie jest zabezpieczone przed wnikaniem przedmiotów takich jak palce.
	Nie usuwać razem z odpadami gospodarstwa domowego! Dyrektywa WEEE nakłada na użytkownika obowiązek usunięcia niniejszego urządzenia elektrycznego (łącznie ze wszystkimi częściami i akcesoriami) poprzez oddanie go do wyznaczonego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych.
	Stosować się do instrukcji obsługi.
	Produkt laserowy klasy 1

Nota prawna

Firma Home Skinovations Ltd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach lub parametrach technicznych w celu poprawy ich wydajności, niezawodności lub sposobu wytwarzania. Informacje dostarczane przez firmę Home Skinovations Ltd są według najlepszej wiedzy firmy rzetelne i wiarygodne na chwilę ich publikacji. Niemniej jednak firma Home Skinovations Ltd nie przyjmuje odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych informacji. Firma Home Skinovations Ltd nie przyznaje żadnych dorozumianych lub innych praw licencyjnych w zakresie swoich patentów ani praw patentowych.

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana ani przekazywana w żadnej formie, elektronicznej ani mechanicznej, do żadnych celów bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Home Skinovations Ltd. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ze strony producenta.

Firma Home Skinovations Ltd jest właścicielem patentów, wniosków patentowych, znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej dotyczących treści niniejszego dokumentu. Przekazanie użytkownikowi niniejszego dokumentu nie stanowi udzielenia mu żadnych licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, chyba że zostały one przekazane mu w sporządzonej na piśmie umowie z firmą Home Skinovations Ltd. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ze strony producenta.

Nazwa Silk'n oraz logo Silk'n to zastrzeżone znaki towarowe firmy Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.

Оглавление

1. Противопоказания и предупреждения	221
2. Правила безопасности при обращении с устройством Silk'n Lipo	228
3. Познакомьтесь с устройством Silk'n Lipo.....	229
4. Управление устройством и настройки	230
5. План лечения	235
6. Познакомьтесь с устройством Silk'n Lipo.....	236
7. Начало работы.....	237
8. Очистка и обслуживание	239
9. Запасные части и расходные материалы	240
10. Выявление и устранение неполадок	240
11. Отдел обслуживания клиентов	241
12. Гарантия.....	242
13. Утилизация.....	242
14. Технические характеристики.....	242
15. Обозначения и символы.....	244

1. Противопоказания и предупреждения

Это Руководство пользователя основано на стандартах и нормативах, действующих в Европейском Союзе. Находясь за границей, вы должны также соблюдать нормативы и законы, принятые в данной стране.

Silk'n Lipo – это мощное электрическое устройство, которое следует использовать, уделяя особое внимание безопасности. Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми предупреждениями и противопоказаниями. Перед каждой процедурой мы рекомендуем просматривать инструкции, приведенные в настоящем руководстве.

- ⦿ Не пользуйтесь устройством под душем и во время принятия ванны.
- ⦿ Прежде чем подключать зарядную подставку к розетке, убедитесь, что у вас сухие руки.
- ⦿ Держите адаптер подальше от воды. Адаптер не водонепроницаемый.
- ⦿ Не оставляйте и не храните рабочие блоки, зарядную подставку или адаптер там, где они могут упасть или съехать в ванную, раковину, воду или любую другую жидкость.

- Не пытайтесь достать зарядную подставку или адаптер, если они упали в воду. Прежде чем пытаться достать их, немедленно отключите их от сети. Нежелание отключить зарядную подставку может привести к поражению электрическим током!
- Никогда не используйте адаптер, если у него поврежден кабель питания или вилка, если он не работает должным образом или был опущен в воду. В таком случае немедленно отключите адаптер.
- При нарушении работы зарядной подставки немедленно отключите ее от розетки.
- Перед помещением рабочих блоков в зарядку или на хранение их следует высушить
- Перед помещением электродов на хранение их следует высушить.
- Чинить устройство разрешается только квалифицированному персоналу. Не пытайтесь модифицировать, вскрывать или самостоятельно чинить устройство. Этим вы можете подвергнуть себя опасному воздействию электричества и нанести серьезный вред своему здоровью.

- Изменения или модификации этого устройства, не одобренные в явно выраженной форме стороной, ответственной за соответствие нормативным требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию устройства.
- Не используйте части и принадлежности других производителей, как указано в руководстве пользователя; не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или функционирует неправильно. В таких случаях свяжитесь со службой обслуживания клиентов компании.
- Не мойте какие-либо части в посудомоечной машине.
- Не позволяйте детям играть с упаковкой устройства. Игра с упаковкой могут привести к травмам, а проглатывание мелких деталей — к удушью.
- Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами! Утилизация устройства (включая все части и принадлежности) должна осуществляться в соответствии с нормативами по утилизации электроприборов WEEE в соответствующих пунктах сбора. Подробная информация приведена в разделе 13. Утилизация.

- Перед сдачей устройства в утиль, аккумуляторную батарею следует извлечь.
- При извлечении аккумуляторной батареи устройство должно быть отключено от сети питания.
- Аккумуляторная батарея должна быть безопасно утилизирована.
- Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации аккумуляторных батарей. Не выбрасывайте использованные аккумуляторные батареи в мусорный контейнер. Чтобы защитить окружающую среду, по вопросу утилизации обратитесь к продавцу устройства.

Извлечение аккумуляторной батареи

Чтобы извлечь аккумуляторную батарею, устройство должно быть разделено на части. После этой процедуры, устройство больше не будет функционировать, равно как и подлежать восстановлению. Если корпус устройства поврежден и аккумуляторная батарея извлечена, любая гарантия будет аннулирована. Рекомендуется надевать защитные очки и перчатки.

Home Skinovations Ltd не несет ответственности за любой физический или материальный ущерб, причиненный в результате выполнения этой процедуры.

Для извлечения аккумуляторной батареи рабочие блоки следует помещать на твердую, прочную поверхность. Чтобы разбить внешний пластмассовый корпус используйте молоток

Чтобы открыть корпус используйте плоскогубцы или отвертку. Отвинтите ПМП (печатную монтажную плату) и извлеките аккумуляторную батарею, отсоединив вилку от ПМП.

Противопоказания

- устройство Silk'n Lipo не должно использоваться детьми, взрослыми с ограниченными физическими, сенсорными или психологическими возможностями или людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний о том, как пользоваться данным устройством. Храните устройство в месте, недоступном для детей.
- Если вы испытываете дискомфорт, используйте более низкий уровень энергии ЭМС.

- При сильном покраснении кожи или при появлении волдырей и ожогов немедленно прекратите процедуру.
- Применяйте только на чистой, сухой, здоровой коже.

Не используйте, если:

- у вас имеется заболевание сердца, но вы не проконсультировались с врачом;
- вы принимаете иммуносупрессанты, такие как кортикостероиды, но не проконсультировались с врачом, или у вас наблюдается иммунодефицит;
- страдаете от любого вида рака;
- у вас имеются нарушения со стороны лимфатической системы, щитовидной железы или печени, диабет или другое нарушение метаболизма;
- у вас установлен кардиостимулятор, внутренний дефибриллятор или иное активное электрическое устройство;
- в области, подлежащей обработке, вы применяли местные растворы, содержащие ионы металлов;
- у вас эпилепсия;
- у вас имеются серьезные проблемы с кровообращением в ногах;

- у вас имеется грыжа брюшной стенки или паховая грыжа;
- вы беременны или кормите грудью;

Не применяйте устройство на следующих частях тела:

- В области сердца. Электроды нельзя накладывать на какую-либо область спереди грудной клетки (где расположены ребра и грудина), в особенности в области обеих больших грудных мышц. Это может повысить риск фибрилляции желудочков и вызвать остановку сердца.
- В задней части грудной клетки.
- В области головы и шеи.
- В области гениталий.
- В области глаз.
- Татуированные области кожи.
- В областях, где наблюдаются проявления метаболического артрита или хроническая боль.

- В областях, где наблюдаются отек, инфекция, воспаление, нарушение целостности или раздражение кожи, кожные высыпания (например, сыпь, флебит, тромбофлебит, варикозные расширения вен, послеоперационные шрамы – любые участки, где возможно нарушение процесса заживления).
- На участках, где вживлены металлические скобы, имплантаты или стержни. Перед процедурой обработки уберите из обрабатываемой области ювелирные украшения и другие аксессуары.
- Участки кожи, которые были поражены раком кожи или потенциальными злокачественными образованиями;

2. Правила безопасности при обращении с устройством Silk'n Lipo

Для Silk'n безопасность – превыше всего. Silk'n Lipo характеризуется следующими функциями обеспечения безопасности:

- **Датчик контакта с кожей:** устройство работает только тогда, когда оно включено, а **рабочий блок** находится в хорошем контакте с кожей.
- **Автоматическое отключение:** вы можете прекратить обработку, когда захотите; устройство автоматически выключится приблизительно через минуту при отсутствии контакта с кожей (**индикатор работы** постоянно светится зеленым). Устройство также автоматически выключится после 15 минут непрерывной работы.

3. Познакомьтесь с устройством Silk'n Lipo

Silk'n Lipo – это устройство, помогающее снижать количество жировой ткани на определенных участках тела, тренировать мышцы и тонизировать участки тела без особых физических усилий, в комфортной домашней обстановке.

Обработка **рабочим блоком**¹ целевых участков – предплечий, живота, ягодиц или бедер – позволяет разбить жировые комки и снизить содержание жировой ткани. Кроме того, устройство предназначено для шейпинга тех областей тела, в отношении которых диета и физические упражнения неэффективны. Silk'n Lipo не предназначено для общего снижения жира в организме или снижения веса и не может заменить собой диету или физические упражнения.

¹ в настоящем руководстве может использоваться единственное число для обозначения как одиночных, так и нескольких элементов устройства: **рабочий блок, ремень и электрод**.

3.1. Содержимое упаковки

- 1 или более рабочий блок *
- 2 соединителя
- Один или более нательных ремней *
- 1 или более электродов *
- Зарядная подставка
- Адаптер
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

* Зависит от опций приобретаемого комплекта.

3.2. Описание устройства

Silk'n Lipo – это устройство для применения в домашних условиях; в нем используется технология лазерного излучения низкой интенсивности (LLLT) и стимулирование мышц электрическими импульсами (ЭМС). Все это повышает мышечный тонус и снижает отложения жирных кислот и других веществ, способствуя укреплению тканей и коррективке фигуры.

Silk'n Lipo включает комплект ремней, предназначенных для различных частей тела. Каждый рабочий блок снабжен лазерными диодами и электродами, активирующими ЭМС. Рабочий блок прикрепляют к ремешку и помещают к тому участку тела, который необходимо тонизировать и скорректировать. В Silk'n Lipo используются встроенные перезаряжаемые аккумуляторы, так что рабочие блоки можно легко зарядить перед применением.

RU

Чтобы увидеть расположение каждого элемента устройства, обратитесь к схеме, расположенной в начале данного руководства.

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Рабочий блок | 6. Электрод |
| 2. Кнопка управления | 7. Световые индикаторы уровня зарядки |
| 3. Световые индикаторы | 8. Зарядная подставка |
| 4. Соединители | 9. Адаптер |
| 5. Натальный ремень | |

3.3. Назначение

Silk'n Lipo – неинвазивное устройство для уменьшения обхвата талии, предплечий, бедер и ягодиц в эстетических целях. Устройство также предназначено для повышения мышечного тонуса и упругости тканей, поскольку оно укрепляет мышцы в обрабатываемых зонах.


Устройство не предназначено для какой-либо терапии или для лечения различных медицинских состояний и заболеваний. Не используйте устройство для каких-либо целей, помимо описанных в данном руководстве.

4. Управление устройством и настройки


4.1. Подсоединение различных принадлежностей

1. Извлеките принадлежности из коробки.
2. Поместите **рабочий блок** на ровную поверхность. Если у вас более одного **рабочего блока**, соедините блоки между собой.
3. Подсоедините **соединитель-гнездо** к **рабочему блоку** слева. Подсоедините **соединитель-штырь** справа (см. иллюстрацию).


Соединитель-гнездо



4. Выберите подходящий **ремень** для той части тела, которую вы хотите обработать, и положите на ровную поверхность логотипом Silk'n к себе.
5. Далее согните части **ремешка** внутрь так, чтобы были видны застежки-липучки.



6. Вставьте концы **ремня** в **соединители** и загните назад так, чтобы застежки-липучки были закреплены на **ремне**. Теперь **ремень** будет выглядеть следующим образом.



7. Чтобы использовать Silk'n Lipo, вы должны отсоединить один конец ремня, разместить **ремень** на нужном участке тела и снова застегнуть застежку.



Обратите внимание, что устройством можно пользоваться, только если:

- **рабочий блок** заряжен.
- на каждый **рабочий блок** помещен влажный **электрод** (см. раздел 4.4. Увлажнение электродов).
- поверхность всех **рабочих блоков** находится в хорошем контакте с кожей.
- вы прочли это руководство и поняли, как пользоваться устройством.

4.2. Управление и настройки



Батарея / ошибка Работа Не используется

На каждом **рабочем блоке** имеется панель управления, включающая:

- **Кнопка управления** (2)
- 2 кнопки уровней энергии ЭМС (слева и справа от **кнопки управления**)
- 2 **индикатора** – слева и посередине (3).

Особенность	Действие	Функция
Кнопка управления 	Долгое нажатие	- Включает или выключает рабочий блок. При включении устройства вы почувствуете кратковременную вибрацию. При включении прибора вы почувствуете две кратковременные вибрации. - Зеленый индикатор работы (посередине) будет светиться зеленым.
Кнопка «+» 	Короткое нажатие	Каждое нажатие повышает уровень ЭМС. По мере повышения уровня энергии индикатор работы мигает быстрее.
	Долгое нажатие	Такой же эффект, как и при коротком нажатии.
Кнопка «-» 	Короткое нажатие	Каждое нажатие снижает уровень ЭМС. По мере понижения уровня энергии индикатор работы мигает медленнее.
	Долгое нажатие	Уровень ЭМС сбрасывается до нулевой отметки.

Особенность	Действие	Функция
Индикатор батареи / ошибка (слева)	Оранжевый индикатор постоянно мигает	Низкий заряд аккумуляторной батареи.
	Оранжевый индикатор постоянно светится	Неполадка устройства.
Индикатор работы (средний)	Зеленый индикатор постоянно мигает	- Устройство включено и имеется хороший контакт с кожей. - Индикатор мигает быстрее при повышении уровня ЭМС.
	Зеленый индикатор постоянно светится	- Отсутствует контакт с кожей, но устройство готово к использованию. - При отсутствии контакта с кожей устройство автоматически выключается приблизительно через минуту.
Световой индикатор (справа)	---	Не используется.

4.3. Уровни энергии

В Silk'n Lipo имеется несколько уровней электрической стимуляции мышц (ЭМС). Это дает вам возможность регулировать интенсивность стимуляции мышц на разных участках тела. Более того, вы можете менять уровень энергии в ходе обработки так часто, как хотите.


- 
Чтобы повысить уровень ЭМС: Коротко нажимайте на **кнопку «+»** столько раз, сколько нужно для достижения желаемого и комфортного уровня ЭМС. По мере повышения уровня ЭМС **индикатор работы** мигает чаще.
- 
Чтобы снизить уровень ЭМС: Коротко нажимайте на **кнопку «-»** столько раз, сколько нужно для достижения желаемого уровня ЭМС (см. раздел 4.2. Управление и настройки).
- 
Для сброса уровня ЭМС до нулевой отметки: нажмите и удерживайте **кнопку «-»**.


 Уровень ЭМС можно изменять, только если **рабочий блок** находится в хорошем контакте с кожей. Если контакт с кожей отсутствует, уровень ЭМС падает до нуля.

4.4. Увлажнение электродов

Электроды необходимы для ЭМС, причем перед началом процедуры их необходимо увлажнить.

1. Увлажните каждый **электрод** влажной салфеткой или влажными пальцами.
2. Затем поместите влажный **электрод** на тыловую поверхность **рабочего блока**. Убедитесь, что электрод плотно прилегает к центральному прямоугольнику. Вам может понадобиться слегка подвигать **электрод**, так чтобы он ровно располагался на **рабочем блоке**.



i Важно: увлажнять следует только **электрод**, но не **рабочий блок**.

4.5. Зарядка устройства


Перед первым использованием каждый **рабочий блок** следует зарядить. Первая зарядка длится около 6 часов. Последующие зарядки длятся около 3 часов. Перед каждой процедурой рекомендуется заряжать устройство.

1. Перед помещением **рабочих блоков** в **зарядную подставку** отсоедините **электроды**.
2. Подключите пустую **зарядную подставку** к электрической розетке. **2 индикатора зарядки** будут постоянно светиться зеленым.

3. Поместите **рабочие блоки** в пазы зарядной подставки.
 - Когда **рабочий блок** заряжается, оранжевый **индикатор батареи/ошибки** на **рабочем блоке** загорается и гаснет.
 - После полной зарядки **индикатор батареи/ошибки** (слева) гаснет, а вместо него загорается зеленый **индикатор работы** (средний).
4. По завершении зарядки отключите **зарядную подставку** от электрической розетки.

5. План лечения

-  Обработку следует проводить на чистой и здоровой коже (см. раздел 1. Противопоказания и предупреждения).
-  Сеанс обработки выбранной зоны должен продолжаться 15 минут (см. иллюстрацию).
-  Для обработки более крупных участков, например, живота или ягодиц, **рабочий блок** можно передвинуть на соседний участок на следующие 15 минут. Это можно повторять, пока не будет обработана вся зона.
-  Старайтесь избегать пропусков или перекрывания обработанных участков.
-  Никогда не используйте Silk'n Lipo повторно на том же участке в течение одного и того же сеанса.
-  Устройство можно использовать ежедневно, но не более трех раз в неделю на одном и том же участке. Повторяйте до достижения желаемого результата.



6. Познакомьтесь с устройством Silk'n Lipo

Если четко следовать инструкциям и принимать во внимание **все предупреждения и противопоказания**, то осложнения и побочные эффекты случаются редко. Вместе с тем, применение энергоизлучающих устройств, в том числе предназначенных для использования в домашних условиях, подразумевает некоторый риск. Поэтому важно знать о возможных рисках и осложнениях.

Покраснение кожи

После обработки возможно некоторое покраснение кожи, которое вскоре проходит.

Мышечные боли

Как и в случае физических упражнений, после обработки возможна болезненность некоторых мышц, однако она исчезает через один-два дня. В таком случае пользуйтесь низким уровнем ЭМС в течение нескольких сеансов обработки, пока болезненность не пройдет.

Раздражение кожи

В редких случаях возможно длительное покраснение кожи или появление акне. Немедленно прекратите использовать устройство, возобновите использование только после того, как раздражение пройдет.

Головная боль

Также в редких случаях при первом использовании устройства возможно головокружение. Если это произойдет, сядьте или прекратите использовать устройство, пока не почувствуете себя лучше.

Аллергическая реакция

Если у вас наблюдается аллергическая реакция на устройство или принадлежности к нему, прекратите пользование прибором.



Немедленно прекратите пользоваться устройством, если эти симптомы приобретают более серьезный характер.



Если симптомы не проходят в течение 2-3 дней, обратитесь к врачу.

7. Начало работы

Пользоваться Silk'n Lipo очень просто. Повторите эти действия для каждого участка тела, который вы собираетесь обработать.

1. Обработку следует проводить на чистой и здоровой коже (см. раздел 1. Противопоказания и предупреждения).
2. Перед использованием необходимо хорошо зарядить батареи. Если **индикатор батареи/ошибки** медленно мигает оранжевым светом, то это означает, что батарея разряжена.
3. Перед каждой обработкой увлажните **электроды** влажной салфеткой или влажными пальцами и поместите электроды в каждый **рабочий блок** (см. раздел 4.4. Увлажнение электродов). Подсоедините один или несколько **рабочих блоков** к **ремню** (см. 4.1. Подсоединение различных принадлежностей).
4. Отсоедините **соединитель** с одной стороны и закрепите **ремень** на нужном участке тела. Закрепите отсоединенный соединитель.
5. Отрегулируйте **ремень** так, чтобы **рабочий блок** находился в хорошем контакте с кожей, а **ремень** был надежно закреплен на теле.



Если **ремень** закреплен непрочно, рабочие насадки могут отключиться. В таком случае затяните **ремень** и нажмите **кнопку «+»**, чтобы снова выбрать нужный уровень ЭМС.

6. **Включите устройство.** Следя за индикаторами, нажмите **кнопку управления** на каждом **рабочем блоке**. Загорятся зеленый и оранжевый **световые индикаторы**. Загорится оранжевый **световой индикатор**, примерно через секунду они погаснут, а **рабочий блок** однократно завибрирует. При хорошем контакте **рабочего блока** с кожей зеленый **индикатор работы** медленно мигает и включаются лазерные диоды.

7. **Изменение уровня ЭМС:**

- **Чтобы повысить уровень:** Коротко нажимайте на **кнопку «+»** столько раз, сколько нужно для достижения желаемого и комфортного уровня ЭМС. По мере повышения уровня ЭМС **индикатор работы** мигает чаще.



Если удерживать **кнопку «+»** в нажатом состоянии, ЭМС все равно повысится только на один уровень.

- **Чтобы понизить уровень:** Коротко нажимайте на **кнопку «-»** столько раз, сколько нужно для достижения желаемого уровня ЭМС (см. раздел 4.2. Управление и настройки).



Удержание **кнопки «-»** в нажатом состоянии сбрасывает энергию ЭМС до нулевого уровня.

8. **Обрабатывайте каждую зону 15 минут. Рабочий блок** должен оставаться на одном и том же месте во включенном состоянии не более 15 минут. Каждые несколько минут вы будете ощущать вибрацию. Такие вибрации нормальны в процессе обработки. Когда пройдет 15 минут, вы почувствуете 3-кратную вибрацию, эмиссия энергии прекратится, а устройство автоматически выключится.



Чтобы выключить устройство **до истечения 15 минут**, нажмите и придержите **кнопку управления**. Вы ощутите 2-кратную вибрацию, и устройство выключится.

9. Если вы хотите обработать другой участок (прилегающий к уже обработанному или находящийся на другой части тела), смочите **электрод** и переместите **рабочий блок** на другой участок.



Старайтесь избегать пропусков или перекрывания обработанных участков.

-  Если вы переместили устройство на другой участок, но **рабочий блок** не находится в хорошем контакте с кожей, уровень ЭМС будет нулевым. В таком случае обеспечьте хороший контакт **рабочего блока** с кожей и коротко нажмите на **кнопку управления** для запуска устройства, а затем нажмите **кнопку «+»**, чтобы повысить уровень ЭМС.

8. Очистка и обслуживание

8.1. Очистка рабочих блоков и зарядной подставки

Мы рекомендуем очищать **рабочий блок** после каждого использования, а **зарядную подставку** – раз в месяц.

Перед очисткой:

-  Отключите **рабочий блок** от остальных элементов (**ремня, электродов, соединителей, зарядной подставки**). Отключите **зарядную подставку** от электрической розетки.
 -  Не используйте абразивные чистящие средства или химические средства для очистки каких-либо частей устройства.
 -  Очистите **рабочие блоки** и **зарядную подставку** влажной салфеткой, смоченной в слабом детергенте, а затем протрите досуха сухой салфеткой.
-  Не мойте какие-либо части в посудомоечной машине.

8.2. Очистка электродов

-  После каждого использования протрите **электроды** и вытрите сухой салфеткой.
-  Не кладите электроды на хранение в коробку или ящик стола, пока они не будут полностью сухими.

8.3. Замена электродов

-  Не пользуйтесь **электродами**, если они повреждены. В таком случае замените их новыми.

8.4. Очистка ремня

Ремень сделан из следующих материалов: **Внешняя поверхность:** Нейлон / **Средний слой:** пористая резина (SBR) / **Внутренний слой:** нейлон.

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по очистке.



Ремень можно
стирать только
вручную.



Не сдавать в
химчистку



Не отбеливать



Не сушить в
барабанной
сушилке



Не гладить
утюгом

8.5. Хранение

- После очистки рекомендуется вставить **рабочие блоки** в **зарядную подставку**.
- Если вы не планируете использовать устройство в течение продолжительного времени, храните различные части в оригинальной упаковке в чистом сухом месте, чтобы они не пылились.
- **Зарядная подставка** должна быть отключена от электрической розетки.

9. Запасные части и расходные материалы

Рабочие блоки, электроды и ремни для замены можно приобрести в магазине розничной торговли, где было приобретено устройство, или непосредственно через веб-сайт www.silkn.eu.

10. Выявление и устранение неполадок

Чинить устройство разрешается только квалифицированному персоналу. Не пытайтесь модифицировать, вскрывать или самостоятельно чинить устройство. Этим вы можете подвергнуть себя опасному воздействию электричества и нанести серьезный вред своему здоровью. Кроме того, это приведет к аннулированию гарантии.

Проблема	Проверка
Устройство не включается.	Убедитесь, что: • рабочий блок заряжен. • вы нажали кнопку управления, чтобы включить устройство • индикатор работы светится зеленым
Я не ощущаю электростимуляцию, а уровень ЭМС кажется слишком низким.	Убедитесь, что: • на электроде влага. • поверхность рабочего блока находится в хорошем контакте с кожей, • ремень прочно закреплен на теле
Я не могу изменить уровень ЭМС.	Убедитесь, что аккумуляторы рабочих блоков заряжены.
Все индикаторы светятся одновременно.	Системная ошибка.



При появлении проблем или сомнений свяжитесь со службой обслуживания клиентов компании.

11. Отдел обслуживания клиентов

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: www.silkn.eu. Это руководство также можно загрузить в формате PDF с нашего сайта. Обратитесь в отдел обслуживания клиентов Silk'n, чтобы сообщить о неожиданных происшествиях или любой другой проблеме с устройством.

Наша контактная информация:

Страна	Телефонные номера сервисных центров	Эл.почта
Бельгия	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Франция	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Германия	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Италия		servizioclientiit@silkn.eu
Нидерланды	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Испания	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Великобритания	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Другие страны	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Гарантия

Смотрите свой гарантийный талон Silk'n.

13. Утилизация

Если срок службы устройства подошел к концу, обязательно следуйте законам своей страны для утилизации электротехнических изделий.



Упаковку следует утилизировать, разобрав ее на части по типу материалов. Картонную коробку следует сдать в макулатуру, а пленку – в пункт вторсырья, занимающийся рециклингом.



Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами! Утилизация устройства (включая все части и принадлежности) должна осуществляться в соответствии с нормативами по утилизации электроприборов WEEE в соответствующих пунктах сбора. Это обеспечит профессиональную утилизацию и предотвратит попадание вредных веществ* в окружающую среду. Перед утилизацией убедитесь, что устройство разряжено.

* Продукты с маркировкой Cd – кадмий, Hg – ртуть, Pb – свинец.

14. Технические характеристики

Номер модели	H5001 (прибор); H5002 (зарядная подставка)
Технология	Технология лазерного излучения низкой интенсивности (LLLT) и стимулирование мышц электрическими импульсами (ЭМС)
Зарядная подставка	Вх. 12 В пост. тока, 1,5 А макс. Заряжаются два модуля одновременно
Электропитание модуля	Литиевая батарея 3,7 В, 2600 мА
Модели адаптеров	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Показатели адаптеров Вход: Выход:	100-240 в перем. тока, 50-60 Гц, макс. 0,6А 12 В пост. тока, 1,5 А

LLLT	
- Длина волны диода	658 нм +/- 8 нм
- Мощность диода	100 мВт (макс.)
ЭМС	
- Амплитуда импульса	0–32 мА при нагрузке 1000 Ом
- Выходное напряжение	Регулируемое в пределах 0–32 В, макс. выход 32 В при нагрузке 1000 Ом.
- Время включения	Регулируемое в пределах 20~2400 мсек
- Время выключения	Регулируемое в пределах 20~2400 мсек
- Время вхождения в рабочий режим	22~800 мс, 22 мс/шаг (регул.) Время включения возрастает и снижается.
- Частота импульсов	30~50 Гц
- Ширина импульса	350~450 мкс
- Таймер	15 мин
- Форма волны	Симметричный двухфазный прямоугольный импульс
- Допуск	Возможный допуск +/-5% по всем настройкам и +/- 20% допуск выходной мощности.
Вес	Модуль: 300 г Зарядная подставка: 215 г
Транспортировка и хранение между использованием и условия хранения	Температура: от минус 40° до 70°С Относительная влажность: от 10% до 90% Атмосферное давление: 500–1060 гПа
Условия эксплуатации	Температура: 5 – 40 °С Относительная влажность: от 15% до 90% Атмосферное давление: 700–1060 гПа
Время от мин. температуры хранения между использованием до минимальной рабочей температуры при температуре окружающей среды составляет 20°С	30 минут

Время от макс. температуры хранения между использованием до макс. рабочей температуры при температуре окружающей среды составляет 20°C	30 минут
Срок эксплуатационной службы	3 лет

15. Обозначения и символы

Это Руководство пользователя основано на стандартах и нормативах, действующих в Европейском Союзе. Находясь за границей, вы должны также соблюдать нормативы и законы, принятые в данной стране.

	Декларация о соответствии: Продукты с такой маркировкой соответствуют всем требованиям Европейской Экономической Зоны.
IP22	Устройство защищено от проникновения объектов (например, пальцев).
	Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами! Утилизация устройства (включая все части и принадлежности) должна осуществляться в соответствии с нормативами по утилизации электроприборов WEEE в соответствующих пунктах сбора.
	Следуйте указаниям в инструкции по эксплуатации.
	Лазероизлучающее устройства, Класс 1

Правовые положения

Компания Home Skinovations Ltd оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию или спецификации с целью улучшения их характеристик, надежности или возможности изготовления. Предполагается, что информация, предоставленная компанией Home Skinovations Ltd, является точной и надежной на момент публикации. Однако компания Home Skinovations Ltd не принимает на себя ответственность за использование этой информации. На патенты и патентные права компании Home Skinovations Ltd не предоставляется никаких прямых, косвенных или иных лицензий.

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любым способом, электронным или механическим, в любых целях, без явного письменного разрешения компании Home Skinovations Ltd. Данные могут изменяться без предупреждения.

Компания Home Skinovations Ltd владеет патентами и заявками на патент, торговыми наименованиями, авторскими правами, а также иными правами интеллектуальной собственности, имеющими отношение к предмету данного документа. Предоставление данного документа не дает вам никаких лицензий на эти патенты, торговые наименования, авторские права или иные права интеллектуальной собственности, кроме явным образом предоставляемых компанией Home Skinovations Ltd в соответствии с письменным соглашением. Спецификации могут изменяться без предупреждения.

Silk'n и логотип Silk'n являются зарегистрированными торговыми марками компании Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ИЗРАИЛЬ.



PB114120A


HomeSkinovations™

www.silkkn.eu • info@silkkn.com

InnoEssentials International

Donk 1b, 2991 LE Barendrecht

The Netherlands