




Übungen zur Selbstmassage



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:
666 846

de



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Schmerzen und Verspannungen in der Muskulatur lassen sich häufig auf verklebte oder verhärtete Faszien zurückführen.

Was sind Faszien?

Faszien sind Bindegewebe, die den ganzen Körper durchziehen und verbinden und alle Teile wie Knochen, Muskeln und Organe umhüllen. Schmerzen verursachen in erster Linie die elastischen Faszien, die unsere Muskeln umhüllen und die Fasern zusammenhalten. Verhärteten oder verkleben diese, kann sich der Muskel nicht mehr richtig dehnen und wird in seiner Beweglichkeit beschränkt.

Um diese Faszien wieder zu lockern und ihnen Elastizität zurück zu geben, kann beispielsweise eine Selbstmassage mit dem Duo-Massageball helfen. Die Muskeln werden entspannt und gedehnt, die Durchblutung und damit die Sauerstoffversorgung gefördert, Ihr Wohlbefinden steigert sich. Die Selbstmassage mit speziellen Faszien-Massagegeräten wird mittlerweile auch zum Aufwärmen vor dem Sport und zur Entspannung nach dem Sport eingesetzt.

Wir wünschen Ihnen ein gutes Wohlbefinden!

Ihr Tchibo Team

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Duo-Massageball ist zur Selbstmassage zur Steigerung des Wohlbefindens im Alltag vorgesehen. Er ist **nicht** für medizinische oder therapeutische Zwecke ausgelegt.

Der Duo-Massageball ist für den häuslichen Bereich konzipiert. Für den gewerblichen Einsatz im Sportbereich oder in medizinisch-therapeutischen Einrichtungen ist er nicht geeignet.

Wichtige Hinweise

- Tragen Sie komfortable Kleidung.
- Führen Sie die Bodenübungen möglichst auf einem harten, glatten Untergrund aus, der nicht nachgibt und auf dem der Duo-Massageball gut rollen kann. Dicke Teppiche, Fitnessmatten etc. sind nicht so gut geeignet.
- Prüfen Sie den Duo-Massageball vor jeder Anwendung. Falls er Schäden aufweist, benutzen Sie ihn nicht mehr.

Fragen Sie Ihren Arzt!

- **Bevor Sie mit der Selbstmassage beginnen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Fragen Sie ihn, in welchem Umfang die Übungen für Sie angemessen sind.**
- Beenden Sie die Übungen sofort, wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden bemerken.
- Bei besonderen Beeinträchtigungen, wie z.B. Tragen eines Herzschrittmachers, Schwangerschaft, entzündlichen Erkrankungen von Gelenken oder Sehnen, Wassereinlagerungen in Armen oder Beinen, orthopädischen Beschwerden oder nach einer Operation, muss die Massage mit dem Arzt abgestimmt sein.
- Beenden Sie die Massage sofort und suchen Sie einen Arzt auf, wenn eines der folgenden Symptome auftreten sollte: Übelkeit, Schwindel, übermäßige Atemnot oder Schmerzen in der Brust. Auch bei Schmerzen in Gelenken und Muskeln beenden Sie die Übungen sofort.
- Nicht für therapeutische/s Massage/Training geeignet!

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

1. Nacken

Lehnen Sie sich mit dem Duo-Ball im Nacken - **beidseitig neben der Wirbelsäule** - an eine Wand.

Massieren Sie die Nackenmuskulatur, indem Sie sich an der Wand aus den Beinen heraus auf und ab bewegen. Ziehen Sie dabei nicht die Schultern hoch.

Achtung! Massieren Sie nicht direkt auf der Wirbelsäule! Alternativ können Sie sich auch auf den Rücken legen und den Duo-Ball unter Ihren Nacken legen.



2. Oberarm

Rollen Sie den Duo-Ball mit leichtem Druck per Hand über die Ober- und Unterseiten Ihrer Oberarme oder drücken Sie alternativ den Duo-Ball mit dem Oberarm gegen eine Wand und bewegen dann den Arm auf und ab.




3. Unterarm

Rollen Sie den Duo-Ball mit leichtem Druck über die Ober- und Unterseiten Ihrer Unterarme oder legen Sie alternativ den Duo-Ball auf einen Tisch und rollen den Unterarm darüber.



4. Oberer Rücken



Legen Sie den Duo-Ball mittig unter Ihren oberen Rücken. Finden Sie eine Position, die für Sie angenehm ist. Gehen Sie nicht zu sehr ins Hohlkreuz.

Rollen Sie Ihren Oberkörper langsam vor und zurück über den Duo-Ball. Variieren Sie den Druck, indem Sie die Arme abwechselnd zur Seite, nach oben und über Kopf strecken.

Achtung! Massieren Sie nicht direkt auf der Wirbelsäule!


Alternativ können Sie sich auch mit dem Duo-Ball an eine Wand stellen und sich dort auf und ab bewegen (siehe Bild links unter „Gebrauch“).

5. Lendenbereich

Legen Sie den Duo-Ball neben der Wirbelsäule im Lendenbereich unter Ihren Rücken. Finden Sie eine Position, die für Sie angenehm ist. Gehen Sie nicht zu sehr ins Hohlkreuz.


Massieren Sie die Lendenmuskulatur, indem Sie Ihren Oberkörper langsam vor und zurück über den Duo-Ball rollen.

Achtung! Massieren Sie nicht direkt auf der Wirbelsäule!



Alternativ können Sie sich auch mit dem Duo-Ball an eine Wand stellen und sich dort auf und ab bewegen (siehe Bild links unter „Gebrauch“).


6. Po




Legen Sie sich mit einer Pobacke auf den Duo-Ball. Gehen Sie nicht ins Hohlkreuz.

Massieren Sie die Muskulatur am Po, indem Sie langsam vor und zurück über den Duo-Ball rollen.

Alternativ setzen Sie sich wie abgebildet auf den Duo-Ball.




7. Hüftbeuger



Legen Sie sich mit der Hüftbeuge auf den Duo-Ball. Gehen Sie nicht ins Hohlkreuz.

Massieren Sie den Hüftbeuger, indem Sie langsam vor und zurück über den Duo-Ball rollen. Massieren Sie nicht direkt auf dem Hüftknochen!

8. Oberschenkel Oberseite



Legen Sie sich mit dem Oberschenkel auf den Duo-Ball. Gehen Sie nicht ins Hohlkreuz.

Massieren Sie den Oberschenkel, indem Sie langsam vor und zurück über den Duo-Ball rollen.

9. Ober- und Unterschenkel Unterseite


Legen Sie den Duo-Ball wie abgebildet unter den Ober- bzw. den Unterschenkel und schieben Sie Ihr Bein langsam vor und zurück über den Duo-Ball.



10. Unterschenkel Innenseite

Rollen Sie den Duo-Ball mit leichtem Druck über die Innenseite Ihres Unterschenkels.

Achtung! Massieren Sie nicht direkt auf dem Schienbeinknochen!





Self-Massage Exercises



www.tchibo.de/instructions
(Please enter the product number in the box labelled
"Bedienungsanleitungssuche" and click on "Suchen")

Product number:
666 846

Dear Customer

Pain and tension in your muscles can often be traced to sticky or hardened fasciae.

What are fasciae?

Fasciae are connective tissues that go through and connect all parts of the body, and that surround all parts such as bones, muscles and organs. Pain is mainly caused by the elastic fasciae that surround our muscles and keep the fibres together. If these become sticky or hard, the muscle can no longer stretch properly and its movements become restricted.

In such cases, a massage such as with the duo massage ball can help to loosen these fasciae again and restore their elasticity. This can relax and stretch your muscles, thus promoting circulation and a free flow of oxygen, which ultimately benefits your sense of well-being. Massaging yourself with special fasciae massage devices is also ideal for warming up before sports or to help with relaxation after sports.

We hope you will enjoy using this product.

Your Tchibo Team

For your safety

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The duo massage ball is intended for self-massage and for increasing the feeling of well-being in daily life. It is **not** suitable for medical or therapeutic purposes.


The duo massage ball is designed for private household use. It is not suitable for commercial use in fitness centres or medical/therapeutic institutions.

Important information

- Wear comfortable clothing.
- Where possible, perform the floor exercises on a hard, smooth surface that does not give way and on which the duo massage ball can roll easily. Thick carpets, exercise mats, etc. are generally not very suitable.
- Always inspect the duo massage ball before every use. If any damage is visible, discontinue use.

Consult your doctor!

- **Before you start to massage yourself, consult your doctor and ask about the extent to which the exercises are suitable for you.**
- Discontinue massaging immediately if you begin to feel pain or have difficulties.
- If you have special physical impairments, such as wearing a pacemaker, if you are pregnant, or if you suffer from inflammation of the joints or tendons, have water retention in your arms or legs, orthopaedic complaints or have had surgery, then performance of the massage exercises is subject to your doctor's approval.




Care

- Wipe the duo massage ball as required with a damp cloth. Do not use any aggressive cleaning products, or sharp or abrasive objects.
- After cleaning, let the duo massage ball air-dry at room temperature. Do not place it on a heater and do not use a hairdryer or anything similar!
- Store the duo massage ball in a cool, dry place. Protect it from sunlight and pointed, sharp or rough objects and surfaces.

Material: EPP
Weight: approx. 23 g

en



1. Neck

Lean against a wall with the duo ball **on each side of your spine** behind your neck.

Massage your neck muscles by moving up and down against the wall from your legs. Do not raise your shoulders when doing so.

Warning!
Do not massage directly on your spine!

Alternatively, lay on your back with the duo ball under your neck.

2. Upper arm

With slight pressure, roll the duo ball by hand over the top and bottom sides of your upper arm, or alternatively, press the duo ball against a wall with your upper arm and then move your arm up and down.




3. Lower arm

With slight pressure, roll the duo ball over the top and bottom sides of your lower arms, or alternatively, lay the duo ball on a table and roll your lower arm over it.



4. Upper back



Place the duo ball in the middle under your upper back. Find a position that is comfortable for you. Do not arch your back too much.

Slowly roll your upper body back and forth over the duo ball. Vary the pressure by stretching your arms out alternately to the sides, above you, and above your head.

Warning! Do not massage directly on your spine!


You could also do this exercise with the duo ball against a wall and moving up and down (see image on the left under "Use").

5. Lower back

Lay the duo ball next to your spine in the lumbar region under your back. Find a position that is comfortable for you. Do not arch your back too much.


Massage your lower back muscles by slowly rolling your torso back and forth over the duo ball.

Warning! Do not massage directly on your spine!



You could also do this exercise with the duo ball against a wall and moving up and down (see image on the left under "Use").


6. Bottom




Lie down with one buttock on the ball. Do not arch your back.

Massage your bottom muscles by slowly moving back and forth over the ball.

Alternatively, sit on the duo ball as illustrated.




7. Hip flexors



Lie down with your hip flexors on the duo ball. Do not arch your back.

Massage your hip flexors by slowly rolling your hips over the ball. Do not massage directly on your hip bones!

8. Front thigh




Lie down with your front thigh on the duo ball. Do not arch your back.

Massage the muscles in your front thigh by slowly rolling back and forth on the duo ball.

9. Back of thigh and calf

Lay the duo ball under your thigh or calf as illustrated and slowly move your leg back and forth over the duo ball.



10. Inner calf

With slight pressure, roll the duo ball over the inside of your calf.

Warning! Do not massage directly on your shinbone!

